

plusmed

health management

Model: **pM-KN01**

OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ
OXYGEN CONCENTRATOR

TR Kullanım Kılavuzu

EN Instruction Manual

FR Mode d'emploi

RU Руководство Пользователя

KU Rêbera Bikaranîne

AR

FA

TR Önsöz

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürünümüzden memnun kalacağınızı umarız.

Bu kullanım kılavuzu, işlev, işlem basamakları, bakım, temel sorunlar ve bunların çözümlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

Cihazın etkin bir biçimde kullanıldığından emin olmak için cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Kılavuzda, cihazın elinizdeki modelinde göremeyeceğiniz bazı fotoğraflar bulunabilir.

Güvenlik uyarısı

Bu ürün hayat kurtarmak için kullanılamaz. Herhangi bir hasta oksijen uygulamasına ihtiyaç duyduğunda; cihazını kullanmadan önce, doğru miktar ve periyotlarda oksijen kullanımı için lütfen hekimin tavsiyesine uyunuz.

Bu cihazda kullanılan ve aşağıda gösterilen özel açıklamalara ve bunların önemine dikkat ediniz:

Not: Açıklama bilgisi.

▲ Hasar: Yapılan eylem cihaza zarar verebilir.

⚠ DİKKAT: Yapılan eylem kişilere zarar verebilir.

⚠ UYARI: Yapılan eylem yangın ve patlamaya yol açabilir.

👤 DİKKAT: Kullanım için yönergeye bakınız.

📦 Elektrik kategorisi: SINIF II

👤 Elektrik kategorisi: Tip B

📊 :Üretim tarihi

🏭 :Üretici

CE 0197: Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC ile uyumludur. 0197 Onaylı Kuruluş numarasıdır.

🚫 Ateş ve ateş kaynaklarıyla yaklaşmayın.

🚫 Sigara içilmez.

🗑 Elektrik ve elektronik cihazlar için ayrı toplama yapılır.

Kurulumdan Önce

▲ Hasar: Yalnızca güvenli ve sorunsuz elektrik güç kaynağı kullanınız.


▲ Hasar: Elektrik güç kaynağında sorun olduğunda kullanıma son veriniz.

Cihazın Yerleştirilmesi

⚠ DİKKAT: Oksijen konsantratörü toz, pas ve zehirli gazların bulunmadığı bir ortamda bulunmalıdır.


⚠ DİKKAT: Oksijenin bulunduğu ortamda kirli hava ya da duman varsa, konsantratör iyi havalandırılan bir yere kon-


malıdır.


 DİKKAT: Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayınız.


 DİKKAT: Cihazı daima sert bir yüzey üzerine koyunuz. Devrilme ya da düşme tehlikesi nedeniyle cihazı asla yatak ya da kanepe gibi yerlere koymayınız.

Yangın Uyarısı

 UYARI: Oksijen yanıcı bir gaz olduğundan, cihazı alevden ya da ateş kaynağından uzak tutunuz, hastanın yanında sigara içmeyiniz ya da çıplak alev bulundurmuyunuz.


 UYARI: Cihazı yanıcı ve patlayıcı nitelikteki alanlardan uzak tutunuz.

 UYARI: Normalde kolayca yanmayan tekstil ürünleri ve diğer kumaşlar, oksijence zengin havanın yoğun olduğu durumlarda tutuşabilir ve yanabilir.

 UYARI: Petrol, yağ ve yağlı cisimler; basınç altında oksijenle temas ettiğinde, kendiliğinden ve şiddetli bir şekilde tutuşabilir. Bu tür cisimleri daima oksijen konsantratöründen uzak tutunuz.

Bakım

 DİKKAT: Her 2.500 saatte bir cihaza bakım yaptırılması tavsiye edilmektedir.


 DİKKAT: Cihazın elektrik bağlantısı üzerindeki tozları temizlemeden önce, elektrik çarpmasını önlemek amacıyla fiş çekilmelidir.

 DİKKAT: Nemlendirici her 3 günde bir, dış filtre (kaba toz filtresi) her 100 saatte bir temizlenmeli; iç filtre (hava filtresi) her 500 saatte bir değiştirilmelidir.

Radio Frekans Girişimi

Elektronik cihazların büyük bir kısmı, Radyo Frekans Girişimi'nden etkilenir. Güçlü bir elektromanyetik girişim söz konusu olduğunda, cihaz çalışırken LCD bir miktar etkilenebilir. Bu tip cihazların varlığında taşınabilir iletişim cihazlarını daima dikkatle kullanınız.


Ek Güvenlik Uyarısı


 UYARI: Nazal hortumu yatağın ya da yastığın altına koymayınız. Cihazın açılmasıyla ortaya çıkan oksijen hastaya gitmezse yanıcı olabilir.

 UYARI: Suya düşen cihaza ulaşmaya çalışmayınız. DERHAL FİŞTEN ÇEKİNİZ.

 UYARI: Cihazı fişe taktığınızda ASLA gözetimsiz bırakmayınız.

 DİKKAT: Cihaz, çocukların bulunduğu yerde ya da kontrol gerektiren bir yerde kullanıldığında DAİMA denetim altında tutunuz.

 DİKKAT: Oksijen verilirken istenmeyen bir durum gözlenir ya da ortaya çıkarsa, mümkün olduğunca çabuk biçimde cihaz satıcısı ya da hekimle iletişime geçiniz.

 DİKKAT: Ciddi durumdaki hastalarda, başka bir gösterge cihazı daha kullanınız. İstenmeyen bir durum olduğunda, mümkün olduğunca çabuk biçimde cihaz satıcısı ya da hekimle iletişime geçiniz.

 DİKKAT: Kimseye oksijen verilmediğinde cihazı kapatınız.

- ⚠ DİKKAT: Cihazı kullanırken ön ya da arka kapağı açmayınız. Bir sorun olduğunda cihazı sökmeyiniz. Alarm ya da başka bir anormal durum söz konusu olduğunda satıcı ya da üreticiyle iletişime geçiniz.
- ⚠ DİKKAT: Çalışırken alt hava çıkışının engellenmediğinden emin olunuz. Aksi halde cihaz aşırı derecede ısınacaktır.
- ⚠ DİKKAT: Cihazın çalışması sırasında kısa aralıklarla boşaltım sesi duyulur. (13 saniye aralıkla)
- ⚠ DİKKAT: Cihazın normal çalışma durumuna gelmesi için 5 dakikalık ısınma süresi gereklidir.
- ⚠ DİKKAT: Cihaz yalnızca oksijen desteği sağlamak içindir ve hava çıkışı normal akışına eriştiğinde oksijen konsantrasyonu % 90'ın üzerine ulaşır.
- ⚠ DİKKAT: Nemlendirici, distile ya da kaynatılmış soğuk suyla kullanılır. Eklenen su, ölçü çizgisini aşmamalıdır.
- ⚠ DİKKAT: Nemlendiriciyi cihazla birlikte kullanınız ve yerini istediğiniz biçimde değiştirmeyiniz. Aksi halde hastaya rahatsızlık verebilir ya da başka zararlara yol açabilir.
- ⚠ DİKKAT: Gösterge, anormal oksijen düzeyini gösterdiğinde, bakım için satıcı ya da üretici firmayla iletişime geçilmelidir.
- ⚠ DİKKAT: Ayar düğmesini tam akış için ayarladığınızda, akışmetre sıfırı gösteriyorsa cihazı derhal kapatınız ve sorunun ne olduğunu kontrol ediniz.
- ⚠ DİKKAT: Cihazı sıklıkla açıp kapatmayınız. Kapatıldıktan sonra tekrar açmak için en az 5 dakika bekleyiniz (Cihazın içindeki gazı tamamen boşaltınız. Hava kompresörü basınç nedeniyle açılırsa, cihazın ömrü kısılacaktır).
- ⚠ DİKKAT: Cihaz açıldıktan sonra hemen akışmetre düğmesini açınız.
- ⚠ DİKKAT: Nemlendirme şişesindeki suyu, özellikle yaz mevsiminde, 2-3 günde bir değiştiriniz. Cihaz birkaç gün kullanılmayacaksa, tüm suyu boşaltınız ve şişeyi kuru tutunuz.
- ⚠ DİKKAT: Oksijen hortumu ve nemlendiriciyi, aynı model bir cihazla kullanınız. Başka model cihazla kullanacak iseniz, oksijen konsantratörü ile uyumlu olduğuna ve sıkı bağlandığına emin olunuz. Oksijen hortumu yalnızca hastalar içindir, tüpü keyfi biçimde çöpe atmayınız
- ⚠ DİKKAT: Hastayla temas eden oksijen hortumu, oksijen maskesi temiz, dezenfekte ve steril edilmiş olmalıdır.
- ⚠ DİKKAT: Hastayla temas eden oksijen hortumu her işlemten sonra %75'lik alkol ya da diğer dezenfektanlarla temizlenmelidir. Çapraz enfeksiyon tehlikesi nedeniyle oksijen hortumunu paylaşmayınız.

Ek Güvenlik Uyarısı

- ⚠ DİKKAT: Bu ünite yaşam destek cihazı değildir ve bazı durumlarda oksijen tedavisi tehlikeli olabilir, oksijen tedavisine ihtiyaç duyan herhangi bir hasta için lütfen oksijen konsantratörünü kullanmadan önce doğru akışı ve oksijen süresini seçmek için doktorun tavsiyesine uyum önerilir.
- ⚠ DİKKAT: Bir alarm durumunda, oksijen konsantratörünüzün düzgün çalışmadığını gözlemlerseniz veya rahatsızlık hissederseniz, ekipman tedarikçinize ve / veya doktorunuza derhal danışın.
- ⚠ DİKKAT: Sadece derecelendirme etiketinde belirtilen gerilimi kullanın.
- ⚠ DİKKAT: Bu cihaz hızlı yanmayı teşvik eden yüksek konsantrasyonlu oksijen üretir. Oksijen konsantratörünü açık alevlerden uzak tutun ve hasta etrafında sigara içmeyin.
- ⚠ DİKKAT: Yataklı kaplamalara veya sandalye minderlerinin altına burun oksijen kanülü bırakmayın. Ünite kullanmadan açılırsa, oksijen yanıcı maddelerin ateşlenmesine yardımcı olur.

⚠ DİKKAT: Oksijen konsantratörünüzün üzerinde veya yakınında herhangi bir kayganlaştırıcı, gres veya petrol esaslı ürün kullanmayın.

⚠ DİKKAT: Elektrik çarpması tehlikesi. Ünite takılı iken kapakları çıkarmayın. Sadece ekipman tedarikçiniz veya kalifiye bir servis teknisyeni kapakları çıkarmalı veya üniteyi servis yapmalıdır.

⚠ DİKKAT: Ünitenin ıslanmasını veya üniteye su girmesini önlemek için özen gösterilmelidir.

⚠ DİKKAT: Bu ekipmanın bitişik olması veya diğer ekipmanlarla birlikte istiflenmesi, uygunsuz bir çalışma ile sonuçlanabileceğinden kaçınılmalıdır. Böyle bir kullanım gerekiyorsa, bu ekipmanın ve diğer ekipmanın normal olarak çalıştıklarını doğrulamaları için uyulması gerekir.

⚠ DİKKAT: Taşınabilir RF iletişim ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri de dahil olmak üzere) üreticinin belirttiği kablolar da dahil olmak üzere tıbbi oksijen konsantratörünün herhangi bir yerine 30 cm'den (12 inç) yakın mesafede kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansının düşmesine neden olabilir.

⚠ DİKKAT: Oksijen konsantratörü, toz, bozulma veya toksikolojik zararlı olmayan bir ortamda kullanılmak üzere ayarlanmalıdır.

⚠ DİKKAT: Oksijen konsantratörünü, hava akışının engellendiği bir yere koymayın.

⚠ DİKKAT: Konsantratörün üstüne öğeler koymayın.

⚠ DİKKAT: Konsantratörü her zaman sert bir yüzeye yerleştirin. Konsantratörü asla, yatak veya kanepeler gibi, konsantratörün uçabileceği veya düşebileceği bir yere koymayın.

⚠ DİKKAT: Bağlandığında konsantratörü asla gözetimsiz bırakmayın.

⚠ DİKKAT: Çalıştırma esnasında alttaki düzgün boşalımı sağlayın, aksi takdirde oksijen konsantratörü aşırı ısınacaktır.

⚠ DİKKAT: Oksijen konsantratörünün normal işlev ve nominal performansına erişmesi ve ısınmasını beklemek için 5 dakika gereklidir.

NOT: Oksijen akışı yok gibi görünüyorsa, önce akış ölçer topunun bir akış kaydettiğini doğrulayın. Ardından kanülün ucunu bir bardak suya koyun; Eğer kanülden kabarcıklar çıkarsa, oksijen akıyor demektir. Kabarcıklar görülmezse, oksijen konsantratörünü derhal kapatın ve Sorun Giderme konusuna bakın.

NOT: Oksijen konsantratörünüzü kullandığınızda bir odadaki oksijeni tüketme tehlikesi asla yoktur.

Çevre koruması için gerekenler

Sistemde kullanılan malzemeler çevreye zararlı değildir. Kullanılan ambalajlar dönüştürülebilir niteliktedir. Bu ambalajlar açıldıkları ülkedeki ya da bölgedeki düzenlemelere göre toplanmalı ve imha edilmelidir. Nazal oksijen hortumu, tıbbi PVC'den imal edilmiştir; atıldığında biyolojik olarak parçalanmaz ve kirliliğe neden olur. Sistemde bulunan ve çevre kirliliği yaratabilecek herhangi bir malzeme, yerel kurallara ve şartlara uygun olarak toplanmalıdır.

Ürünün tanıtımı

pM-KN01 Oksijen Konsantratörü, emme basınç değişimi prensibiyle çalışmaktadır. Bu prensip; sabit sıcaklıkta oksijeni, nitrojeni ve diğer gazları havadan ayırt edebilir. Cihaz açılır açılmaz, tıbbi standartları yakalayan oksijen, havadan ayırt edilir. Oksijen tamamen fiziksel yöntemle üretilir. Konsantratör güvenli, düşük maliyetli ve kesintisiz ayarlanabilir oksijen akışıyla TEK hastaya oksijen sağlayabilir.

Konsantratörün önemli parçaları yıpranma ve yorulmaya karşı tasarlanmıştır. Cihazın bütünü olarak planlanmış ömrü 20.000 çalışma saatini bulmaktadır. Konsantratör çalışırken odadaki oksijen oranı üzerinde etkisi yoktur.

Kullanım koşulları

1. Ortam sıcaklığı: 10°C-40°C
2. Nem oranı: %30-%85
3. Hava basıncı: 700 hPa-1060 hPa
4. Çevrede aşındırıcı gazlar ve güçlü manyetik alan bulunmamalıdır.
5. Rakım: 2286m'ye kadar bozulma olmadan; 2286m ile 4000m arasında daha fazla bilgi için ekipman sağlayıcınıza danışın.

Uygulama alanları:

1. Tıbbi kullanım için:

Cihaz tarafından sağlanan oksijen, şu hastalıkların tedavisinde faydalı olmaktadır: Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, kronik akciğer sistemi hastalıkları, beyin ve damar sistemi hastalıkları, kronik akciğer tüberkülozu ve oksijen eksikliğine bağlı diğer hastalıklar.

2. Sağlık için:

Cihaz tarafından sağlanan oksijen, yorgunluğu engellemek amacıyla, sporcularda ve zihinsel faaliyet gösteren kişilerde kullanılabilir. Ayrıca oksijene ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine ait bölümlerde, sanatoryumlarda, askeri kamplarda, otellerde ve diğer yerlerde kullanım için uygundur.

3. Cihaz hamileler, emziren kadınlar ve 14 yaş altındaki çocuklar tarafından kullanılabilir.

Aksesuarlar:

Konsantratörünüz aşağıdaki bileşenleri içerir:

- Emme havası filtresi (iki parça, parça numarası:GL-01)
- İkincil filtre (tek parça, parça numarası:GL-02)

Konsantratör, iki hava filtresi ve bir tane de ikincil filtre ile birlikte gelir.

Teknik Parametreler

1) Model: pM-KN01

Model	pM-KN01
Maksimum güç (VA)	550
Çalışma voltajı (V/Hz)	AC230±%10 50±1
Oksijen akışı (L/dak)	0-5
Oksijen yoğunluğu (%)	%93±%3
Çıkış basıncı (Mpa)	0.04—0.07
Alarm	Elektrik kesintisi, düşük ve yüksek basınç.
Ses düzeyi (dBA)	≤50
LCD ekran	Birikmiş zaman; şimdiki zaman; zaman ölçme;

Büyük LCD ekran	Zaman ayarlı şalter; dijital basınç (hassasiyet:0.001MPa); Birikmiş zaman (aralık:0-10000 saat); Şimdiki zaman (hassasiyet:1 dakika); Ön ayarlı zaman (hassasiyet:1 dakika)
Elektrik sınıfı:	Sınıf II Tip B
Ürün sınıfı:	Sınıf II a
Net Ağırlık (Kg)	26
Sigorta	T6.3AL/250V

2) Nazal oksijen hortumu

Nazal oksijen hortumu; entübasyon, oksijen hortumu, oksijen hortum ağzı, hareketli hortum kısıncı ve nazal hortumdan oluşur ve tıbbi PVC'den üretilmiştir. Kulak üstü tipindedir ve iki ucu bulunmaktadır. Esnek hortum, şeffaf ve temiz olmalıdır. Kirlilik ve bükülmeyi göstermez. 50 Kpa'lık bir basınç uygulandığında 15 saniye boyunca sağlam kalmalıdır. Bileşenleri 20 N'luk dikey baskıya 15 saniye boyunca dayanmalıdır. Etilen oksitle steril edilen nazal oksijen hortumları üç yıl boyunca saklanabilir.

3) Nemlendirici

Nemlendirici, renksiz ve saydam ya da yarı saydam olmalıdır. Minimum ve maksimum sıvı düzeyini gösterecek şekilde işaretlenmelidir. 0.4 Mpa'den az bir basınç uygulandığında bozulmamalıdır.

Tanım ve Fonksiyonlar



Şekil 1



Şekil 2

1) Gösterge lambaları

Şekil 1'de gösterilenler:

Toplamda 6 tane gösterge ışığı bulunmakta, sağdan sola 1,2,3...6 olarak numaralandırılmış ve her model için açıklamaları aşağıda verilmiştir :

P.O.: Güç düğmesi (yeşil lamba)

P.F.: Elektrik kesintisi (kırmızı lamba)

L.P.: Düşük basınç (sarı lamba)

H.P(T): Yüksek basınç (kırmızı lamba) / yüksek sıcaklık (kırmızı lamba)

L.O2.: Oksijen saflığı < % 85,(kırmızı lamba)

H.O2: Oksijen saflığı \square 85%, (mavi lamba)

2) Güç düğmesi

3) Oksijen akışmetresi

Oksijen akışmetresinde yer alan göstergenin konumu, çıkış oksijen akımını gösterir. (L/dakika)

4) Oksijen akışmetre ayar düğmesi

Oksijen akışmetre ayar düğmesinin diğer adı, akış kontrol valfidir. Bu valf çıkış oksijen akışını ayarlar ve kontrol eder. Valfi fazla güç vererek döndürmeyiniz, aksi halde subap iğnesi kolayca zarar görebilir. Açmak için saat yönünün tersine, kapatmak içinse saat yönünde çeviriniz.

5) Hava girişi filtresi

Değiştirilmesi gerektiğinde, cihaza özel bir filtre ile değiştiriniz.

6) Etiket

7) LCD ekran (Likit Kristal Ekran)

a. Aşağıda Şekil 3'te verilen görüntüyü gösterebilir.

b. Cihaz açıldığında LCD ekran parlak, 15 dakika sonra tasarruf moduna döner, ama çalışırken uygun düğmeye basılırsa tekrar parlak moda geçer.

Değişim zamanı	—	S.Times :000020
Çalışma Basıncı	—	O.P. MPa: 0.021
Çalışma zamanı/ zamanlaması	—	O.Time :0000 00
Birikim zamanı	—	Acc.Time:0000012

Şekil 3

8) Zamanlama düğmeleri

Şekil 1'de gösterildiği gibi: "+"."-" Bu iki düğme zamanlama için kullanılır. 10 dakikalık artış için "+" düğmesine basınız. 10 dakikalık azalış için "-" düğmesine basınız. 0 dakikaya kadar "-" düğmesine bastığınızda, cihaz kendi kendine kapanacaktır. Bu sırada "+" düğmesine bastığınızda cihaz yeniden çalışacaktır.

9) Nemlendirici

Nemlendirici; oksijeni nemlendirmek ve kuru oksijenden ortaya çıkan, zor temizlenen burun ve boğaz mukozasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

10) Güç girişi

11) Sigorta

12) Atomizasyon çıkışı

13) Atomizer ayar düğmesi


Çalışma Adımları

1. Şekil 4'te gösterildiği gibi: Oksijen çıkışına bağlı olan silikon tüpü, siyah okun gösterdiği yönde çekiniz; daha sonra, nemlendirici şişeyi kırmızı okla gösterilen şekilde, saat yönünde döndürerek çıkarınız. Şişeyi minimum ve maksimum düzey arasında kalacak şekilde distile su ya da kaynamış soğuk suyla doldurunuz ve daha sonra yerine yerleştiriniz. Son olarak, silikon tüpü tekrar oksijen çıkışıyla birleştiriniz.




Şekil 4

2. Güç kablosunu takınız, güç kablosunun bir ucunu oksijen konsantratörünün güç girişine bağlayınız, diğer ucunu elektrik sistemine takınız ve güç düğmesini açınız. (Şekil 5'e bakınız)




Şekil 5

3. Oksijen çıkış akımını ihtiyaca göre ayarlayınız. Akışmetredeki kırmızı ölçek, önerilen MAKSİMUM emilim akımını göstermektedir (saat yönünün tersi—açık, saat yönü—kapalı). Tek bir uygulama için: pM-KN01, 5L/dakika'ya ayarlıdır; Çift kullanım için: pM-KN01 3-5L/dakika'ya ayarlıdır. (Şekil 6'ya bakınız)



Şekil 6

4. Oksijen hortumunun giriş kısmını nemlendirici çıkışına takınız, hastanın kulakları üzerinden burun deliklerine nazal uçları yerleştiriniz. Bakım için en iyi kullanım süresi 40-50 dakikadır. Tedavi için gerekli olan kullanım süresi doktor tarafından tespit edilir. (Şekil 7'ye bakınız).



Şekil 7

Oksijen soluma işlemi bittikten sonra, cihazı kapatınız ve nazal oksijen kanülünü nemlendirme şişesinden çıkarınız. Eğer kanülü çıkartmadan cihazı kapatırsanız; bu, oksijen hortumunun kıvrılmasına ve nemlendirme şişesinden cihaza geri dönüş kısmında su kalmasına yol açabilir. Bu da, daha sonra cihazın arızalanmasına neden olabilir. Kesintili kullanımlarda güç fişini çekiniz. (Şekil 8'e bakınız).

⚠ DİKKAT: Oksijen konsantratörünün normal işlev ve nominal performansına erişmesi ve ısınmasını için 5 dakika gereklidir.

Atomizasyon işlemi yöntemleri

Konsantratörün atomizasyon işlevi, kronik akciğer tüberkülozu ve solunum sistemi vb. Hastaları iyileştirmeye yardımcı olmak için uygulanabilir.

⚠: Atomizasyon tedavisi hekiminizin tavsiyesi ve önerisi altında olmalıdır.

⚠: Her işlemden sonra birkaç saniye boyunca atomizasyonu yapmak için damıtılmış su kullanılması, tıbbi solüsyonun neden olduğu kristalleşmeyi hafifletebilir.

⚠: Püskürtme işe yaramazsa, şişenin kapağını açın ve az miktarda temiz su ekleyin. Gaz kaynağı bağlıyken şişede bulunan beyaz topu döndürün ve daha iyi bir atomizasyon elde etmek için uygun açığı seçin.


a. İlaç haznesinin kapağını açın ve gereken atomizasyon ilacını ekleyin, ardından kapağı kapatın.

b. Atomizasyon ağızlığını (veya maskeyi) ilaç haznesinin kapağına bağlayın ve ardından atomizer bağlantı tüpünün diğer ucunu atomizasyon çıkışına bağlayın ve atomizeri açın.

c. Oksijen konsantratörünün gücünü açın ve akış ölçeri kapatın, ardından atomizasyon tedavisi için hazırdır.

d. Atomizasyon cihazlarını ve atomizasyon cihazlarının talimatlarını takip ederek temizleyin.

Fişin çekilmesi



Şekil 8

6. Hasta, sadece belirli zaman diliminde oksijen almak zorunda ise lütfen sayfa 7'deki talimatlara bakınız. 9.uncu öge (Zamanlama düğmeleri).

Bakım

1.İlk önce güç kablosunu elektrik sisteminden (priz) çekiniz. Cihazın gövdesini az deterjanlı yumuşak bez ile temizleyiniz ve sonra kuru bezle siliniz. Bu işlemi ayda bir ya da iki kez yapınız. (Şekil 9' bakınız.)



Şekil 9

2.Cihazın içinde bulunan hava filtresinin, ayda en az iki kez temizlenmesi çok önemlidir.

İşlem adımları: Cihazın gövdesinin iki yanında bulunan hava filtrelerini çıkarınız, deterjanla yıkayınız ve temiz suyla durulayınız. Filtrelerin kendi halinde kurummasını sağlayınız. Kuruduktan sonra tekrar yerine yerleştiriniz. (Şekil 10'a bakınız)



Hava filtresi



Filtre bezi

Şekil 10


▲ Hasar: Filtreler takılı değilken ya da ıslakken cihazı çalıştırmayınız. Bu durum cihaza kalıcı hasar verebilir.

3. İkincil filtrenin değiştirilmesi (Nemlendiricinin altında)

Önce hava filtresini çıkarın ve ardından Şekil 11’de gösterildiği gibi ikincil filtreyi saat yönünün tersi yönde kapatın. Filtreyi çıkarın ve yeni filtreyle değiştirin.



Şekil 11.1




Şekil 11.2

▲ Hasar: Filtreler takılı değilken ya da ıslakken cihazı çalıştırmayınız. Bu durum cihaza kalıcı hasar verebilir.

4. Sigorta tüpünün çıkarılması

Priz üzerindeki sigorta kapağını çıkarınız. Sigorta tüpünü küçük bir tornavida yardımıyla yerinden sökünüz. Sigorta tüpü değiştirildikten sonra sigorta kapağını kapatınız.


Diğer sigorta tüpü, dahili güç şebekesine yerleştirilmiş durumdadır; bunun değiştirilme yöntemi de yukarıda anlatıldığı gibidir. (Şekil 12’ye bakınız)



Şekil 12

5. pM Serisi oksijen konsantratörü kullandığı ana gövdeye monte edilmiş pil, NI-MH şarjlı pildir (3.6V/40mAh) ve ana gövdede şarj devresi de bulunmaktadır. Dolayısıyla uzun süre kullanılabilir. Oksijen konsantratörü sürekli olarak kullanılmayacaksa pil uyku modunda kalacaktır ve kullanım ömrü kısıllanacaktır. Bu nedenle cihaz sürekli olarak kullanılmayacaksa pili lütfen ayda bir kez şarj ediniz.

6. Kullanıcı; devre şemasını, önemli bileşenlerin listesini, bakım ve onarıma ilişkin ayrıntılı bilgileri istediğinde onarılabilen tüm kısımlara ilişkin verileri sağlayabiliriz.



Sorunlar ve çözümleri

No.	Sorun	Nedenleri	Çözüm
1	Şebekeye bağladıktan sonra cihaz çalışmıyor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsantratörün devresi ve elektrik sistemi arasında bağlantı yoktur. 2. Sigorta koruma devresi arızalıdır. 3. Kompresörün kapasitörü arızalıdır 4. Kompresör arızalıdır. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Güç düğmesini, fiş ve şebeke hattının bağlantısını kontrol ediniz. 2. Koruma sigortasını yenileyiniz ve arıza sebebini araştırınız 3. Start kapasitörünü yenileyiniz. 4. Kompresörü değiştiriniz.
2	Oksijen çıkışı yok ya da çok az bir çıkış var	<ol style="list-style-type: none"> 1. İçeride oksijen hortumu kıvrılmış, düzgün bir çıkış yok. 2. Filtre tıkalı, düzgün bir giriş yok. 3. Nemlendirme şişesi sızdırıyor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oksijen hortumunu tekrar bağlayınız. 2. Filtreyi temizleyiniz. 3. Kapağı çıkarınız, kapağı iyi bir şekilde vidalayınız. Çalıştırdıktan sonra çıkışı parmağınızla kapatınız. Yaklaşık 5 saniye sonra nemlendiriciden bir ses gelecektir. (nemlendiricinin emniyet valfi)

3	Hava çıkış sesi yok	1. Hava kontrolörü çalışmıyor 2. Elektrik kontrol paneli çalışmıyor	1. Hava kontrol valfini değiştiriniz. 2. Elektrik kontrol panelini değiştiriniz.
4	Çok gürültülü hava çıkışı	1. Çıkış susturucu bağlantısı arızalı 2. Çıkış susturucusu arızalı	1. Bağlantıyı sağlam biçimde yapınız 2. Susturucuyu değiştiriniz.

EMC Beyanı

pM-KN01 EMC'ye ilişkin olarak özel önlemler alınmasını gerektirmektedir ve ekte verilen EMC bilgisine uygun olarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Taşınabilir ve hareketli RF iletişim cihazları pM-KN01'in çalışmasını etkileyebilir.

Tüm kablolar ve kabloların maksimum uzunluğu, dönüştürücüler ve diğer aksesuarlar şartlara uygundur. Uygunluk şartlarını etkilemeyen aksesuarların listelenmesine gerek yoktur. Aksesuarlar, dönüştürücüler ve kablolar jenerik ya da özel olarak belirtilebilir.


NOT

Dahili bileşenler için yedek parça olarak pM-KN01 üreticisi tarafından satılan dönüştürücülerin ve kabloların listelenmesine gerek yoktur.

Dahili bileşenler için yedek parça olarak pM-KN01 üreticisi tarafından satılan dönüştürücüler ve kablolar hariç, belirtilenler dışındaki aksesuar, dönüştürücü ve kabloların kullanımı emilimin artmasına ya da cihazın korunaklılığının azalmasına neden olabilir.

Yönerge ve üreticinin beyanı – elektromanyetik emisyon		
pM-KN01'in kullanımı aşağıda belirtilen elektromanyetik koşullarda uygundur. Müşteri ya da kullanıcı cihazın bu koşullarda kullanıldığından emin olmalıdır.		
Salınım testi	Uyum	Elektromanyetik çevre– yönerge
RF salınımı CISPR 11	Grup 1	pM-KN01 RF enerjisini yalnızca içsel işlevleri için kullanır. Bu nedenle, RF salınımları çok düşüktür ve çevrede bulunan elektronik cihazlarla girişime yol açma ihtimali düşüktür. pM-KN01, evsel mekan dışındaki tüm durumlarda kullanıma uygundur. Evlerde ve düşük voltajlı güç kaynakları ağına bağlı olan yapılarda kullanılabilir. Aşağıdaki UYARI'lara dikkat ediniz: UYARI: pM-KN01 yalnızca sağlık uzmanları tarafından kullanılmalıdır. Bu ekipman/sistem radyo girişimine neden olabilir ya da yakındaki bir başka cihazın çalışmasını etkileyebilir. Bu etkiyi azaltmak için pM-KN01'in konumu, yeri değiştirilebilir ya da korunaklı hale getirilebilir.
RF salınımı CISPR 11	Sınıf A	
Harmonik salınım IEC 61000-3-2	Sınıf A	
Voltaj dalgalanmaları/ Titrek salınım IEC 61000-3-3	Uygun	

Yönerge ve üreticinin beyanı – elektromanyetik bağışıklık			
pM-KN01'in kullanımı, aşağıda belirtilen elektromanyetik koşullarda uygundur. Müşteri ya da kullanıcı cihazın bu koşullarda kullanıldığından emin olmalıdır.			
BAĞIŞIKLIK testi	IEC 60601 test düzeyi	Uyum düzeyi	Elektromanyetik çevre– yönerge
Elektrostatik boşalım (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV temas ± 8 kV hava	± 6 kV temas ± 8 kV hava	Zemin ahşap, beton ya da seramik olmalıdır. Zemin sentetik malzeme ile kaplanmışsa, bağıl nem en az % 30 olmalıdır.
Elektriksel hızlı geçici/patlama IEC 61000-4-4	± 2 kV güç kaynağı hattı için ± 1 kV giriş/çıkış hattı için	± 2 kV güç kaynağı hattı için ± 1 kV giriş/çıkış hattı için	Şebeke gücü kalitesi tipik ticari ya da hastane çevresindeki kalitede olmalıdır.

Taşma IEC 61000-4-5	± 1 kV hattan hata ± 2 kV hattan toprağa	± 1 kV hattan hata ± 2 kV hattan toprağa	Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari ya da hastane çevresindeki kalitede olmalıdır.
Güç kaynağı giriş hattı üzerindeki gerilim düşmesi, kısa kesintiler ve voltaj dalgalanmaları IEC 61000-4-11	<%5 UT (>%95 UT'deki düşme) 0,5 döngü için %40 UT (%60 UT'deki düşme) 5 döngü için %70 UT (%30 UT'deki düşme) 25 döngü için <%5 UT (>%95 UT'deki düşme) 5 saniye için	<%5 UT (>%95 UT'deki düşme) 0,5 döngü için %40 UT (%60 UT'deki düşme) 5 döngü için %70 UT (%30 UT'deki düşme) 25 döngü için <%5 UT (>%95 UT'deki düşme) 5 saniye için	Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari ya da hastane çevresindeki kalitede olmalıdır. pM-KN01 kullanıcısı, şebeke elektriği kesildiğinde cihazı çalıştırmaya gerek duyuyorsa, cihazın kesintisiz güç kaynağı ya da pil ile çalıştırılması önerilir.
Güç frekansı (50/60 Hz) Manyetik alan IEC 61000-4-8	3 A/m	Uygulanamaz. Not: pM-KN01, Hall elementleri ya da manyetik alan sensörleri gibi manyetik alanlara duyarlı parçalar içermez. Bu nedenle EUT'un test yapılmadan şartları sağlayacağı varsayılmıştır.	Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir bölgedeki tipik ticari ya da hastane çevresindeki nitelikleri taşımalıdır.
İletilen RF IEC 61000-4-6 Işınlanan RF IEC 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz'den 80 MHz'e 3 V/m 80 MHz'den 2,5 GHz'e	3 Vrms 150 kHz'den 80 MHz'e 3 V/m 80 MHz'den 2,5 GHz'e	Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları, kablolar da dahil olmak üzere pM-KN01'in herhangi bir parçasına, transmitter frekansına uygulanabilen formülle hesaplanan önerilen ayırım uzaklığından daha yakında tutulmamalıdır. Önerilen ayırım uzaklığı $d = 1.7 \sqrt{P}$ $d = 1.7 \sqrt{P} \text{ 80 MHz'den 800 MHz'e}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \text{ 800 MHz'den 2,5 GHz'e}$ P, transmitter üreticisine göre, watt(W) cinsinden, transmitterin en yüksek çıkış gücü oranıdır ve d, metre (m) cinsinden önerilen ayırım uzaklığıdır. Sabit RF transmitterlerden elde edilen ve bir elektromanyetik araştırmada saptanan ^a alan gücü, her frekans aralığındaki uygunluk düzeyinden düşük olmalıdır. ^b Aşağıdaki sembolle işaretlenmiş olan ekipmanların çevresinde girişim görülebilir: 

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz'de, yüksek frekans aralığı uygulanır.

NOT 2 Bu yönerge tüm durumlara uygulanmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapıların, nesnelerin ve insanların sebep olduğu absorpsiyon ve yansıtımdan etkilenebilir.

Radyo telefonları (cep telefonu ve kablosuz telefonlar) için kullanılan baz istasyonları, yerdeki mobil radyolar, amatör radyo, AM ve FM yayınları, ve TV istasyonları gibi sabit transmitterlerin alan etkisi, teorik olarak kesin biçimde belirlenemez. Sabit RF transmitterlerden kaynaklanan elektromanyetik çevreyi değerlendirmek için bir elektromanyetik çevre araştırması yapılmalıdır. pM-KN01'in kullanıldığı bölgedeki ölçülen alan kuvveti, uygulanabilir RF uyumluluk düzeyinin üstündeyse monitörün normal çalışmasını sürdürüp sürdürmediği gözlemlenmelidir. Anormal bir durum gözlenirse, pM-KN01'i yeniden konumlandırmak ve yerini değiştirmek gibi ek önlemler alınması gerekebilir.

^b150 kHz-80 MHz arasındaki frekans aralığında, alan kuvveti 3 V/m'dan az olmalıdır.

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanlarıyla pM-KN01 arasındaki tavsiye edilen ayırım uzaklığı

pM-KN01, ışyan RF dalgalanmalarının kontrol altında olduđu bir elektromanyetik çevrede kullanılması uygundur. Müşteri ya da kullanıcı, taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları (transmitterler) ile pM-KN01 arasında, aşağıda belirtildiği şekilde, iletişim ekipmanının en yüksek çıkış gücüne göre, minimum uzaklığı sağlayarak elektromanyetik girişimi önleyebilir.

Transmitterin en yüksek çıkış gücünün sınıflandırılması W	Transmitter frekansına göre ayırım uzaklığı (m)		
	150 kHz'den 80 MHz'e $d = 1.1 \sqrt{P}$	80 MHz'den 800 MHz'e $d = 1.1 \sqrt{P}$	800 MHz'den 2,5 GHz'e $d = 1.1 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.07
0.1	0.37	0.37	0.22
1	1.17	1.17	0.70
10	3.69	3.69	2.21
100	11.67	11.67	7.00

Yukarıda listelenmeyen transmitterler için önerilen ayırım uzaklığı, metre (m) cinsinden olacak şekilde, P'nin transmitter üreticisine göre, watt (W) cinsinden, transmitterin en yüksek çıkış gücü olduğu formüle göre tahmin edilebilir.

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz'de, yüksek frekans aralığı uygulanır.

NOT 2 Bu yönerge tüm durumlara uygulanmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapıların, nesnelerin ve insanların sebep olduğu absorpsiyon ve yansıtmadan etkilenebilir.

Nakliye ve depolama koşulları

Çevre sıcaklık aralığı: -20-45°C

Görelî nem aralığı: ≤%95

Hava basıncı aralığı: 500 –1060 hPa

Kalite garantisi

Ürünün garanti süresi 2 yıldır.

EN Foreword

Thank you for purchasing our products, hoping you will be satisfied with our products.

This operation manual contains function, operation steps, attention, basic trouble solution and so on.

To ensure your efficient use of the machine, please have a close read of this operation manual before operating it.


Maybe, there are some pictures, which are different from what you have seen in the real model in this manual.

Safety notice

This product cannot be used for life saving, it is suggested that if any patient who needs oxygen treatment, please follow doctor's advice to choose the right flow and period for oxygen before using the machine.

Please note the following special statements, used throughout this manual, and their significance:

Note: Explanatory information.

 Damage: Action could result in damage to equipment.

 ATTENTION: Action could result in personal injury.

 WARNING: Action could result in fire and explosion.

 ATTENTION: Consult Instructions for Use.

 Electrical category: CLASS II

 Electrical category: TYPE B

 : The date of Manufacturer

 : The Manufacturer

 0197: Indicating its conformity with the Medical Devices Directive 93/42/EEC. The 1984 is the number of the Notified Body.

 No open flame: Fire, open ignition source and smoking prohibited

 Do not Smoke


 Separate collection for electrical and electronic equipment.

Before Installation

 Damage: Only use stable and safe electrical power sources.


 Damage: If the electrical power source becomes unstable, discontinue use.

Placement


 **ATTENTION:** The oxygen concentrator should be set to use in an environment without dust, corruption or toxicological harm gas.

 **ATTENTION:** The oxygen concentrator should be located in well-ventilated space, in case there are polluted air or smog in the oxygen.


 **ATTENTION:** Do not place items on top of the concentrator.


 **ATTENTION:** Always place the concentrator on a hard surface. Never place the concentrator on a surface such as bed or couch, where the concentrator may tip or fall.

Fire Warning

 **WARNING:** For oxygen can be combustion-supporting, keep oxygen concentrator far away from naked light or fire resource, no smoking or naked light around the patient.


 **WARNING:** Keep the concentrator away from flammable and explosive areas.


 **WARNING:** Textiles and other materials that normally would not easily burn, can ignite and burn with great intensity in oxygen enriched air.

 **WARNING:** A spontaneous and violent ignition may occur if oil, grease or greasy substances come in contact with oxygen under pressure. ALWAYS keep these substances away from the oxygen concentrator.

Maintenance

 **ATTENTION:** Carrying out maintenance the device for every 2500 hours is recommended


 **ATTENTION:** Before cleaning the dust on the net of oxygen concentrator, the plug must be pulled out in case electric attack

 **ATTENTION:** The humidifier, filter cotton and filter are the items needed to clean, among which humidifier should be cleaned every 3 days, and external filter cotton (coarse dust filter) should be cleaned every 100 hours, and internal filter (air filter) should be changed every 500 hours.

Radio Frequency Interference

Most electronic equipment is influenced by Radio Frequency Interference (RFI). When there is strong electromagnetic interference, maybe the LCD will be slightly affected, but the machine is still running. ALWAYS exercise CAUTION with regard to the use of portable communications equipment in the area around such equipment.

Additional Safety Warnings

 **WARNING:** Do not put nasal tube under bed or cushion, the oxygen that caused by machine turning on without breathing may be combustion-supporting.

 **WARNING:** DO not reach for a concentrator that has fallen into water. UNPLUG IT IMMEDIATELY.

 **WARNING:** NEVER leave the concentrator unattended when plugged in.

 **ATTENTION:** ALWAYS supervise closely when this product is used near children or those who require close super-

vision.

⚠ ATTENTION: If any adverse reaction appeared or revealed during taking oxygen , please contact with equipment supplier or doctor as soon as possible.

⚠ ATTENTION: For serious patients, set an indicating device additional, any adverse reaction appeared, please contact with equipment supplier or doctor as soon as possible.

⚠ ATTENTION: Turn off the switch if nobody takes oxygen.

⚠ ATTENTION: In using the machine, do not open the front and back cover at all. In case there are quality problem, do not dismantle it secretly. Any alarm or other abnormal phenomenon has been found, connect with equipment supplier or factor.

⚠ ATTENTION: Ensure the bottom smooth exhaustion during operating, or else the machine will be over-heated.

⚠ ATTENTION: There is intermitted exhaustion sound during operating (13 seconds in intermission).

⚠ ATTENTION: 5 minutes are needed from oxygen concentrator from warming up to reach regular function.

⚠ ATTENTION: The machine is only for oxygen supply, and the oxygen concentration will be up to 90% when air outlet reaches its nominal flow.

⚠ ATTENTION: Humidifier shall adopt distilled water or cold boiled water, added water shall be kept under the scale line.

⚠ ATTENTION: Use the humidifier together with the machine, do not replace it at will, or else it may cause patient uncomfortable or other harms.

⚠ ATTENTION: In case the indicator shows abnormal oxygen, operator should declare to dealer or factory in favor of maintain.

⚠ ATTENTION: Once open the adjust knob for flow in full, but flow meter shows zero, turn off the machine immediately and have a check for trouble.

⚠ ATTENTION: Do not turn on or off frequently, To restart the machine after turning off, no less than 5 minutes are necessary (namely, exhaust internal gas of the machine completely, for if air compressor turns on with pressure, its life will be shortened)

⚠ ATTENTION: Turn up the flowmeter switch immediately when power switch is turned on.


⚠ ATTENTION: Refresh the water in the dampen bottle every 2-3 days, especially in summers. If do not use it in several days, please pour out the water completely, and wipe dry the bottle.


⚠ ATTENTION: Use the oxygen tube and humidifier together with the machine or those of the same model, if change to use other model devices, please ensure close connection with the oxygen generator. The absorbing oxygen tube is only for the patient, and do not junk it at will.

⚠ ATTENTION: The oxygen tube, oxygen mask that have touched with the patient should keep clean, disinfected and sterilized.

⚠ ATTENTION: The oxygen tube that have touched with the patient after each operation should be disinfected by wiping it with 75% medical use alcohol or other disinfecting methods. To prevent cross infection, do not share oxygen tube.

Safety notice


 ATTENTION: This unit is not a life-support device, and in certain circumstances oxygen therapy can be hazardous, it is suggested that if any patient who needs oxygen treatment, please follow doctor's advice to choose the right flow and period for oxygen before using the oxygen concentrator.


 ATTENTION: In the event of an alarm, you observe your oxygen concentrator not working properly, or if you feel discomfort, consult your Equipment Provider and /or your physician immediately.


 ATTENTION: Use only voltage specified on rating label.


 ATTENTION: This device manufactures high concentration oxygen, which promotes rapid burning.


Keep oxygen concentrator far away from open flames and no smoking around the patient.


 ATTENTION: Do not leave a nasal oxygen cannula under bed coverings or chair cushions. If the unit is turned on without use, the oxygen will help the flammable material get fire.


 ATTENTION: Use no lubricants, grease, or petroleum-based products on or near your oxygen concentrator.

 ATTENTION: Electrical shock hazard. Do not remove covers while the unit is plugged in. Only your Equipment Provider or a qualified service technician should remove the covers or service the unit.


 ATTENTION: Care should be taken to prevent the unit from getting wet or allowing water to enter the unit.


 ATTENTION: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

 ATTENTION: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the JAY-5 medical oxygen concentrator, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.


 ATTENTION: The oxygen concentrator should be set to use in an environment without dust, corruption or toxicological harm gas.

 ATTENTION: Do not place the oxygen concentrator in surroundings where its airflow is obstructed.

 ATTENTION: Do not place items on top of the concentrator.

 ATTENTION: Always place the concentrator on a hard surface. Never place the concentrator on a surface such as bed or couch, where the concentrator may tip or fall.

 ATTENTION: NEVER leave the concentrator unattended when plugged in.

 ATTENTION: Ensure the bottom smooth exhaustion during operating, or else the oxygen concentrator will be overheated.

 ATTENTION: 5 minutes are needed from oxygen concentrator from warming up to reach regular function and nominal performance.

NOTE: If oxygen does not seem to flow, first verify that the flowmeter ball is registering a flow. Then, place the tip of the cannula into a glass of water; if bubbles come out of the cannula, oxygen is flowing. If bubbles do not appear, turn off the oxygen concentrator immediately and refer to Troubleshooting.

NOTE: There is never a danger of depleting the oxygen in a room when you use your oxygen concentrator.

Requirement of environment protection

The materials used in the system won't create environment hazard. The packing materials of the system are recyclable, and they must be collected and disposed according to the related regulation in the country or region where the package of the system or its accessories is opened. The nasal oxygen tube is made of medical PVC, and if it is thrown away, it could not be bio-degradable, so it will cause the pollution. Any material of the system that may cause pollution in the environment, must be collected disposed strictly complied with the local rules and requirements.

Product introduction

pM Series oxygen concentrator model adopt pressure swing adsorption principle, which can separate oxygen, nitrogen and other gas from the air, at constant temperature, as soon as power is connected, the oxygen that meets medical use standards can be separated from air constantly. Oxygen is generated by pure physical method. The generator can supply ONE patient simultaneously, with adjustable and stable oxygen flow, safe and reliable, low cost. The key parts of the generator adopt anti-tiring and anti-aging design, and the planned life of the whole generator reaches up to 20,000 hours. There is no influence on indoor oxygen percent during the generator operating.

Using condition

Ambient temperature: 10°C-40°C

Relative humidity: 30%-85%

Air pressure: 700 hPa-1060 hPa

No corrosive gas and strong magnetic field around.

Altitude: Up to 2286m without degradation; Consult your equipment provider for further information regarding to 2286m to 4000m

Scope of application:

1. For Medical Use

oxygen supplied by the concentrator is beneficial to cure the disease or heart and blood vessel system, chronic pulmonary system, the brain and blood vessel system, chronic pulmonary tuberculosis, and other oxygen lacking symptoms, etc.

2. For Health care

oxygen can be used for athletics and intellectuals and brainworkers, etc. to eliminate fatigue and also suit for the departments of health care, sanatorium, healthy, plateau military camps and hotels and other places where need oxygen.

3. Device can be used by pregnant, nursing women and children under 14 years old.

Accessories:

Your concentrator includes the following components:

- Intake air filter (two pieces, part number:GL-01)
- Secondary filter (one piece, part number:GL-02)

The concentrator comes with two air filters and one secondary filter already installed.

Technical Parameter

1) Model description: pM-KN01

Model	pM-KN01
Rated power (VA)	550
Operation voltage (V/Hz)	AC230±10% 50±1
Oxygen flow (L/mln)	0-5
Oxygen concentration (%)	93%±3%
Outlet pressure (Mpa)	0.04—0.07
Alarm	Power failure low & high pressure ;
Sound level (dBA)	≤50
LCD display	accumulating timing; present timing; timing;
Large LCD display	Switch times; pressure digital(accuracy:0.001MPa); accumulating timing(range:0-10000hours); present timing(accuracy:1 minute); presetting timing(accuracy:1 minute)
Electrical category:	Class II Type B
Product category:	Class II a
Net Weight (Kg)	26
Fuse	T6.3AL/250V

2) Nasal oxygen tube

Nasal oxygen tube is made up of intubation, oxygen tube, inlet oxygen tube, movable gripper tube and nasal tube. And it is made of medical PVC. There are two tips, over ear style. It must be flexible hose, transparent and clean. There is no impurities and no kink. When inputting the 50Kpa pressure the nasal oxygen tube must be non-disclosure continued 15S. The various components can withstand vertical stress of 20N in 15S without break. With Ethylene oxide sterilization, since the date of sterilization, the nasal oxygen tube could be saved for three years.

3) Humidifier

The humidifier must be colorless and transparent or translucent. And it is marked with the maximum and minimum liquid level instruction line. It should not be broken when it withstands the pressure of not less than 0.4Mpa.

Name and Function



Diagram 1



Diagram 2

1) Indicating Lamp

As showing in Diagram 1:

Total 6 indicating lights, and the code of them are 1,2,3,...6 from left to right, and their indication for each model are as follows:

P.O.: power switch (green lamp)

P.F.: power failure (red lamp)

L.P.: low pressure (yellow lamp)

H.P. (T): high pressure (red lamp) / overheated temperature (red lamp)

L.O2: oxygen purity is < 85 %, (red lamp)

H.O2: oxygen purity is \geq 85%, (blue lamp)

2) Power switch

3) Oxygen flow meter

The location of float in the oxygen flow meter shows the outlet oxygen flow (L/min.).

4) Knob of oxygen flow meter switch

The other name of knob of oxygen flow meter switch is flow control valve. It adjusts and controls the outlet oxygen flow. Do not rotate it over-forced, or else it is easy to damage the valve core. Rotate it counterclockwise to turn on, clockwise to turn off.

5) Intake air filter

Once need to replace, replace it by special filter for the machine.

6) Back label

7) LCD display (Liquid crystal display)

a.It can display the following diagram 3.

b.At the beginning of starting the machine, the LCD screen is bright, after 15 minutes it will return to screen saver mode. But if you press the right key during working, the screen will bright again.




Diagram 3

8) Timing keys

As showing in Diagram 1: “+”.”-” These two keys used for timing. Press “+”button, increase timing by 10 minutes step. Press “-”button, decrease timing by 10 minutes step. When press“-” button till 0 minute, machine will turn off by itself, at this time press the “+”button, machine will restart.

9) Humidifier

Humidifier which used for humidifying oxygen and preventing throat and nasal mucosa stimulated by dry oxygen and dry hard sputum difficult to spit out.

10) Power socket

11) Fuse

12) Outlet for Atomization

13) Knob of Atomizer switch

Operation steps

1. As showing in Diagram 4: Pull off the silicone tube as black arrows direction ,which is connected with oxygen output ;then take down the humidifier bottle along clockwise direction of the red arrow, Fill in with distilled water or cooling boiled water Between min scale and max scale, then screw down the bottle. At last put the silicone tube back connect to the oxygen output.



Diagram 4

2. Connect the power, put the plug of power line connected with the power socket of the oxygen generator, and the other end of the plug connects with indoor power socket, turn on the power switch. (See diagram 5)




Diagram 5

3. Adjust well oxygen output flow according to the request, the red scale of the flow meter is MAXIMUM recommended oxygen absorbing flow (counterclockwise—on, clockwise—off, for common single treatment: pM-KN01 adjusted to 5L/min; For double use: pM-KN01 adjusted to 3-5L/min.(see diagram 6)




Diagram 6

4. Insert the intake end of absorbing oxygen tube onto the outlet of humidifier, then set the absorbing oxygen tube over patient's ears, insert the nasal tube into patient's nostrils to absorb oxygen; the best absorbing time for health care keeps 40-50 minutes per time, absorbing time for medical treatment shall be followed doctor's advice. (see diagram 7)




Diagram 7

 **WARNING:** 5 minutes are needed from oxygen concentrator from warming up to reach regular function and nominal performance.

5. After breathing oxygen, turn off the power, and pull up the nasal oxygen cannula from humidification bottle. If turn off the machine without pull off the nasal oxygen cannula, it may cause oxygen tube bending and made remain water in the humidification bottle backflow to machine, further lead to machine failure working .When discontinuous using, please unplug the power plug.(see diagram 8)

Atomization operation methods

The atomization function of the concentrator is applicable to help to cure the sufferers of chronic pulmonary tuberculosis and respiratory system, etc.

⚠ :Atomization treatment must be under advice and suggestion of your physician.

⚠ :Using distilled water to do the atomization for several seconds after each operation may lighten the crystallization caused by medical solution.

⚠ :If atomizing cannot work then open the cover of the bottle and add clean water in small amount. Rotate the white ball which lies in the bottle with the gas resource connected and select the proper angle to gain a better atomization.

- a. Open the cover of medical cup, and add atomization remedy that needed, then close the cover.
- b. Connect the joint of atomization nozzle (or mask) with the cover of medical cup, and then connect the other end of atomizer connection tube with the atomization outlet and turn on atomizer.
- c. Turn on the power of oxygen concentrator, and shut up flow meter, then it is ready for atomization treatment.
- d. Do clean the atomization devices followed by the instructions of the atomization devices.

Unplug the power plug




Diagram 8

6. If the patient need timing oxygen absorbing, please refer to instruction on page 7 item 9 (Timing keys).

Maintenance

1. In the condition of power off, make a clean for the outside body by soft towel with little detergent, and then wipe it up with dry towel, once or twice per month.(see diagram 9)



Diagram 9

2. It is a critical step for daily maintenance to clean intake air filter, at least twice a month.

Detail steps: take off the two intake air filter on both sides of the body, clean them with detergent and clean it out with clean water completely, get ride of extra water and dry up naturally, finally set back after dry up.(see diagram 10)



air filter

Diagram 10

▲ Damage: Do not operate the concentrator without the filters installed, or while filters are wet. These actions could permanently damage the concentrator.

3. Change of Secondary Filter (Under the humidifier)

First of all remove the intake filter and then turn off the secondary filter counterclockwise as shown in Figure 11. Remove the filter cloth and change it with the new filter.




Diagram 11.1

Diagram 11.2

▲ Damage: Do not operate the concentrator without the filters installed, or while filters are wet. These actions could permanently damage the concentrator.

4. Replacement of fuse tube

Take off the cover of fuse, which is on the power socket, dismantle the fuse tube off by small screwdriver. Close the cover of fuse after fuse tube is replaced.

The other fuse tube is located at the intake of internal power line; the method of replacement is the same with that above. (see diagram 12)





Diagram 12

5. The battery of pM Series oxygen concentrator model is NI-MH charge battery (3.6V/40mAh), which welded on the main board and there is a charge circuitry in the board, so it could be used by a long time. But if you could not use the oxygen concentrator continually, the battery will be at the dormancy state and its life will be shorter. So, please charge the battery one time every month if you could not use the oxygen concentrator continually.

6. If the user want the circuit diagram the list of critical components the detail of maintenance and repair, we will supply the data about all the repairable parts which we can supply.



Troubles and solution

No.	Trouble	Causes	Solution
1	No operation after power connected	<ol style="list-style-type: none"> 1. No connection between circuit of oxygen generator and power 2. Circuit of fuse protector broken 3. Capacitor of compressor broken 4. Compressor broken 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check out whether switch, plug, power line in good connection. 2. Replace the fuse protector and find the cause 3. Replace start capacitor 4. Have the compressor replaced
2	No oxygen out or tiny outtake flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Folded inside oxygen tube, no smooth outtake 2. Filter clogged, no smooth intake 3. The cover of dampen bottle leaking 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connect the oxygen tube again 2. Clean the filter 3. Take off the cover, screw well the cover, block the outtake by thumb after turning on, and there will some sound from the humidifier after 5 second around (the safety valve of humidifier turns on)

3	No exhaust sound	1. Air controller cannot work 2. Electrical control board cannot work	1. Have air control valve replaced 2. Have electric control board replaced
4	Too noisy exhaust	1. The joint of exhaustion muffler fallen off 2. Exhaustion muffler broken	1. Connect the joint well 2. Have the muffler replaced

EMC Declaration

The pM-KN01 needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided in the accompanying documents;

Portable and mobile RF communications equipment can affect the pM-KN01.

All cables and maximum length of cables, Transducers and other accessories with which the manufacturer of the pM-KN01 claims compliance with the requirements, Accessories that do not affect compliance with the requirements of these sub clauses need not be listed. Accessories, transducers and cables may be specified either generically or specifically.


NOTE

Transducers and cables sold by the manufacturer of the pM-KN01 as replacement parts for internal components need not be listed.

The use of accessories, transducers and cables other than those specified, with the exception of transducers and cables sold by the manufacturer of The pM-KN01 as replacement parts for internal components, may result in increased emissions or decreased immunity of The pM-KN01.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions		
The pM-KN01 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the pM-KN01 should assure that it is used in such an environment.		
Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment – guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The pM-KN01 uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class A	The pM-KN01 is suitable for use in all establishments other than domestic, and may be used in domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes, provided the following warning is heeded: Warning: This pM-KN01 is intended for use by healthcare professionals only. This equipment/ system may cause radio interference or may disrupt the operation of nearby equipment. It may be necessary to take mitigation measures, such as re-orienting or relocating the pM-KN01 or shielding the location.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
The pM-KN01 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the pM-KN01 should assure that it is used in such an environment.			
IMMUNITY test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment – guidance

Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV contact ± 8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output Lines	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV line(s) to line(s) ± 2 kV line(s) to earth	± 1 kV line(s) to line(s) ± 2 kV line(s) to earth	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % dip in UT) for 0,5 cycle 40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles <5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 s	<5 % UT (>95 % dip in UT) for 0,5 cycle 40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles <5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 s	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the pM-KN01 requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the pM-KN01 be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	Not applicable Note: The pM-KN01 does not contain components susceptible to magnetic fields, such as Hall elements or magnetic field sensors. Therefore, the EUT is deemed to meet the requirement without actual testing.	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.
Conducted RF IEC 61000-4-6 Radiated RF IEC 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz 3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz 3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz	<p>Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the pM-KN01, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.</p> <p>Recommended separation distance</p> $d = 1.1 \sqrt{P}$ $d = 1.1 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2,5 \text{ GHz}$ <p>Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m).</p> <p>Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,^a should be less than the compliance level in each frequency range.^b</p> <p>Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:</p> 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

^a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the pM-KN01 is used exceeds the applicable RF compliance level above, the pM-KN01 should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the pM-KN01.

^b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the pM-KN01

The pM-KN01 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the pM-KN01 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the pM-KN01 as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.17 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.17 \sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 1.17 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.07
0.1	0.37	0.37	0.22
1	1.17	1.17	0.70
10	3.69	3.69	2.21
100	11.67	11.67	7.00

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Condition for transportation and storage

Environment temperature scale: -20°C-45°C

Comparative humidity scale: ≤95%

Air pressure scale: 500 –1060 hPa

Quality Warrant

The warranty period for the product is 2 years.

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et nous vous souhaitons pleine satisfaction.

Ce manuel d'utilisation comprend les informations relatives aux fonctions, aux étapes du processus, à l'entretien, aux problèmes de base et à leurs solutions.

Pour être sûr de l'utilisation efficace de l'appareil lisez ce manuel attentivement avant la mise en marche de l'appareil s'il vous plaît.

Le manuel est susceptible de contenir certaines images qui ne figurent pas dans le modèle de votre appareil.

Avis de sécurité

Ce produit ne peut pas être utilisé pour sauver des vies, il est suggéré que si un patient qui a besoin de traitement à l'oxygène, suivez les conseils du médecin pour choisir le bon écoulement et la période de l'oxygène avant d'utiliser la machine.

Notez les déclarations suivantes spéciales, qui sont utilisés dans ce manuel, et leur signification: Remarque: l'information explicative.

 Dommage: Action pourrait entraîner des dommages à l'équipement.

 ATTENTION: Action pourrait entraîner des blessures.

 AVERTISSEMENT: Action pourrait entraîner d'incendie et d'explosion.

 ATTENTION: Consulter les instructions d'utilisation.


 : Catégorie électrique: CLASSE II

 : Catégorie électrique: TYPE B

 : Date de fabrication

 : Fabricant

 0197 : Indiquant sa conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux 93/42 / CEE. Le 1984 est le numéro de l'organisme notifié.

 : Ne pas fumer.


 : La collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques


Avant l'Installation

 Dommage: Utilisez uniquement des sources d'alimentation électrique stable et sécurisé.


 Dommage: Si la source d'alimentation électrique devient instable, cessez l'utilisation.

Installation


 ATTENTION: L'oxygène doit se trouver dans un milieu exempt de poussières, de rouille et de gaz toxiques.

 ATTENTION: En cas présence de l'air impur ou de la fumée dans le lieu où se trouve l'oxygène, le condenseur doit être placé dans un endroit bien aéré.


 ATTENTION: Ne placez rien sur l'appareil.


 ATTENTION: Posez l'appareil toujours sur une surface solide. A cause du danger de renversement ou de chute, ne le posez jamais l'appareil sur des endroits comme sur un lit ou un canapé.

Avertissement d'Incendie


 AVERTISSEMENT: Pour l'oxygène peut être comburant, gardez le concentrateur d'oxygène loin de la lumière nue ou une ressource d'incendie ou une lumière autour du patient et ne pas fumez.


 AVERTISSEMENT: Gardez le concentrateur loin des zones inflammables et explosives.

 AVERTISSEMENT: Textiles et autres matériaux, qui ne seraient normalement pas brûler facilement, peuvent enflammer et brûler avec une grande intensité dans l'air enrichi en oxygène.

 AVERTISSEMENT: Une inflammation spontanée et violente peut se produire si d'huile, de graisse ou de substances grasses entrent en contact avec de l'oxygène sous pression. TOUJOURS gardez ces substances loin du concentrateur d'oxygène.

Entretien


 ATTENTION: La prise électrique doit être débranchée avant le dépoussiérage du branchement électrique pour éviter les électrocussions.


 ATTENTION: L'humidificateur doit être nettoyé tous les 3 jours, le filtre extérieur en coton toutes les 100 heures et le filtre intérieur toutes les 3000 heures.

Interférences avec les Fréquences Radio

La plupart des équipements électroniques est influencée par Interférence de Fréquence Radio (IFR). Quand il y a de fortes perturbations électromagnétiques, peut-être l'écran LCD sera légèrement affecté, mais la machine est encore en cours. Soyez toujours prudent à l'égard de l'utilisation des équipements de communication portatifs, dans la zone autour de ces équipements.

Consignes de Sécurité Supplémentaires


 AVERTISSEMENT: Ne placez pas le tuyau nasal sous le lit ou sous l'oreiller. L'oxygène dégagé lorsque l'appareil est ouvert peut s'enflammer s'il n'est pas reçu par le patient.


 AVERTISSEMENT: N'essayez pas d'atteindre un appareil immergé dans l'eau. DEBRANCHEZ-LE DU COURANT IMMEDIATEMENT.


 AVERTISSEMENT: Lorsque l'appareil est branché au courant, ne le laissez jamais sans surveillance.


 ATTENTION: Lorsque l'appareil est utilisé en présence des enfants ou à un endroit nécessitant


une surveillance, gardez-le TOUJOURS sous surveillance.


 ATTENTION: Dans le cas où une situation indésirable est observée ou survenue, contactez le plus rapidement possible le fournisseur de l'appareil ou le médecin.


 ATTENTION: S'il s'agit d'un cas grave, utilisez encore un deuxième appareil de mesure. En cas de situation indésirable, contactez le plus rapidement possible le fournisseur de l'appareil ou le médecin.


 ATTENTION: Eteignez l'appareil en cas où aucun patient n'y est branché.


 ATTENTION: N'ouvrez pas le couvercle arrière pendant l'utilisation de l'appareil. Ne démontez pas l'appareil en cachette en cas de problème. Contactez le fournisseur ou le fabricant si l'alarme se déclenche ou s'il s'agit d'une situation anormale.


 ATTENTION: Pendant le fonctionnement de l'appareil, assurez-vous que l'évacuation se fait correctement par la partie inférieure. Dans le cas contraire, l'appareil se chauffera excessivement.


 ATTENTION: Pendant le fonctionnement de l'appareil on entend un bruit d'évacuation à courts intervalles (intervalles de 13 secondes).


 ATTENTION: L'appareil a besoin d'un préchauffage de 5 minutes pour être en état de fonctionnement.


 ATTENTION: L'appareil est conçu uniquement pour fournir un soutien en oxygène et lorsque le débit de sortie d'air atteint sa circulation normale, la concentration en oxygène atteint 90%.

 ATTENTION: L'humidificateur marche avec de l'eau distillée ou de l'eau froide portée en ébullition. Le niveau de l'eau ajoutée ne doit pas dépasser la ligne indiquée.


 ATTENTION: Utilisez l'humidificateur avec l'appareil et évitez de changer son emplacement à volonté. Le contraire peut incommoder le patient ou causer d'autres dommages.


 ATTENTION: Lorsque l'indicateur marque un niveau anormal d'oxygène, il est nécessaire de contacter le vendeur ou le fabricant pour entretien.


 ATTENTION: Dans le cas où le débitmètre indique zero lorsque le boutons de réglage est sur flux total, éteignez l'appareil immédiatement et contrôlez-le pour trouver les raisons du problème.


 ATTENTION: N'utilisez pas le dispositif marche/arrêt trop fréquemment. Après l'arrêt attendez au moins 5 minutes pour le mettre de nouveau en marche (évacuez le gaz qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. L'ouverture du compresseur à cause de la pression, réduit la durée de vie de l'appareil).

 ATTENTION: Activez le débitmètre immédiatement dès que le courant est branché.

 ATTENTION: Remplacez l'eau de la bouteille d'humidificateur, particulièrement en été, tous les 2-3 jours. En cas de non utilisation de l'appareil pendant plusieurs jours, videz la totalité de l'eau et gardez la bouteille au sec.

 ATTENTION: Utilisez le tube d'oxygène et l'humidificateur avec l'appareil ou avec un appareil du même modèle. En cas d'utilisation des appareils d'autres modèles, assurez-vous de leur bon fonctionnement avec l'oxygénateur. Le tube d'oxygène concerne uniquement les patients, ne le jetez pas arbitrairement dans la poubelle.

 ATTENTION: Le tube d'oxygène, le masque d'oxygène et le pulvérisateur en contact avec le patient doivent être désinfectés et stérilisés.

 **ATTENTION:** Le tube d'oxygène en contact avec le patient doit être nettoyé après chaque usage avec de l'alcool médical à 75% ou d'autres désinfectants. A cause du risque d'infection dans le milieu hospitalier, ne partagez pas le tube d'oxygène avec d'autres patients.

Exigences de protection de l'environnement

Les matériaux utilisés dans le système ne nuisent pas à l'environnement. Les emballages utilisés sont recyclables. Ces emballages doivent être collectés et détruits conformément aux réglementations des pays ou des régions de leur déballage. Le tube nasal d'oxygène est fabriqué en PVC medical, ne se décompose pas biologiquement lorsqu'on s'en débarrasse et pollue l'environnement. Toute substance présente dans le système et susceptible d'être à l'origine de la pollution environnementale doit être collectée selon les règlements et conditions locaux.

Présentation du produit

Les modèles de condenseur de Série pM fonctionnent à une température stable, sur le principe d'absorption à oscillation de pression capable de séparer l'oxygène, le nitrogène et les autres gaz de l'air. Dès que l'appareil est branché à une source de puissance, l'oxygène conforme aux standards de traitement médicaux peut être extrait de l'air de façon stable. L'oxygène est produit entièrement par des procédés physiques. Le producteur peut assurer l'oxygène à débit ajustable, à flux stable, sécurisé et à moindre coût pour un patient. Les composants de base de l'appareil sont conçus contre le vieillissement et la fatigue. La vie de l'appareil peut atteindre 20.000 heures. L'appareil n'a pas d'effet sur la concentration d'oxygène dans les lieux fermés lorsqu'il est en marche.

Conditions d'utilisations

1. Température ambiante : 10°C-40°C
2. Humidité relative: 30%-85%
3. Pression atmosphérique: 700 hPa-1060 hPa
4. Son environnement doit être exempt de gaz corrosifs et de forts champs magnétiques.

Champs d'application:

1. Pour utilisation médical :

L'oxygène fourni par le concentrateur est bénéfique pour guérir la maladie ou le système cardiaque les vaisseaux sanguins, système chronique pulmonaire, le système de cerveau et des vaisseaux sanguins, la tuberculose pulmonaire chronique, et d'autres symptômes dépourvus d'oxygène, etc.

2. Pour les soins de santé :

L'oxygène peut être utilisé pour les sportifs et les intellectuels et les travailleurs intellectuels, etc., pour éliminer la fatigue et aussi il est convient pour les départements de soins de santé, sanatorium, sain, camps militaires, les hôtels et autres endroits où il y a besoin d'oxygène.

3. L'appareil peut être utilisé par les femmes enceintes et celles qui allaitent et les enfants âgés de moins de 14 ans.

Paramètres techniques

1) Type du modèle: pM-KN01

Modèle	pM-KN01
Puissance nominale (VA)	550
Tension de fonctionnement	AC230±10% 50±1
(V/Hz)	AC230±10% 50±1
D'bit d'oxygène (L/mIn)	0-5
Concentration d'oxygène (%)	93%±3%
Pression de sortie(Mpa)	0.04—0.07
Alarme	Panne de courant, la pression basse et haute;
Niveau sonore (dBA)	≤50
Etalage LCD large	Commutation réglé au temps; pression digitale (précision:0.001MPa); minutage accumulant (plage:0-10000 heures); Minutage présent (plage:1 minute); Minutage prédéfini (plage:1 minute)
Catégorie électrique	Classe II Type B
Catégorie de produit	Classe II a
Poids net(Kg)	26
Fusible	T6.3AL/250V

2) Le tube nasal d'oxygène

Le tube nasal d'oxygène est constitué d'intubation, le tube d'oxygène, le tube d'entrée d'oxygène, le tube de préhension mobile et le tube nasal, et elle est faite de PVC. Il est de type de l'oreille et il y a deux embouts. Le tuyau flexible doit être transparent et propre. Il n'y a pas d'impuretés et aucun pli. Lors de la saisie de la pression 50 kPa, le tube nasal d'oxygène doit rester dur pendant 15 secondes. Ses composants doivent résister au stress vertical du 20N pour 15 secondes sans pause. Les tubes nasal d'oxygène, qui sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène, pourrait être utilisés pendant trois ans.

3) Humidificateur

L'humidificateur doit être incolore et transparent ou translucide. Et il doit être marqué pour indiquer la ligne maximale et minimale de liquide. Il ne doit pas être brisé quand il résiste à la pression de moins de 0.4Mpa.

Désignations et fonctions



Figure 1



Figure 2

1) Voyants

Ceux montrés sur la Figure 1:

Total de 6 voyants, et leur codes eux sont 1, 2,3, 6 de gauche à droite, et leur indication pour chaque modèle sont les suivantes:

P.O.: interrupteur (lampe verte)

P.F.: coupure de courant (lampe rouge)

L.P.: basse pression (lampe jaune)

H.P. (T): haute pression (lampe rouge) / haute température (lampe rouge)

L.O2: pureté d'oxygène est < 85 %, (lampe rouge)

H.O2: pureté d'oxygène est $\geq 85\%$, (lampe bleu)

2) Interrupteur

3) Débitmètre d'oxygène

La localisation de flotteur dans le débitmètre d'oxygène indique le débit d'oxygène de sortie (L / min.).

4) Bouton de l'interrupteur du débitmètre d'oxygène

L'autre nom de bouton de l'interrupteur de débitmètre d'oxygène est soupape de commande d'écoulement. Il ajuste et contrôle le débit de sortie de l'oxygène.

Ne faites pas tourner trop forcé, ou bien il est facile d'endommager le noyau de la vanne. Tournez à gauche pour allumer, dans le sens horaire pour l'éteindre.

5) Filtre à air d'admission

Si vous avez besoin de remplacer, remplacez-le par un filtre spécial pour la machine.

6) Etiquette arrière

7) Etalage LCD

a. Il peut afficher la Figure 3 suivant.

b. Au début du démarrage de la machine, l'écran LCD est lumineux, après 15 minutes, il retournera à mode économiseur d'écran. Mais si vous appuyez sur la touche propre pendant le travail, l'écran sera lumineux de nouveau.




Figure 3

8) Boutons de minutage

Ceux montrés sur la Figure 1:

“+” .“-” : Ces deux boutons sont utilisés pour le minutage. Appuyez sur le bouton «+» pour augmenter le minutage en 10 minutes étape. Appuyez sur le bouton “-“ pour diminuer le minutage en 10 minutes étape. Quand vous appuyez sur le bouton «-> jusqu’à 0 minutes, la machine se éteint par lui-même, et quand vous appuyez sur le bouton “+” à ce moment, la machine redémarre.

9) Humidificateur

Humidificateur est utilisé pour l’humidification de l’oxygène et pour la prévention de la muqueuse de la gorge et du nez stimulée par de l’oxygène sec et difficile à cracher.

10) Prise d’alimentation

11) Fusible

12) Sortie pour atomisation

13) Bouton de l’interrupteur de l’atomiseur

Etapes de fonctionnement

1. Ceux montrés sur la Figure 4: Retirez le tube silicone, qui est relié à la sortie d’oxygène dans la direction de flèches noires, puis prendre la bouteille de l’humidificateur vers la direction de la flèche rouge dans le sens horaire. Remplissez-le avec de l’eau distillée ou de l’eau bouillie froide entre l’échelle min et l’échelle max, puis visser la bouteille. Enfin mettez le tube de silicone à la sortie d’oxygène.




Figure 4

2. Branchez la câble d’alimentation, mettez la fiche de la câble d’alimentation reliée à la prise d’alimentation du générateur d’oxygène, et l’autre au système électrique et allumez l’interrupteur. (voir Figure 5)



Figure 5

3. Réglez le débit de sortie de l'oxygène selon le besoin, l'échelle rouge du débitmètre est le débit MAXIMUM d'absorption recommandé (dans le sens antihoraire pour allumer, dans le sens horaire pour éteindre). Pour l'application seule: PM-KN01 est ajusté à 5L / min; pour l'utilisation double: PM-KN01 est ajusté à 3-5L / min (voir Figure 6).



4. Insérez le bout d'admission du tube d'absorbeur d'oxygène sur la sortie de l'humidificateur, puis réglez le tube d'absorbeur d'oxygène sur les oreilles du patient, insérez le tube nasal dans les narines du patient à absorber l'oxygène. Le meilleur moment d'utilisation pour soins est 40-50 minutes. Le temps requis pour le traitement est déterminé par le médecin. (voir Figure 7)




Figure 7

5. La batterie de la modèle de concentrateur d'oxygène de série pM est NI-MH batterie de charge (3.6V / 40mAh), qui est soudée sur la carte principale et il y a un circuit de charge sur le corps principale. De cette façon, il peut être utilisé pendant une longue période. Mais si vous n'utilisez pas continuellement le concentrateur d'oxygène, la batterie sera à l'état de dormance et sa durée de vie sera plus courte. Alors, rechargez la batterie une fois tous les mois si vous n'utilisez pas continuellement le concentrateur d'oxygène.

Débranchement de la prise




Figure 8

6. Si l'utilisateur demande le schéma de circuit, la liste des composants critiques, le détail de maintenance et de réparation, nous pouvons fournir les données concernant toutes les pièces réparables.

Entretien

1. D'abord, débranchez le câble d'alimentation du système électrique (prise). Nettoyez le corps extérieur de la machine avec serviette douce avec peu de détergent, puis essuyez avec une serviette sèche, une ou deux fois par mois. (voir Figure 9)



Figure 9

2. Il est cruciale de nettoyer le filtre d'air d'admission au moins deux fois par mois.

Étapes de l'opération: enlevez le filtre à air sur les deux côtés du corps de la machine, le nettoyez avec un détergent et le rincez avec de l'eau proprement. Séchez-le naturellement, et finalement mettez-les de retour. (voir Figure 10)



Filtre à air
Figure 10

▲ Dommage: Ne faites pas fonctionner le concentrateur sans les filtres installés, ou pendant les filtres sont humides. Ces actions pourraient endommager le concentrateur de façon permanente.

3. Changement du filtre secondaire (Sous l'humidificateur)

Tout d'abord, retirez le filtre à air, puis fermez le filtre secondaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme illustré à la figure 11. Retirez le filtre et remplacez-le par le nouveau filtre




Figure 11.1




Figure 11.2

▲ Dommage: Ne faites pas fonctionner le concentrateur sans les filtres installés, ou pendant les filtres sont humides. Ces actions pourraient endommager le concentrateur de façon permanente.

Remplacement de tube de fusille

Retirez le couvercle du fusible, qui est sur la prise de courant, démontez le tube de fusible avec un petit tournevis. Fermez le couvercle de fusible après le tube de fusible est remplacé.

L'autre tube de fusible se trouve à l'entrée de la ligne d'alimentation interne; le procédé de remplacement est le même que ci-dessus. (voir Figure 12)




Figure 12

5. La batterie de la modèle de concentrateur d'oxygène de série pM est NI-MH batterie de charge (3.6V / 40mAh), qui est soudée sur la carte principale et il y a un circuit de charge sur le corps principale. De cette façon, il peut être utilisé pendant une longue période. Mais si vous n'utilisez pas continuellement le concentrateur d'oxygène, la batterie sera à l'état de dormance et sa durée de vie sera plus courte. Alors, rechargez la batterie une fois tous les mois si vous n'utilisez pas continuellement le concentrateur d'oxygène.

6. Si l'utilisateur demande le schéma de circuit, la liste des composants critiques, le détail de maintenance et de réparation, nous pouvons fournir les données concernant toutes les pièces réparables.

Problèmes et solutions

No.	Problème	Causes	Solution
1	Appareil est branché sur le circuit mais ne marche pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Absence de connexion entre le générateur d'oxygène et le réseau. 2. Circuit de protection du fusible est en panne 3. Condensateur du compresseur est en panne 4. Compresseur est en panne 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le bouton de courant, la connexion de la prise et du réseau. 2. Remplacez la protection du fusible et cherchez et trouvez la cause de la panne. 3. Remplacez le condensateur de démarrage. 4. Remplacez le compresseur.

2	Pas ou très peu de sortie d'oxygène	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le tuyau est tordu à l'intérieur ce qui empêche une sortie régulière. 2. Le filtre est bouché, pas d'entrée régulière. 3. La bouteille d'humidification fuit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rebranchez le tuyau d'oxygène. 2. Nettoyez le filtre. 3. Enlevez le couvercle, vissez-le solidement. Après la mise en marche bouchez la sortie avec votre doigt. L'humidificateur produira un son dans environ 5 secondes. (soupape de sécurité de l'humidificateur)
3	Pas de bruit de sortie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le contrôleur d'air ne marche pas 2. Le panneau de contrôle électrique ne marche pas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez la vanne de contrôle d'air. 2. Remplacez le panneau de contrôle électrique.
4	Sortie trop bruyante	<ol style="list-style-type: none"> 1. La connexion du silencieux de sortie est en panne 2. Le silencieux de sortie est en panne 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refaites la connexion solidement 2. Remplacez le silencieux.

Déclaration EMC

Le pM-KN01 nécessite des précautions particulières d'EMC et doit être installé et mis en service conformément aux informations EMC fournies dans les documents d'accompagnement.

Les équipements de communication RF portable et mobile peut affecter le fonctionnement de pM-KN01.

Tous les câbles et la longueur maximale des câbles, transducteurs et autres accessoires son conforme aux conditions. Il n'est pas nécessaire de lister les accessoires qui n'affectent pas les conditions de conformité. Les accessoires, les transducteurs et les câbles peuvent être spécifiés soit générique ou spécifique.

NOTE


Il n'est pas nécessaire de lister les transducteurs et les câbles vendus par le fabricant de la pM-KN01 comme pièces de rechange pour les composants internes.

L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, à l'exception des transducteurs et les câbles vendus par le fabricant de pM-KN01 comme pièces de rechange pour les composants internes, peut entraîner une augmentation des émissions ou une diminution de protection de pM- KN01.

Directive et déclaration du producteur – emission électromagnétique		
L'utilisation de pM-KN01 est conforme dans les conditions électromagnétiques précisées ci-dessous. Le client ou l'utilisateur doit s'assurer de l'utilisation de l'appareil dans ces conditions.		
Teste d'emission	Adaptation	Environnement électromagnétique – directive
Emissions RF CISPR 11	Groupe 1	pM-KN01 se sert de l'énergie RF uniquement pour les fonctions internes. Par consequent les emissions RF sont très faibles et la probabilité de créer des interférences avec les appareils environnants est moindre.

Emissions RF CISPR 11	Classe A	pM-KN01 convient également pour toute utilisation dans des situations autre qu'un usage domestique. Il peut être utilisé dans les maisons et dans des bâtiments reliés à un réseau d'énergie de basse tension. Conformez-vous aux AVERTISSEMENTS ci-dessous: AVERTISSEMENT: pM-KN01 doit être utilisé uniquement par des spécialistes de santé. Cet équipement/système peut créer des interférences radio ou affecter le fonctionnement d'un appareil à proximité. Pour atténuer cette affectation on peut changer la position, l'emplacement de pM-KN01 ou le munir d'une protection.
Emissions harmoniques IEC 61000-3-2	Classe A	
Variations de tension/ Emissions instables IEC 61000-3-3	Adapté	

Directive et déclaration du producteur – immunité électromagnétique			
L'utilisation de pM-KN01 est conforme dans les conditions électromagnétiques précisées ci-dessous. Le client ou l'utilisateur doit s'assurer de l'utilisation de l'appareil dans ces conditions.			
Teste d'IMMUNITÉ	IEC 60601 Niveau de teste	Niveau d'adaptation	Environnement électromagnétique - directive
Décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Le sol doit être en bois, béton ou céramique. Si le sol est couvert de matière synthétique, l'humidité relative doit être minimum 30%.
Traversée rapide / explosion électrique IEC 61000-4-4	±2 kV pour la ligne de la source d'énergie ±1 kV pour la ligne d'entrée/sortie	±2 kV pour la ligne de la source d'énergie ±1 kV pour la ligne d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation électrique doit être de qualité identique à celle typique du commerce ou de la proximité des hôpitaux.
Débordement IEC 61000-4-5	±1 kV de ligne en ligne ±2 kV de ligne à la terre	±1 kV de ligne en ligne ±2 kV de ligne à la terre	La qualité de l'alimentation électrique doit être de qualité identique à celle typique du commerce ou de la proximité des hôpitaux.
Chute de tension sur la ligne d'entrée de la source d'énergie, coupures courtes et variations de tension IEC 61000-4-11	<5 % UT (chute UT >95 %) pour 0,5 cycle 40 % UT (chute UT pour 60 %) pour 5 cycles 70 % UT (chute UT pour 30 %) pour 25 cycles <5 % UT (chute UT >95 %) pour 5 secondes	<5 % UT (chute UT >95 %) pour 0,5 cycle 40 % UT (chute UT pour 60 %) pour 5 cycles 70 % UT (chute UT pour 30 %) pour 25 cycles <5 % UT (chute UT >95 %) pour 5 secondes	La qualité de l'alimentation du secteur doit être de qualité identique à celle typique du commerce ou de la proximité des hôpitaux. En cas de besoin de l'utilisateur à mettre en marche pM-KN01 lorsqu'il y a une coupure de courant, il est conseillé de faire marcher l'appareil sur courant continu ou avec des piles.
Fréquence d'alimentation (50/60 Hz) Champ magnétique IEC 61000-4-8	3 A/m	Non applicable Note: pM-KN01 ne contient pas de composantes sensibles aux champs magnétiques tels que les éléments Hall ou capteurs de champs magnétiques. Pour cette raison EUT est supposé satisfaire les exigences sans lui faire subir des tests.	Les champs magnétiques de la fréquence d'alimentation doivent porter les caractéristiques identiques ceux du commerce typiques d'une région typique ou de la proximité des hôpitaux.

RF transmis IEC 61000-4-6 RF émis IEC 61000-4-3	3 Vrms de 150 kHz à 80 MHz 3 V/m de 80 MHz à 800 MHz	3 Vrms de 150 kHz à 80 MHz 3 V/m de 80 MHz à 800 MHz	<p>Les équipements de communication RF portables et mobiles y compris les cables ne doivent être plus près d'une quelconque composante de pM-KN01 que la distance conseillée calculée avec la formule applicable à la fréquence de l'émetteur.</p> <p>Distance conseillée</p> $d = 1.7 \sqrt{P}$ $d = 1.7 \sqrt{P} \text{ de 80 MHz à 800 MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \text{ de 800 MHz à 2,5 GHz}$ <p>P, selon l'émetteur, représente la plus haute intensité de sortie de l'émetteur exprimée en watt(W) et d, est la distance de séparation conseillée en mètres (m).</p> <p>L'intensité du champ obtenue des émetteurs RF fixes et déterminée lors d'une recherche électromagnétique^a, doit être inférieure du niveau de conformité de chaque intervalle de fréquence.^b</p> <p>Les équipements portant l'indication ci-dessous sont susceptibles de créer des interférences :</p> 
--	---	---	--

NOTE1 pour 80 MHz et 800 MHz, l'intervalle de haute fréquence est appliqué.

NOTE 2 Cette règle peut ne pas être utilisée pour toutes les situations. Le rayonnement électromagnétique peut être affecté par l'absorption et par refraction produites par les structures, les objets et les humains.

Les effets sur l'environnement des émetteurs fixes comme les relais de base utilisés pour les radio telephones (telephones portables et les telephones sans file), les radios mobiles terrestres, les radio amateurs, les emissions AM et FM et les chaînes de TV ne peuvent être déterminés théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique en provenance des émetteurs RF fixes, il est nécessaire d'effectuer des recherches sur l'environnement électromagnétique. Dans le cas où l'intensité du champ mesurée de l'endroit d'utilisation du pM-KN01 est supérieure au niveau de conformité de RF, il faut s'assurer du bon fonctionnement ou non du moniteur. Si une situation anormale était observée, il peut être nécessaire de prendre des dispositions comme le changement de la position du pM-KN01 ou de son emplacement.

^b dans l'intervalle de fréquence de 150 kHz à 80 MHz l'intensité du champ doit être en dessous de 3 V/m.

La distance conseillée entre les équipements de communication RF portables et mobiles et pM-KN01

Il convient d'utiliser le pM-KN01 dans un environnement où les ondes RF qui se dégagent sont sous contrôle. Le client ou l'utilisateur peut éviter les interférences électromagnétiques en gardant une distance minimum entre les équipements de communication RF portables et mobiles et pM-KN01 selon la force de sortie maximum de l'équipement de communication comme indiqué ci-dessous.

Classification de la puissance de sortie maximum de l'émetteur W	La distance selon la fréquence de l'émetteur (m)		
	de 150 kHz à 80 MHz $d = 1.7 \sqrt{P}$	de 80 MHz à 800 MHz $d = 1.7 \sqrt{P}$	de 800 MHz à 2,5 GHz $d = 1.7 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.07
0.1	0.37	0.37	0.22
1	1.17	1.17	0.70
10	3.69	3.69	2.21
100	11.67	11.67	7.00

Concernant les émetteurs qui ne figurant pas sur la liste ci-dessus, on peut estimer la distance conseillée en mètre (m), le P, selon l'émetteur, en watt (W) et la puissance de sortie maximum de l'émetteur selon la formule correspondante.

NOTE 1 pour 80 MHz et 800 MHz, l'intervalle de haute fréquence est appliqué.

NOTE 2 Cette règle peut ne pas être utilisée pour toutes les situations. Le rayonnement électromagnétique peut être affecté de l'absorption et de refraction produites par les structures, les objets et les humains.

Conditions de transport et de stockage

Plage de température ambiante: -20-45°C

Taux d'humidité relative: $\leq 95\%$

Plage de Pression Atmosphérique: 500 –1060 hpa

Garantie de qualité

Durée de garantie de réparation pour la totalité de la machine: un an.

Durée de garantie de la vanne de régulation: un an

Durée de garantie de réparation du compresseur: un an.

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали именно наш продукт, надеемся Вы останетесь им довольны.

Данное руководство пользователя содержит информацию о функциях, этапах процесса, уходе, в том числе основных неполадках и их решениях.


Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед началом работы устройства, чтобы убедиться, что устройство используется эффективно.

В руководстве Вы можете увидеть некоторые фотографии самой модели устройства.

Используйте данное медицинское изделие только после медицинского обследования по этому продукту не предназначен для спасения жизни. Когда какой-либо пациент нуждается в кислороде, перед использованием устройства для подачи кислорода в правильных количествах и временных периодах, пожалуйста, следуйте советам лечащего врача.


обратите особое внимание на важность разъяснений и их описаний использующихся в этом устройстве как показано ниже. Примечание: описание информации.


 Повреждения: Выполненные действия могут привести к повреждению устройства.


 ВНИМАНИЕ: Выполненное действие может навредить людям.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполненные действия могут привести к пожару и взрыву.


 ВНИМАНИЕ: Смотрите инструкции по применению.


 :Электрическая категория: Класс II


 : Электрическая Категория: Тип B

 : Дата производства

 : Производитель

 0197 : Соответствует Директиве медицинских приборов 93/42 / ЕЕС. 1984
Нотифицированный номером уполномоченного органа.


 : Не курить.


 : Для электрического и электронного оборудования производится отдельный сбор.

 Повреждение: Используйте только безопасное и бесперебойное электроснабжение.


 Повреждение: При возникновении проблемы в источнике питания прекратите применение


прибора.


 **ВНИМАНИЕ:** Концентратор кислорода должен располагаться в среде, где нет пыли, ржавчины и ядовитого газа.


 **ВНИМАНИЕ:** Если в помещении где расположен кислород есть грязный воздух или дым, необходимо установить концентратор в хорошо проветриваемое место.


 **ВНИМАНИЕ:** Не ставьте ничего сверху прибора.

 **ВНИМАНИЕ:** Всегда устанавливайте устройство на твердую поверхность. Из-за опасности опрокидывания или падения, никогда не ставьте прибор на диван или кровать

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Так как кислород является горючим газомс большим или не держите поблизости источник пламени.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Держите устройство подальше от зоны горючих и взрывоопасных веществ.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Обычно, текстиль и другие горючие материалы могут загореться и воспламениться в месте богатом кислородом.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Нефтепродукты, масляные и жирные предметы при контакте с кислородом под давлением могут активно самовоспламеняться. Такие объекты всегда должны держаться подальше от кислородного концентратора.

 **ВНИМАНИЕ:** Рекомендуется проводить техническое обслуживание раз в 2.500 часов.

 **ВНИМАНИЕ:** Перед очисткой от пыли электрических соединений необходимо отключить прибор от сети для предотвращения удара током.

 **ВНИМАНИЕ:** Увлажнитель – раз в 3 дня, внешний фильтр (фильтр грубой очистки) должны очищаться раз в 100 часов; внутренний фильтр (воздушный фильтр) должен заменяться раз в 500 часов.


Большая часть электронных приборов попадает под воздействие радиочастотных помех. Сильные электромагнитные помехи могут сказаться на ЖК экране если прибор в это время включен. Всегда внимательно пользуйтесь портативными видами устройств такого вида в присутствии прибора.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не помещайте носовую трубку под покрывало кровати или подушку, потому что кислород из аппарата кислородного концентрата может поддерживать горение.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Запрещено дотрагиваться мокрыми руками или к упавшему в воду

кислородному концентратору. НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА не оставляйте включенный концентратор без присмотра.


 ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА контролируйте тщательно во время использования прибора детьми и пациентами, требующими ухода.


 ВНИМАНИЕ: Если в ходе принятия кислорода выявлены какие-либо негативные реакции, пожалуйста, немедленно свяжитесь со своим врачом или поставщиком оборудования.


 ВНИМАНИЕ: Если на дисплей дополнительно установленной измерительной аппаратуры для тяжелых больных появились любые неблагоприятные реакции, пожалуйста, немедленно свяжитесь со своим врачом или поставщиком оборудования.


 ВНИМАНИЕ: Выключите, если кислородный концентратор не применяется.


 ВНИМАНИЕ: В процессе работы никогда не открывайте переднюю и заднюю крышку. В случае возникновения проблемы с качеством, не допускать самовольный демонтаж прибора. При обнаружении любых неполадок или необычных явлений, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком оборудования или сервисом.


 ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрева, обеспечьте равномерное всасывание во время работы.


 ВНИМАНИЕ: Имеется кратковременный звук всасывания во время работы (интервал 13 секунд)


 ВНИМАНИЕ: Для достижения регулярной производительности необходим разогрев кислородного концентратора в течение 5 минут.


 ВНИМАНИЕ: Прибор предназначен только для подачи кислорода, концентрация кислорода будет составлять 90%, если выход воздуха достигает своего номинального значения.


 ВНИМАНИЕ: В увлажнитель заливать дистиллированную или холодную кипяченую воду, заполните резервуар водой до обозначений линий шкалы.


 ВНИМАНИЕ: Используйте увлажнитель вместе с прибором, не заменяйте его по своему усмотрению, это может причинить неудобства пациенту или других вред.

 ВНИМАНИЕ: Если индикатор показывает аномальное состояние кислорода, оператор должен связаться с дилером или производителем для технической поддержки.

 ВНИМАНИЕ: После того, как настройка подачи кислорода открыта в полном объеме, если расходомер показывает ноль, немедленно выключите прибор и обратитесь в службу технической поддержки.

 ВНИМАНИЕ: Во избежание перезагрузки прибора, не надо его часто включать или выключать, после выключения необходимо подождать не менее 5 минут. (а именно, полностью удалите внутренний газ прибора, потому что если компрессор включается с давлением, его жизнь уменьшается)

 ВНИМАНИЕ: Немедленно поднимите переключатель расходомера при включении питания прибора.

 ВНИМАНИЕ: Обновляйте воду в охлаждающей бутылки через каждые 2-3 дня, особенно в летний период. Если прибор не использован в течение нескольких дней, пожалуйста, полностью

слейте воду, и протрите бутылку сухой тряпочкой.

⚠ ВНИМАНИЕ: Вместе с прибором используйте только оригинальную кислородную трубку и увлажнитель, в случае необходимости используйте запчасти той же модели, при замене убедитесь, что кислородная трубка или приспособления плотно соединены с генератором кислорода, что нет перекручивания и повреждений. Абсорбционная кислородная трубка предназначена только для пациента, при утилизации соблюдайте принятые нормы.

⚠ ВНИМАНИЕ: Кислородная трубка, кислородная маска и форсунки, которые использованы в работе с пациентом, должны быть чистыми, дезинфицированными и стерилизованными.

⚠ ВНИМАНИЕ: Кислородная трубка, которая использована в работе с пациентом, после каждой операции следует дезинфицировать, протирая её 75% алкоголем медицинского назначения или при помощи других методов дезинфекции. Во избежание перекрестного инфицирования, не разбирайте кислородную трубку.

Материалы примененные в системе не представляют вред окружающей среде. Примененные упаковки могут быть заново переработаны. Данные упаковки должны собираться в стране, где они были открыты и уничтожены. Носовой кислородный шланг, изготовлен из медицинского ПВХ; не подвергается биологическому разложению и становится причиной загрязнения окружающей среды когда выбрасывается. Любой материал системы, который может вызвать загрязнение окружающей среды должен быть собран в соответствии с местными правилами и условиями.

Кислородный концентратор рМ-KN01 работает по принципу изменения давления всасывания. Данный принцип отделяет из воздуха при постоянной температуре кислород, азот и другие газы. Сразу после включения прибора кислород соответствующий медицинским стандартам выделяется из воздуха. Кислород получают полностью физическим путем. Концентратор является безопасным, с низкой стоимостью и может обеспечить непрерывный поток кислорода с регулировкой ОДНОМУ пациенту.

Важные компоненты концентратора разработаны с защитой от износа и усталости. Планируемый срок службы устройства в целом достигает 20000 рабочих часов. Концентратор при работе не имеет никакого эффекта на уровень кислорода в комнате.

1. Температура окружающей среды: 10 ° C-40C
2. Влажность: от 30% до 85%
3. Давление воздуха: 700 гПа-1060 гПа
4. В окружающей среде не должно быть коррозионных газов и никаких сильных магнитных полей.

1. Для медицинского применения:

Кислород обеспечиваемый устройством полезен при лечении следующих заболеваний: сердечно-сосудистые заболевания, системные хронические заболевания легочной, мозговой и сердечно-сосудистой систем, а также заболеваний, связанных с хроническим туберкулезом легких и заболеваний кислородной недостаточности.

2. Для здоровья:

Кислород подаваемый устройством также может быть использован спортсменами и лицами, занимающимися умственной деятельностью для предотвращения усталости. Кроме того, возможно применение в медицинских отделениях, нуждающихся в кислороде санаториях, военных лагерях, отелях и других местах.

3. Прибор может быть использован беременными и кормящими женщинами, а также детьми до 14 лет.

1) Описание модели : рМ-KN01

Модель	рМ-KN01
Макс.мощность (Вт)	550
Рабочее напряжение (В/Гц)	АС230±10% 50±1
(V/Hz)	АС230±10% 50±1
Поток кислорода (л/мин)	0-5
Плотность кислорода (%)	93%±3%
Давление на выходе (МПа)	0.04—0.07
Сигнализация	Перебои в энергоснабжении, низкое и высокое давление.
Уровень шума (дБ)	≤50
Большой ЖК экран	Временные выключатели; цифровое давление (точность:0.001МПа); скопившееся время(диапазон:0-10000 часов); Настоящее время (точность:1 мин); Предустановленное время (точность:1 мин)
Класс электрозащиты	Класс II Тип В
Класс продукта	Класс II А
Вес нетто (кг)	26
Предохранитель	T6.3AL/250V

2) Носовой кислородный шланг

Носовой кислородный шланг состоит из интубации, кислородного шланга, насадки кислородного шланга, подвижного зажима шланга, носового шланга и изготовлен из медицинского ПВХ. Имеет два конца, наушного типа. Гибкая трубка должна быть прозрачной и чистой. Не показывает грязь и скручивание. При применении давления 50 Кпа в течение 15 сек должны оставаться в стабильном состоянии. Компоненты должны выдерживать вертикальное давление в 20 N в течение 15 секунд. Носовые трубки стерилизованные окисью этилена могут храниться в течение трех лет.

3) Увлажнитель

Увлажнитель должен быть бесцветным, прозрачным или полупрозрачным. Должен иметь отметки указывающие на минимальный и максимальный уровень жидкости. Не должен ломаться при применении давления ниже 0.4 МПа.



Диаграмма 1



Диаграмма 2

1) Лампочки указателя Рисунок 1:

Всего имеется 6 индикаторов, справа налево пронумерованы как 1,2,3...6 и пояснения указаны ниже для каждой модели :

P.O.: Кнопка питания (зеленый свет)

P.F.: Перебои в энергоснабжении (красный свет)

L.P.: Низкое давление (желтый свет)

H.P(T): Высокое давление (красная лампочка) / высокая температура (красная лампочка)

L.O2.: Чистота кислорода < % 85,(красная лампочка)

H.O2: Чистота кислорода ≥ 85%, (синяя лампочка)

2)Кнопка питания

3) Расходомер кислорода

Расположение индикатора расходомера кислорода указывает поток на выходе кислорода. (л/мин)

4) Кнопка настройки расходомера кислорода Другое название кнопки настройки расходомера кислорода – клапан контроля потока. Данный клапан настраивает и проверяет поток кислорода на выходе.

Не нажимайте на клапан сильно когда крутите его, иначе игольчатый клапан повредится. Для открытия поверните против часовой стрелки, а для закрытия – по часовой стрелке.

5) Фильтр на входе воздуха

При необходимости замены заменяйте «родным» фильтром прибора.

6) Этикетка

7) ЖК экран (жидко кристаллический экран)

а. Показывает изображение указанное на Рисунке 3.

б. При включении прибора загорается ЖК экран, через 15 минут переходит в энергосберегающий режим, но при нажатии на кнопку заново загорается.




Диаграмма 3

8) Кнопка расчета времени Как показано на Рисунке 1: “+”.“-” Данные две кнопки применяются для расчета времени. Для прибавления 10 минут нажмите на кнопку “+”. Для сокращения на 10 минут нажмите на кнопку “-”. При нажатии до 0 минут на кнопку “-” прибор самостоятельно отключится. Если в этот момент нажать на кнопку “+” прибор заново заработает.

9) Увлажнитель Увлажнитель применяется для увлажнения кислорода и предотвращения получаемой вследствие сухого кислорода мукозы носа и горла.

10) Вход питания

11) Предохранитель

12) Выход для распыления

13) Ручка переключателя распылителя

1. Как показано на Рисунке 4: Дерните силиконовую трубку соединенную с выходом кислорода в направлении показанном черной стрелкой; затем выньте емкость увлажнителя как показано красной стрелкой по часовой стрелке. Заполните емкость увлажнителя дистиллированной или кипяченой водой так, чтобы уровень воды был посередине между минимальной и максимальной

отметкой и установите на место. Последнее, заново подсоедините силиконовую трубку с выходом кислорода.



Диаграмма 4

2. Подключите шнур питания, один конец шнура питания подключите к розетке концентратора, другой конец в розетку источника питания и затем включите кнопку питания прибора. (см. Рисунок 5).



Диаграмма 5

3. Настройте поток кислорода в зависимости от вашей необходимости. Красная отметка расходомера указывает МАКСИМАЛЬНЫЙ ток поглощения (против часовой стрелки—вкл, по часовой стрелке—выкл). Для одного применения: рМ-KN01 настраивается на 5л/мин; для двойного применения: рМ-KN01 настраивается на 3-5 л/мин. (см. Рисунок 6)



Красная шкала

Диаграмма 6

4. Подсоедините входную часть кислородного шланга к выходу увлажнителя, установите носовые концы больному закрепив их над ушами. Профилактическое наилучшее время пользования 40-50 минут. Для лечения продолжительность пользования определяется доктором. (см. Рисунок 7).




Диаграмма 7

5. После завершения операции вдыхания кислорода выключите прибор и вытащите носовые канюли кислорода из емкости увлажнителя. Если выключить прибор не отсоединив канюли это приведет к скручиванию шланга и остатку жидкости в обратной части увлажнителя. В свою очередь это может привести к повреждению прибора. При периодическом пользовании отключайте прибор от сети. (см. Рисунок 8).




Диаграмма 8

6. Если больной должен получать кислород только в определенное время, смотрите на указания страницы 7. 9.пункт (кнопки расчета времени).

1. Во-первых отсоедините шнур питания от электрической системы (розетки). Очистите корпус устройства мягкой тканью и мягким моющим средством, а затем протрите сухой тканью. Выполняйте эту операцию один или два раза в месяц. (см.Рисунок 9)



Диаграмма 9

2. Воздушный фильтр расположен внутри устройства, очень важно его очищать по крайней мере два раза в месяц.

Действия: Удалите воздушные фильтры на обеих сторонах корпуса, протрите с моющим средством и промойте чистой водой. Фильтры сушить самостоятельно. Установить на место после высыхания. (Смотрите Рисунок 10)




воздушный фильтр

Диаграмма 10

▲ Повреждение: Не включать прибор без фильтров или если фильтры мокрые. Это приведет к серьезному повреждению прибора.

2. Замена второго фильтра (под увлажнителем)

Прежде всего вытащите силиконовую трубку соединенную с выходом кислорода, а затем емкость увлажнителя. Поверните воздушный фильтр против часовой стрелки как показано на Рисунке



11.1. Вытащите ткань

11.2. Вытащите ткань

▲ Повреждение: Не включать прибор без фильтров или если фильтры мокрые. Это приведет к серьезному повреждению прибора.

3. Отсоединение предохранительной трубки

Прежде всего удалите воздушный фильтр и затем выключите вторичный фильтр против часовой стрелки, как показано на рисунке 11. Снимите фильтр и замените его новым фильтром.

Другая предохранительная трубка установлена во внутренний источник питания, ее замена также осуществляется способом указанным выше. (см. Рисунок 12)




Диаграмма 12

4. Встроенная батарейка применяемая в концентраторе серии «pM» - это заряжаемая NI-MH батарейка (3.6V/40mAh) и схема зарядки расположена в главном корпусе. Поэтому может быть использована в течение длительного времени. Если кислородный концентратор не будет использован в течение длительного времени, батарейка перейдет в режим сна и срок ее эксплуатации сократится. По данной причине если прибор не будет использован постоянно, заряжайте батарейку раз в месяц.

5. Мы можем предоставить схему фаз, список важных деталей, детальную информацию по тех. обслуживанию и ремонту и другую информацию касательно деталей поддающихся ремонту.

№.	Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения неисправности
1	П о с л е в к л ю ч е н и я	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствует связь между цепью генератора кислорода и электропитанием 2. Цепь предохранительной защиты нарушена / сгорел предохранитель 3. Вместитель компрессора не работает/нарушен 4. Компрессор не работает/нарушен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте работоспособность соединения переключателя, разъема и кабели линий электропередачи 2. Замените предохранитель защиты и установите причину 3. Замените стартовый вместитель 4. Замените компрессор
2	Нет выход к и с л о р о д а или вытяжной поток слишком недостаточен	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перегиб внутренней кислородной трубки, неровный поток на выходе 2. Засоренный фильтр, неровный поток на входе 3. Утечка на крышку увлажнительной бутылки 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снова подключите кислородную трубку 2. Очистите фильтр 3. Снимите крышку, хорошо завинтите крышку, заблокируйте вытяжного отверстия выхода пальцем после включения, и примерно через 5 секунд будет специальный звук из увлажнителя (включается предохранительный клапан увлажнителя)
3	Нет звук выхлопа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Воздушный контроллер не работает 2. Электрическая панель управления не работает 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените воздушный контрольный клапан 2. Замените электрическую контрольную панель
4	С л и ш к о м шумная работа выпуска	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отвалился шарнир глушителя выпускного соединения 2. Глушитель выпускного соединения не работает 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соедините шарнир глушителя 2. Замените глушителя выпускного соединения

МС

рМ-KN01 EMC требует особых предупредительных мер и должен устанавливаться и собираться в соответствие с приложенной информацией EMC.

Портативное и мобильное оборудование РЧ связи может повлиять на эксплуатацию прибора рМ-KN01.

Все кабели и максимальная длина кабелей, датчиков и других аксессуаров подходят условиям. Нет необходимости указывать аксессуары не влияющие на требования соответствия. Аксессуары, преобразователи и кабели могут быть определены в общем или конкретно.

ПРИМЕЧАНИЕ


Нет необходимости указывать список проданных преобразователей и кабелей производителем рМ-KN01 в качестве запасных частей для внутренних компонентов.

Использование аксессуаров, конвертеров и кабелей в качестве запасных частей рМ-KN01 вместо оригиналов продаваемых производителем может привести к повышению всасываемости кабелей и понижению защиты работы прибора.

-		
рМ-KN01 предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. Покупатель или пользователь рМ-KN01 должен убедиться, что прибор используется в такой среде.		
		-
радиочастотное излучение CISPR 11	Группа 1	рМ-KN01 использует радиочастотную энергию только для внутреннего функционирования. Таким образом, его радиочастотное излучение очень низкое, и, вероятно, не вызывает помех в находящихся поблизости электронные оборудования.
РЧ излучение CISPR 11	Класс А	рМ-KN01 подходит для использования в любых учреждениях, прибор может быть использован и в домашних условиях и других местах, имеющие подключение к общественной низковольтной сети электропитания, которая предназначена для электропитания зданий, используемые для бытовых целей, при условии, что будут соблюдены следующие предупреждения :
Гармонические излучения IEC 61000-3-2	Класс А	
Колебаний напряжения / фликерные излучения IEC 61000-3-3	Соответствует	
Предупреждение: Данный прибор рМ-KN01 предназначен для использования только специалистами здравоохранения. Данное оборудование / система может вызывать радиопомехи или может нарушить работу находящихся поблизости оборудования. Может быть будет необходимость в принятия мер по смягчению последствий, таких как переориентации или перемещения или защитного расположения рМ-KN01.		

-			
рМ-KN01 предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. Покупатель или пользователь рМ-KN01 должен убедиться, что прибор используется в такой среде.			
			-
Электростатический разряд (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV контакт ± 8 kV воздух	± 6 kV контакт ± 8 kV воздух	Полы должны быть с деревянным, бетонным покрытием или керамической плиткой. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%.
Быстрый электрический переход / срыв IEC 61000-4-4	± 2 kV для линий электропитания ± 1 kV для линий входа/выхода	± 2 kV для линий электропитания ± 1 kV для линий входа/выхода	Характеристики главного электроснабжения должны быть такие, что соответствовали требованиям типичного торгового предприятия или больницы.
Всплесков/пере напряжения IEC 61000-4-5	± 1 kV с линии до линии ± 2 kV с линии до земли	± 1 kV ± 2 kV с линии до земли	Характеристики главного электроснабжения должны быть такие, что соответствовали требованиям типичного торгового предприятия или больницы.

<p>Падения напряжения, короткие прерывания и колебания напряжения в цепи питания входные линии IEC 61000-4-11</p>	<p><5 % UT (>95 % угол наклона UT) для 0,5 цикла 40 % UT (60 % угол наклона UT) для 5 циклов 70 % UT (30 % угол наклона UT) для 25 циклов <5 % UT (>95 % угол наклона UT) для 5 секунд</p>	<p><5 % UT (>95 % угол наклона UT) за 0,5 цикла 40 % UT (60 % угол наклона UT) для 5 циклов 70 % UT (30 % угол наклона UT) для 25 циклов <5 % UT (>95 % угол наклона UT) для 5 секунд</p>	<p>Характеристики главного электроснабжения должны быть такие, что соответствовали требованиям типичного торгового предприятия или больницы. Если пользователю рМ-KN01 требуется непрерывная работа в местах, где подачи питания осуществляется перерывами, рекомендуется рМ-KN01 получать питание от источника бесперебойного питания или аккумулятора.</p>
<p>Частоты тока (50/60 Hz) магнитное поле IEC 61000-4-8</p>	<p>3 A/m</p>	<p>Не применимо Примечание : рМ-KN01 не содержит компонентов, восприимчивых к воздействию магнитных полей, таких как элементов больших зданий или датчиков магнитного поля. Таким образом, EUT, считается отвечающим требованиям без фактического тестирования.</p>	<p>Частоты тока магнитные поля должны быть на уровне, характерном для соблюдения требований типичного торгового предприятия или больницы.</p>

Выполненные РЧ IEC 61000-4-6 Излучения РЧ IEC 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz по 80 MHz 3 V/m 80 MHz по 2,5 GHz	3 Vrms 150 kHz по 80 MHz 3 V/m 80 MHz по 2,5 GHz	<p>Портативные и мобильные оборудования РЧ связи не должны быть использоваться ближе к любой части рМ-KN01, включая кабели, при этом рекомендуемое расстояние должно быть рассчитанное расстояние по формуле, соответствующей частоте передатчика.</p> $d = 1.1 \sqrt{P}$ $d = 1.1 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz по } 800 \text{ MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz по } 2,5 \text{ GHz}$ <p>где : "P" - максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика; а "d" является рекомендованное расстояние в метрах (м). Уровень сигнала от стационарных передатчиков РЧ, которая определена при помощи электромагнитного обследования объекта,^a должна быть меньше уровня соответствия в каждом частотном диапазоне.^b Помехи могут произойти в непосредственной близости от оборудования, обозначенные следующим символом :</p> 
--	---	---	---

Примечание 1.: При 80 МГц и 800 МГц, применяется расстояние для более высоко-частотного диапазона;
 Примечание 2.: Настоящие руководящие принципы не могут применяться во всех ситуациях. Распространение электромагнитного излучения зависит от поглощения и отражения от конструкций, объектов и людей.

^a Уровень сигнала от стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радио (сотовых / беспроводных) и наземных мобильных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радио и телевизионного вещания не может быть предсказан теоретически с точностью. Для оценки электромагнитной обстановки из-за фиксированных РЧ радиопередатчиков, необходимо проведение электромагнитных исследований площадки. Если измеренная напряженность поля в месте, в котором рМ-KN01 используется, превышает допустимый уровень указанных выше РЧ параметров, необходимо внимательно проконтролировать поведение рМ-KN01 и установить возможности нормальной работы прибора. Если наблюдаются нарушения в работе, могут быть необходимы, дополнительные меры, например, переориентация или перемещение рМ-KN01.

^b В диапазоне частот свыше значений с 150 кГц до 80 МГц, напряженность поля должна быть менее 3 В/м

рМ-KN01

рМ-KN01 предназначен для использования в электромагнитной среде, в которой излучаемых помех РЧ находятся под контролем. Покупатель или пользователь рМ-KN01 может помочь предотвратить электромагнитных помех, соблюдая минимальное расстояние между портативными и мобильными устройствами РЧ связи (передатчики) и рМ-KN01, в соответствии с максимальной выходной мощности коммуникационного оборудования и в соответствии с следующими рекомендациями :

W	M		
	150 kHz 80 MHz $d = 1.1 \sqrt{P}$	80 MHz 800 MHz $d = 1.1 \sqrt{P}$	800 MHz 2,5 GHz $d = 1.1 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.07
0.1	0.37	0.37	0.22
1	1.17	1.17	0.70

10	3.69	3.69	2.21
100	11.67	11.67	7.00

Для передатчиков с максимальной выходной мощности, не перечисленные выше, рекомендуемое расстояние “D” в метрах (м) можно оценить, используя уравнение применимо к частоте передатчика, где “P” максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика

Примечание 1.: При 80 МГц и 800 МГц, применяется расстояние для более высоко-частотного диапазона;

Примечание 2.: Настоящие руководящие принципы не могут применяться во всех ситуациях. Распространение электромагнитного излучения зависит от поглощения и отражения от конструкций, объектов и людей.

Диапазон температуры окружающей среды: -20-45°C

Диапазон относительной влажности: ≤95%

Диапазон давления воздуха: 500 –1060 гПа

Гарантийный срок прибора 2 года.

KU Pê gotin

Ji ber ku we berhema me çêtir dîtiye em ji we ra sipas dikin û em hêvî dikin ku hûn ji berhema me dilxweş bimin in.

Ev rêbera bikaranînê, ahagiyên derbarê karmendî û pêlikin kirariyê û lênihêrîn û pirsgirêkên bingeh û çareseriyê wana da dihewîne.

Dibe ku di rêberê da hin wêneyên ku hûn di wê gelaleya di destê xwe da nebîn hebin.

He yarkirina Ewleyiyê

Ev berhema nayê bikaranînê ji bo xilaskirina jiyânê. Her kîjan nexwaşekî hewceyî nerîtana oksîjenê bibe; ji kerema xwe pêşya bikaranîna hacetê şîretê hekîm pêk bînin ji bo bikaranîna oksîjenê bi qedera rast û bi vedoriyên durust.

Bala xwe bidine raveyên taybetiyên ku di vê hacetê da hatine birkaranîn û li jêrê hatine raber kirin û giringiya wana:


Nîşe: Agahiya raveyê.


 Xesar: Dibe ku bizava tê kirinê ku zîyanê bide haletê.

 Bala xwe bidinê: Dibe ku bizava tê kirinê ku zîyanê bide meriva.

 Hişyarbin: Dibe ku bizava tê kirinê ku bibe sedemê şewat û teqandinê.

 Bala xwe bidinê: Ji bo bikaranînê li rêberê mizer birin.

 Kategoriya karebayê: Pola II

 Kategoriya karebayê: Tîpa B

 Dîroka hilberînê

 Hilberîner


 0197: Ahemgdare bi Dîrektîfa Haltê Bijîjkiyê 93/42 / EEC. 1984 hejmara destûrnameya saziyê ye

 Cixare nayê vexwarin.


 Berhevkirina hacetên karebayî û elektironîk cuda tê pêkanîn.

Pê ya Bikaranînê

 Xesar: Tenê xwederên hêzê yên ewleyî û bê pirsgirêk bikarbinîn.

 Xesar: Ger di jêdera hêzê ya karebayê da kêşek hebe dawiyê li bikaranînê bînin.

Bicîhkirina Haletê

 Bala xwe bidinê: Divê ku konsantrator oksîjenê di nîvengeke bi toz û zeng û gazê bi zehir da nebîne.

⚠ Bala xwe bidinê: Ger di nîvenga ku oksîjen tê da peydaye hewa qirêj an jî dûman hebe; divê ku konsantratorê daynine cîhkî ku baş hatiye hewadar kirinê.

⚠ Bala xwe bidinê: Tu tiştêkî danenîne ser haletê.

⚠ Bala xwe bidinê: Haletê daîma danîne li ser cîhkî hişk da. Ji ber xetera wergerandin an jî ketinê tu weqta haletê danenîne li ser cîhê wek nivîn û textebenda.

Hi yarkirina ewatê

⚠ Hişyarkirin: Ji ber ku oksîjen gazeke dişewite, haletê ji holepît an jî jêderên agir dûr bigirin û li nêzî nexwaş cigarê venexwên an jî alava tazî amade mekin.

⚠ Hişyarkirin: Haletê ji cîhên tê da tiştên şewat û teqemenî dûr bigirin.

⚠ Hişyarkirin: Dive ku berhemên bestir û qumaşên din yê ku edetî bi hêsan naşewitin, di halê sift hebûna hewayê ku bi aliyê oksîjenê va dewlemend da agir pê bigire û bişewite.

⚠ Hişyarkirin: Dema ku neft û don û tiştin bi don di bin çewsê da bi oksîjenêra temas bike, dibe ku xwe bi xwe û bişiklekî zebr vêkeve. Tiştin ji vî nifşî her tim ji konsantratora oksîjenê dûr bigirin.

Lênihêrîn

⚠ Bala xwe bidinê: Her 2.500 seetî lénihêrîna haletê tê şîret kirin.

⚠ Bala xwe bidinê: Pêşya paqijkirina toza li ser pêwendiya haletê ya karebayê divê ku fiş bê kişandinê da ku pêşya hingavtina karebayê bê girtinê.

⚠ Bala xwe bidinê: Divê ku rewaker (haleta rewakirinê) her 3 roja carekî û palavka der (palavka qabloyê ya tozê) her 100 seetî bê paqijkirinê; divê ku palavka hundur (palavka hewayê) jî her 500 seetî carekî bê guhertinê.

Radyo û Frekans

Radyo-frekans, bandorê li pirraniya cîhazên elektronîk dike. Gava kêşaneke elektromanyetîkî pêk bê, dibe ku LCDya cîhazê hinek zîrarê jê bibîne. Li cîhê ku cîhazên wisa hene, mobaylên xwe bi baldarî bi kar bînin.

Hi yariyên din ên Ewlehiyê

⚠ HIŞYARÎ: Tupa nazal/difnî nexin bin textê razanê an jî balgehan. Gava cîhaz hat vekirin heke oksîjen neçe difnê nexweşî, dibe ku bişewite.

⚠ HIŞYARÎ: Heke cîhaz ket nav avê, destê xwe nedinê. **YEKSER FÎŞA WÊ JI PÎRÊZE BIKÊŞIN!**

⚠ HIŞYARÎ: Gava ku dixebite, ji bo kontrolê bila HER TIM yek li ba cîhazê bimîne.

⚠ HIŞYARÎ: Li cîhê ku zarok lê hene an jî hewceyî bi kontrolkirinê heye, HER TIM bi çavdêriya yekî cîhazê bixebitînin.

- ⚠️ HIŞYARÎ: Gava ku oksîjen bê dayîn heke rewşeke xeternak û nedîtî derkeve holê, yekser serî li firoşkarê cîhazê bidin an jî ji doktorê xwe re bêjin.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Ji bo nexweşên rewşa wan giran cîhazeke din a kontrolê bi kar bînin. Heke rewşeke xeternak û nedîtî derkeve holê, yekser serî li firoşkarê cîhazê bidin an jî ji doktorê xwe re bêjin.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Heke oksîjen bi kesî nayê dayîn, divê cîhaz bê girtin.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Dema ku cîhaz dixebite devikê pêşiyê û yê piştê venekin. Gava pirsgirêkek derket cîhazê ji hev venekin. Heke cîhazê alarm da an jî rewşeke nedîtî derket holê, serî li firoşkarê cîhazê bidin.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Dema ku cîhaz dixebite, baş pê ewle bin ku ji aliyê jêr, valahî bê rawest berdewam dike. Heke na, dê cîhaz zêde germ bibe.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Gava ku cîhaz dixebite, bi awayekî periyodîk dengê valakirinê tê. (13 saniyeyan carekê)
- ⚠️ HIŞYARÎ: Ji bo ku cîhaz bo xebitandinê amade be divê 5 deqqeyan germ bibe.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Cîhaz tenê ji bo oksîjenê ye. Piştî ku deketina hewayê normal bû, dereceya konsant-rasyona oksîjenê heta %90î derdikeve.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Alava hêwîder ava dîstîle yan jî kelandî û sarkirî di'emilîne. Ava ku tê tijîkirin divê ji xêzikê derbas nebe.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Alava hêwîder li gel cîhazê bi kar bînin û li gor keyfa xwe cihê wê neguherin. Dibe ku nexweşî acîz bike an jî bibe sebebê pirsgirêkên din.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Gava nîşandera xêzikê ji asta normal ya oksîjenê derbas bû, divê ji bo t'emîr û 'ediland-inê firoşkarê cîhazê an jî firma bê agahdarkirin.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Bişkoka 'eyaran bo kapasîteya herî zêde hat 'eyarkirin pîvana herikbariya oksîjenê sifir be, yekser cîhazê bigrin û kontrol bikin ka pirsgirêk çî ye.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Cîhazê zêde venekin û negrin. Piştî ku we girt, ji bo vekirinê 5 deqqeyan bisekinin. (Gaza di nav cîhazê de bi temamê vala bikin. Heke kompresora hewayê ji ber presa hewayê vebe, dê temenê cîhazê kurt bibe.)
- ⚠️ HIŞYARÎ: Piştî ku we bişkoka cîhazê vekir bişkoka pîvera herikbariya oksîjenê jî yekser vekin.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Ava di şûşeya hêwîder de, bi taybetî demsala havînê, 2-3 rojan carekê biguherin. Heke hûn ê cîhazê çend rojan bi kar neynin, avê bi temamî vala bikin û şûşeyê ziwa bikin.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Tupa oksîjenê û alava hêwîder, bi cîhazê re an jî bi heman model3e re bi kar bînin. Heke hûn modelên din bi kar bînin, baş pê ewle bin ku ew veberhênerê oksîjenê bi wê modelê bê pirsgirêk dixebite. Tupa oksîjenê bo nexweşan e, wê tupê belasebeb neavêjin çopê.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Tup, maskeya oksîjenê û pifkerê hewayê, heke bi nexweşan re temas kir, divê bê dezenfektekirin, paqij û sterîl be berî bikaranîna duyem.
- ⚠️ HIŞYARÎ: Tupa oksîjenê ku temasa wê bi nexweşan re çêbûye, divê bi alkola %75 derece bê dezenfektekirin. Ji ber talûkeya enfeksiyonê di nav nexweşxaneyê de tupa oksîjenê nedin binkeyên din.

Gerekên ji bo Parastina Devdora

Ambûrînên di sazûmanê da hatine bikaranînê zirarê nadine derdora. Alandinên ku hatine bikaranînê têne veguherandinê. Divê ku ev alandina li gor lidarxistinên welat an jî herêma ku lê hatine vekirinê bêne berhev kirin û berhewa kirinê. Xortima nazal (poz) ya oksîjenê ji PVC ya bijîjkî hatiye îmal kirinê; eger bê avîtinê bi biyolojîkî ji hev perçe nabe û dibe sedemê qirêjîyê. Her kîjan ambûrîneke ku di sazûmanê da mewcûde û dibe sedemê qirêjîya derdora, divê ku li gor distûr û mercên herêmî bêne berhev kirinê.

Danasîna Berhemê

Konsantratorên pM-KN01 ya oksîjenê, bi prensîba guherîna çewsa mêtinê dixebite. Ev prensîba; di germaya pêdandî da dikare oksîjen û nîtrojen û gazên dinê ji hewayê vejartîne. Çewa haletê vebe, oksîjena ku yekgirtiyên bijîjkî girtiye ji hewayê tê vejartinê. Oksîjen temamen bi tehera fîzîkî tê hilberandinê. Konsantrator, bi şiklekî ewleyî û maliyeta ketî û bi herîkîna oksîjenê ya ku bê birînê tê mîheng kirinê dikare ji bo nexwaşekî TENÊ oksîjenê pêk bîne.

Perçeyên konsantratorê yê giring, li dijî hincirîn û westandinê hatine pêşnûma kirinê. 'Omrê haletê yê ku bi timayî hatiye plan kirinê 20.000 seetê xebatê dibîne. Dema ku konsantrator bixebite bandora wê li ser rêjeya oksîjenê ya di odê da tune.

Mercên Bikaranînê

1. Germaya nêvengê: 10°C-40°C
2. Rêja rewayê: %30-%85
3. Çewsa hewayê: 700 hPa-1060 hPa
4. Divê ku li derdora gazên mehandin û aqara kehrebariya bi hêz tunebe.

Aqarên Nerîtinê

1. Ji bo bikaranîna bijîjkî:

Oksîjena ku bi aliyê haletê va tê pêk anînê, di dermankirina van nexwaşîya da kêr hatiye: Nexwaşiyên dil û sazûmana gerîna xwînê, nexwaşiyên sazûmana kezebê yê kronîk, nexwaşiyên mejî û sazûmana temara, nexwaşiyên ku ji tuberkuloza kezeba kronîk û kêmasiya oksîjenê dest didin.

2. Ji bo tenduristiyê:

Oksîjena ku bi aliyê haletê va tê pêk anînê, bi armanca pêş birîna westandinê dikarin di werzîşkar û merivên ku bizaviyên bîrayî nişan didin bikar bînin. Digel vê, ji bo bikaranîna di beşên xizmetên tenduristiyê, sanatoryûma, wargehên leşkerî, otêl û di cîhên din da yê hewceyên oksîjenê ne rewê ye.

3. Jinên ducanî û yê zara dimêjîne û zarokên ji 14 salî piçûktir jî dikarin haletê bikar bînin.

Parametreyên teknîkî

1) Model: pM-KN01

Gelale	pM-KN01
Hêza maksîmûm (VA)	550
Voltaja xebatê (V/Hz)	AC230±10% 50±1
(V/Hz)	AC230±10% 50±1
Herkîna oksîjenê (L/mln)	0-5
Tîriya oksîjenê (%)	93%±3%
Çewsa derketin (Mpa)	0.04—0.07
Hewarî	Birîna karebayê, çewsa nizm û bilind.
Rûkara deng (dB)	≤50
Ekranê LCD	Dema civînê; dema diha; dema pîvanê; Şaltera mîhengkirya bi weqt; çewsa dijîtal (peljenî:0.001MPa); Dema civînê (navber:0-10000 seet); Dema diha (peljenî:1 hûrdem); Weqta bi pêşmiheng
Pola karebayê	Pola II Tîpa B
Pola berhemê	Pola II a
Giraniya Net (Kg)	26
Fiyoz	T6.3AL/250V

2) Xortima oksîjenê ya nazal

Xortima oksîjenê ya nazal (poz); ji entubasyon û xortima oksîjenê û devikê xortima oksîjenê û de-strêşka xortimê ya bi lepat pêk tê û ji PVC bijîjki hatiye hilberînê. Ji tîpa ser guh e û du seriyê wê hene. Divê ku xortima vezen şefaf û paqij be. Qirêj û tewandinê nîşan nade. Dema ku çewseke 50 Kpa lê hate nerftin lazime ku 15 çirka berk bibîne. Divê ku hevadûdanê wê 15 çirka li hember çewsa emûdî ya 20 N deyx bide. Xortimên nazal yê ku hatine sterîl kirinê bi oksîta etîl, sê sala bêne veşartinê.

3) Rewaker

Divê ku rewaker bê reng û zebloq an jî nîv zebloq be. Lazime ku bê nîşan kirinê bi şikleki ku radeya ron ya mînimûm û maksîmûm nîşan bide. Divê ku dema çewseke ji 0.4 Mpa kêmtir li hate nerftandinê xirab nebe.

Pênase û Erk



şiklê 1



şiklê 2

1) Lambên Şanîker

Yên di şiklê 1 da hatine raber kirinê:

Yekom 6 heb şewlên şanîker hene, di aliyê rastê da ber aliyê çepê bi şiklê 1,2,3...6 hatine nimre kirinê û ji bo her gelaleyekî raveyên wan li jêrê bi cîh digirn:

P.O.: Bişkoka hêzê (lemba kesk)

P.F.: Birîna karebayê (lemba sor)

L.P.: Çewsa nizm (lemba zer)

H.P(T): Çewsa bilind (lemba sor) / germa pilind (lemba sor)

L.O2.: Safiya Oksîjenê < % 85, (lemba sor)

H.O2: Safiya Oksîjenê ≥ 85%, (lemba şîn)

2) Bişkoka hêzê

3) Herîkmetra oksîjenê

Wûçaniya şanîkera di bişkoka mîhengkirina herîkmetra oksîjenê da cîh digre, herîkîna oksîjena derketinê nîşan dide. (L/hûrdem)

4) Bişkoka mîhengkirina herîkmetra oksîjenê

Navê bişkoka mîhengkirina herîkmetra oksîjenê ya dinê valfa sehêta herîkîna ye. Ev valfa herîkîna derketina oksîjenê mîheng û sehêta dike. Hêza zide medine valfê û venegerîn in, wer nebe bibe ku derziya sûbapê bi hêsanî zirar bibîne. Ji bo vekirinê tersê hîla seetê û ji bo girtinê jî li hêla seetê vegezin.

5) Palavka têtetina hewayê

Ger heyceyê guhartinê be, bi palavkeke xweserê haletê ra biguherin.

6) Diruşme

7) Ekranê LCD (ekranê lîkîdê krîstal)

a. Dikave dimena ku li jêrê di şikla 3 da hatiye raber kirinê nîşan bide.

b. Dema ku halet vebe ekranê LCD rewnaq dide, piştî 15 hûrdema vedigere moda paşrojiyê, lê dema ku dixebite pêl li bişkoka rewa bê kirinê dîsa derbasî moda rewnaq dibe.

Dema guhertiê	—	S.Times : 0000020
Çewsa xebatê	—	O.P. MPa: 0.021
Dema xebatê/ lêrastaîn	—	O.Time : 0000 00
Dema cîvanê	—	Acc.Time: 0000012

şiklê 3

8) Bişkoka lêrastaînê

Çewa di şiklê 1 da hatiye nîşankirinê: "+", "-" ev herdu bişkoka ji bo lêrastaînê tê bikar anînê. Ji bo kêmkirina 10 hûrdema pêl li bişkoka "-" bikin. Ger heft 0 hûrdem pêl li bişkoka "-" bikin, haletê xwe bixwe were girtinê. Di vê dema ku pêl li bişkoka "+" bikin haletê disa dest bi xebatê bike.

9) Rewaker

Rewaker; tê bikar anînê ji bo rewa kirina oksîjen û pêş girtina mûkoza poz û gewriyê ya ku ji oksîjena ziwa dertê holê û zor paqij dibe.

10) Têketin hêzê

11) Fiyoz

12) Derveyî Atomîzasyonê

13) Mifteya veguherîna Atomizer


Gavên Xebatê

1. Çewa ku di şiklê 4 da hatiye raber kirinê: Çipboriya sîlîkon ya ku bi derketina oksîjena va girêdayî ye, bi aliyê tîra reş da kaşkin; piştî wê, şûşa rewakerê bi şiklê ku bi tîra sor hatiye raber kirinê di aliyê seetê da vegefnin. Şûşê bi rewşeke ku di navbera rûkara mînîmûn û maksîmûm da bimîne bi ava dîstîle an jî kelyayî ya sarkirî tuju bikin û paşê di şûna wê da bi cîh bikin.




şiklê 4

2. Qabloya hêzê pêvakin, serîkî qabloya hêzê bi têtetina konsantratora oksîjenê ya hêzê va girêdin, serê din jî bi sazûmana karebayê va bikin û bişkoka hêzê vekin. (Li şiklê 5 binêrin)




şiklê 5

3. Herîkîna derketinê ya oksîjenê li gor pêdiviyê mîheng bikin. Pêveka sor ya di herîkmetrê (pêveka harîkandinê) da, herîkîna mêtinê ya MAKSÎMÛMA ku hatiye şîretkirinê raber dike (tersî hêla seetê - vekirî, hêla seetê - girtî). Ji bo nerîtinekî tenê: : pM-KN01 bi 5L/hûrdem mîheng kiriye; ji bo bikaranîna çot: : pM-KN01 bi 3-5L/hûrdem mîheng kiriye. (Li şiklê 6 bingêrin)



şiklê 6

4. Qismê xortima oksîjenê yê têtetînê bi derketina rewakerê va bikin, seriyên nazal li ser guhê nexwaş ra derbas bikin û di qulkê poz da bi cîh bikin. Maweya bikaranînê ya baştir ji bo lênihêrînê 40-50 hûrdem e. Maweya bikaranînê ya ku ji bo dermankirinê lazime yê bi aliyê hekim va bê pêdandinê. (Li şiklê 7 binihêrin).




şiklê 7

5. Piştî ku kirariya tenefusa oksîjenê qediya, haletê bigirin û kanula nazal ya oksîjenê ji şûşa rewaker derxin. Ger hûn pêşya derxistina kanulê haletê bigirin; dibe ku eva bibe sedemê badana xortima

oksîjenê û mayîna avê di qismê vegeerîna ji şûşê ba haletê da. Dema bikaranînê bê domahî da fişa hêzê bikişînin. (Li şiklê 8 binihêrin).

Ki andina Fî ê



şiklê 8

6. Eger nexwaş tenê di demên diyar da heyceyê oksîjenê be ji kerema xwe li talimatên rûpela 7 binihêrin. Hêmana 9 nehemîn (Bişkoka lêrastanînê).

Lênêrîn

1. Pêşyê qabloya hêzê ji sazûmana karebayê bikişînin (prîz). Gewdê halatê bi pînekî paqij û hinek pêşok paqij bikin û paşê bi pînekî ziwa paqij bikin. Vê kirariyê mehê carkî an jî du cara bikin. (Li şiklê 9 binihêrin.)



şiklê 9

2. Palavka hewayê ya di hundurê haletê da pêdaye, mehê hindiktirî du paqijkirina wê pir giring e. Gavên kirariyê: Palavkên hewayê ku li her du aliyê gewdê haletê da pêda ne ji şûna wan derxin, bi pêşokê bişon û bi aveke paqij bi cincilînin. Bihêlin ku bira palavk bi halê xwe ziwa bin. Piştî ku ziwa bûn dîsa di şûna wan da bi cîh bikin. (Li şiklê 10 bingêrin)



Fîltera Hewayê

şiklê 10

▲ Xesar: Dema ku palavk pêva nekirîbin an jî şilbin haletê nexebitînin. Dibe ku ev rewşa zirareke mayînde bide haletê.

3. Guhertina palavka duyem (di bin rewaker da)

Yekem ji hemî paqijiya hewayê derxînin û paşê di bin wêneyê de xuya dikin, paşê veguhestina duyemîn ya veguherînin.



Şiklê 11.1




Şiklê 11.1

▲ Xesar: Dema ku palavk pêva nekirîbin an jî şilbin haletê nexebitînin. Dibe ku ev rewşa zirareke mayînde bide haletê.

4. Derxistina çipboriya fiyozê

Devikê fiyozê yê li ser prîzê derxin. Çipboriya fiyozê bi alîkariya cerbadereke piçûk ji şûna wê derxin. Piştî ku çipboriya fiyozê hate guhertinê, devikê fiyozê bigirin.

Çipboriya fiyozê ya din, hatiye bi cîh kirinê di şebeka hêzê ya hundurîn da; tehera guhertina vênê jî wek ku li zorê hate vegotên ye. (Li şiklê 12 binhêrin)



Şiklê 12

Pîla ku bi gewdeyê serekîn yê ku di konsantratora oksîjenê ji rêza pM va hatiye pevxistinê, pîla NI-MH bi şarj e (3.6V/40mAh) û di gewdeyê serekîn da vedora şarjê peyda ye. Lewra dikarin demeke dirêj bikar bînin. Eger konsantratora oksîjenê demeke dirêj neyê bikaranînê pîlê di moda xewê da bimîne û 'omrê bikaranînê kurt be. Ji ber vê ger helat bi dom neyê bikaranînê ji kereme xwe ra pîlê mehê carekî şarj bikin.

5. Bikaranî; dema ku agahiyên derbarê şema vedorê, lîsta perçeyên giring, lênihêrîn û selihandin da bixaze em dikarin ahagiyê derbarê timî qismê ku têne selihandinê pêk binîn.

Pisrgirêk û Çareseriyên wan

Nimre	Pisrgirêk	Sedem	Çareserî
1	Piştî ku bi şe-bekeyê ve hat girêdan, cîhaz naşixule	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di navbera hîlberîneê oksîjenê û şebekêyê de pevgerêdan tune. 2. Dewreya parastina sîgorteyê xirabe ye. 3. Kapasîtora kompresorê xirabe ye. 4. Kompresor xirabe ye. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bişkoka 'power'ê, fişê û pevgerêdana xeta ceyranê kontrol bikin. 2. Parazêra sîgorteyê biguherin û sedemê xirabûnê bibînin. 3. Kapasîtora destpêker biguherin. 4. Kompresorê bidin guhertin.
2	Oksîjen dernakeve, an jî pîr kêm derdikeve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boriya oksîjenê di hundir de qurmiçiye, oksîjen ji ber wê dernakeve. 2. Fîlter hatiye girtin, têra xwe hewa naçe hundir. 3. Şûşeya hêwîder şikestiyê yan jî derziye, av jê diçe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boriya oksîjenê car din girê bidin. 2. Fîlterê paqij bikin. 3. Devikê wê derxin, bi cîhazê ve vîde bikin. Piştî ku xebitî derketoka wê bi tiliya xwe bigrin. Piştî 5 saniyeyan dê deng ji hêwîderê bê. (Waneya ewlehiyê ya hêwîderê)
3	Dengê derketina oksîjenê nayê.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontolkerê hewayê naxebite. 2. Panela kontrolê ya ceyranê naxebite. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waneya kontrolê ya hewayê biguherin. 2. Panela kontrolê ya ceyranê biguherin.
4	Oksîjen bi dengê berz û bi xirecir derdikeve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pevgerêdana alava bêdengkirinê xirabe ye. 2. Alava bêdengkirinê xirabe ye. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pevgerêdana wê qewî bikin. 2. Alava bêdengkirinê biguherin.

Daxûyaniya EMCê

pM-KN01 tevdiê girtinê taybetî gerek dike têtikîlî EMVê da û divê ku bi teherekî rewa bi agahiya EMCê ya ku di pêveyê da hatiye amade kirinê bê saz kirin û xebatê. Dibe ku haletên ragihandinê yê bi RF (pêlê radyoyê)ê guhêzbar û bizêv li xebata pM-KN01ê bandor bikin.

Timî qabloya û dirêjaya qabloya ya maksîmûm, veguheran û aksesûarên din bi mercan ra lêhatîne. Hewceyî lîstekirina aksesûarên ku li mercên lêhatînê bandor nake nîne. Dikarin aksesûara, veguhera û qabloya bi teherekî jenerîk an jî taybetî daxuyan bikin.


NÎŞE

Hewceyî lîstekirina veguher û qabloyên ku bi aliyê hilberînerê pM-KN01 va têne firotanê wek perçên cîgir ji bo hevedudanên hundurîn nîne.

Ji xenjî veguher û qabloyên ku bi aliyê hilberînerê pM-KN01 va têne firotanê wek perçên cîgir ji bo hevedudanên hundurîn, dibe ku bikaranîna aksesûar û veguher û qabloyên derî yê ku hatine diyar kirinê bibe sedemê zideya mêtinê an jî kêmbûna parastinê.

Danezana veberhêner û rêni ander – Emisyona elektromanyetîk		
Bikaranîna pM-KN01ê di van şertûmercên elektromanyetîk ên jêr de guncav e. Kiryar an jî bikarhênerê cîhazê divê baş pê ewle be ku di van şertan de cîhazê bi kar tîne.		
Testa gazberdanê	Guncavî	Derdora elektromanyetîk – Rêni ander
Berdana RF CISPR 11	Group 1	pM-KN01, enerjiya Rfyê tenê ji bo xebata xwe ya hundirîn bi kar tîne. Ji ber wê jî berdanên Rfyê pirr kêmtir in û ihtimala wê kêmtir ku bi cîhazên elektronîk ên derdorê re bikeve têtikîlyeke elektromanyetîk.
Berdana RF CISPR 11	Kategorî A	pM-KN01, mekanên wek malê, ji bo bikaranîna hundirîn guncav e. Li malê, bi alavên kêmtoltaj tê bikaranîn. Ji bo HIŞYARÎyên jêr baldar bin: HIŞYARÎ: pM-KN01, divê tenê ji aliyê pisporên tendirustiyê ve bê bikaranîn. Ev ekipman/sîstem, dibe ku bibe sedemê têtikîlyeke elektromanyetîk, an jî bandorê li cîhazên nêzikî xwe bike. Ji bo kêmkirina wê bandorê, mirov dikare cihê pM-KN01ê biguhere yan jî li cihê ewle bi cih bike.
Berdana harmonîk IEC 61000-3-2	Kategorî A	
Guherîna pêlikên voltajê / Berdana lertzok IEC 61000-3-3	Guncav e	

Danezana veberhêner û rêni ander – Xweparêziya elektromanyetîk			
Bikaranîna pM-KN01ê di van şertûmercên elektromanyetîk ên jêr de guncav e. Kiryar an jî bikarhênerê cîhazê divê baş pê ewle be ku di van şertan de cîhazê bi kar tîne.			
Testa XWEPARÊZIYÊ	IEC 60601 asta testê	Asta lihevhatinê	Derdora elektromanyetîk– rêni ander
Valabûna elektrostatîk (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV temas ± 8 kV hewa	± 6 kV temas ± 8 kV hewa	Divê erd aqşab, beton yan yî seramik be. Heke erd ji melzemeyên sentetîk hatibe çêkirin, divê hêwiya hundirîn herî kêmtir %30 be.
Derbasiya bilez a elektrîkî demkurt/teqîn IEC 61000-4-4	± 2 kV ji bo xeta ceyranê ± 1 kV ji bo xeta têtetok/derketokê	± 2 kV ji bo xeta ceyranê ± 1 kV ji bo xeta têtetok/derketokê	Divê hêza şebekeyê û qelîteya wê, bi qasî ya şebekeyên tîpa tîcarî an jî bi qasî hêza şebekeya derdora nexweşxanê be.
Hilgirtin IEC 61000-4-5	± 1 kV ji xetê bo xetê ± 2 kV ji xetê bo axê	± 1 kV ji xetê bo xetê ± 2 kV ji xetê bo axê	Divê hêza şebekeyê û qelîteya wê, bi qasî ya şebekeyên tîpa tîcarî an jî bi qasî hêza şebekeya derdora nexweşxanê be.

<p>Li ser têtetoka çavkaniya ceyranê kêmbûna voltajê qutbûna demkurt û lerizîna voltajê IEC 61000-4-11</p>	<p><5 % UT (>95 % kêmbûna UTyê) 0,5 ji bo çerixînê 40 % UT (60 % kêmbûna UTyê) ji bo 5 çerixînan 70 % UT (30 % kêmbûna UTyê) ji bo 25 çerixînan <5 % UT (>95 % kêmbûna UTyê) ji bo 5 saniyeyan</p>	<p><5 % UT (>95 % kêmbûna UTyê) 0,5 ji bo çerixînê 40 % UT (60 % kêmbûna UTyê) ji bo 5 çerixînan 70 % UT (30 % kêmbûna UTyê) ji bo 25 çerixînan <5 % UT (>95 % kêmbûna UTyê) ji bo 5 saniyeyan</p>	<p>Divê hêza şebekeyê û qelîteya wê, bi qasî ya şebekeyên tîpa tîcarî an jî bi qasî hêza şebekeya derdora nexweşxanê be. Heke bê ceyran jî bikarhêner bixwaze/neçar bimîne ku pM-KN01ê bixebitîne, pêşniyaz ew e ku bi çavkaniyeke bêrawest an jî bi pîlekê bê xebitandin.</p>
<p>Frekansa hêzê (50/60 Hz) Derdora anyetîk IEC 61000-4-8</p>	<p>3 A/m</p>	<p>Çênabe Nîşe: Di nav pM-KN01ê de elementên Hall an jî perçeyên ku bo sensorên derdora manyetîk hessas, nînin. Ji ber wê berî testê hatiye fikirîn ku EUT bo şertûmercan guncav e.</p>	<p>Divê frenkansên hêzê û derdora wê ya manyetîk, bi qasî hêz û derdora tîpa tîcarî an jî bi qasî ya nexweşxanê be.</p>
<p>RFya ku tê hinartin IEC 61000-4-6 RFya hêz-tîrêjî IEC 61000-4-3</p>	<p>3 Vrms ji 150 kHz heta 80 MHz 3 V/m ji 80 MHz heta 2,5 GHz</p>	<p>3 Vrms ji 150 kHz heta 80 MHz 3 V/m ji 80 MHz heta 2,5 GHz</p>	<p>Her cure cîhazên RF, mobayl û kabloyên wan, divê li gorî pîvanên hesabkirina dûrahiya ji perçeyên pM-KN01ê û transmîter frekansê, nêzîktir nebin. Dûriya ku tê pê niyazkirin. $d = 1.7 \sqrt{P}$ $d = 1.7 \sqrt{P}$ ji 80 MHz heta 800 MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ ji 800 MHz heta 2,5 GHz P, li gorî cureyê hîlberînerê transmîterê, bi pîvana wattê (W) asta herî zêde ya derketina hêza transmîterê ye û d, bi pîvana metreyê (m) dûrahiya wan e ku tê pêşniyazkirin. Hêza herêmî ku ji RFya transmîterên seqamgir û bi lêkolîneke elektromanyetîk tê diyarkirin, divê ji hemû frekansan nizimtir be.^b Li derdora ekîpmanên ku bi sembola li jê hatine destnîşankirin, dibe ku ev hêza kêşana elektromanyetîk derkeve holê:</p> 

NÎŞE 1: Di 80 MHz û 800 MHz de, frekansa bilind tê bikaranîn.

NÎŞE 2: Dibe ku ev rênîşan li hemû rewşan neyê. Dorhêla elektromanyetîk, ji hebûna avahiyên, mirovan û tiştan tê absorbekirin û dibe ku ji ber 'eksa wan biguhere.

Stasyonên bazê yê ku bo radyoyên telefonan (mobayl û telefonên bêtêl) tên bikaranîn, dorhêla elektromanyetîk a transmîterên radyoyên mobayl yê li erdê, radyoyên amator, weşanên AM û FMan, weşanên stasyonên Tvyan, ji aliyê teorîk ve ne pêkan e ku başebaş bînin destnîşankirin. Ji bo destnîşankirina dorhêla elektromanyetîk a RFyên stabîl ên transmîter, divê lêkolîneke dorhêl li ser elektromanyetîkê bê kirin. Heke asta RFyê ya lêhatina dorhêla elektromanyetîk a ku pM-KN01 bi kar tîne, ji bo asta normal ne guncav be, divê bê çavderîkirin. Rewşeke anormal bê dîtin, divê pM-KN01 li cihê din ji nû ve bê bicihkirin.

^b Frekansa di navbera 150 kHz û 80 MHz de divê bandora hêza dorhêlê ji 3 V/m'yan kêmtir be.

Dûrahiya ku di navbera ekîpmanên mobayl yê RFyê û pM-KN01ê de tê pêşniyazkirin

pM-KN01, guncav e bo bikaranîna li dorhêleke ku tîrêjên RFyê yê ku bi lertzokî belav dibin, lê peyda dibin. Kiryar yan jî bikarhêner, dikare dûrahiyê dabîn bike li gor asta hêza derketina frekansan, di navbera ekîpmanên mobayl yê destan (trasmîter) û pM-KN01ê de, wek ku li jêr hatiye destnîşankirin û bandora wan li ser cîhaza xwe kêmtir bike.

Kategorîzayona belavbûna hêza herî zêde ya frekansên transmîterê W	Li gor frekansa transmîterê, dûrahiya cîhazê (m)		
	Ji 150 kHz heta 80 MHz $d = 1.1 \sqrt{P}$	Ji 80 MHz heta 800 MHz $d = 1.1 \sqrt{P}$	Ji 800 MHz heta 2,5 GHz $d = 1.1 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.07
0.1	0.37	0.37	0.22
1	1.17	1.17	0.70
10	3.69	3.69	2.21
100	11.67	11.67	7.00

Ji bo transmîterên ku di lîsteya jor de cih nagrin, pêşniyaz ew e ku dûrahiya wan bo cîhazê, divê bi pîvana metreyê (m) li gor hilberînerê transmîterê, bi pîvana Wattê (W), û li gor hêza herî zêde ya derketina frekansên transmîterê, bi vê formulê bê hesabkirin an jî texmînkirin.

NÎŞE 1: Di 80 MHz û 800 MHz de, frekansa bilind tê bikaranîn.

NÎŞE 2: Dibe ku ev rênîşan li hemû rewşan neyê. Dorhêla elektromanyetîk, ji hebûna avahiyên, mirovan û tiştan tê absorbekirin û dibe ku ji ber 'eksa wan biguhere.

ertên hinartin û depoyê

Nevbera germaya derdora: -20-45°C

Narbera rewayê ya îzafî: ≤95%

Navbera çewsa hewayê: 500 –1060 hPa

Garantiya qualîteyê

Maweya garantiya berhemê 2 sale.

نتقدم بالشكر الجزيل اليكم لأجل تفضيلكم منتجنا، ونأمل أن تبقوا راضين عن المنتج. يتضمن هذا الدليل للمستخدم المعلومات المتعلقة بالوظيفة وسلام الاجراء والصيانة والمشاكل الأساسية وحلول هذه المشاكل.

قوموا بقراءة هذه التعليمات بدقة وتنبه قبل تشغيل الجهاز وذلك بغاية التأكد من استخدام الجهاز بصورة فعالة. يمكن ان تجدوا في التعليمات بعض صور غير موجودة في موديل الجهاز المتوفر لديكم.

تنبهوا للبيانات الخصوصية الموجودة في هذا الجهاز الموضحة أدناه، ولأهمية هذه البيانات.

▲ ملاحظة: معلومات البيان.

⚠ الضرر: قد يؤدي الفعل القائم به الى الاضرار بالجهاز.

⚠ تنبيه: قد يؤدي الفعل القائم به الى الاضرار بالناس.

⚠ تحذير: قد يؤدي الفعل القائم به الى الحرائق او الانفجار.

⚠ تنبيه: أنظروا التعليمات لأجل الاستخدام.

⚠ التصنيف الكهربائي: صنف II

⚠ التصنيف الكهربائي: نوع B

⚠ تاريخ الانتاج:

المنتج:

CE 0197: موافق لتوجيه الأجهزة الطبية إي إي سي ٤٢/٩٣. ١٩٨٤ هو رقم التأسيس الموافق عليه.

⚠ التدخين محظور.

♻ يتم الجمع لأجل المعدات الكهربائية والإلكترونية منفصلاً.

▲ الضرر: لا تستخدموا الا مصدر الطاقة الكهربائية المأمون والسليم.

▲ الضرر: أنتهوا من الاستخدام في حال حدوث مشكلة في مصدر الطاقة الكهربائية.

⚠ تنبيه: حافظوا على جهاز مكثف الأكسجين في بيئة خالية من الغبار والصدأ والغازات السامة.

⚠ تنبيه: ان وجد في البيئة التي فيها الأكسجين الهواء المتلوث او الدخان فلا بد من وضع المكثف في موضع تتم تهويته بصورة جيدة.

⚠ تنبيه: لا تضعوا شيئاً على الجهاز.

⚠ تنبيه: وضعوا الجهاز دائماً على سطح صلب. لا تضعوا الجهاز على الفراش او الأريكة وما الى ذلك من الأماكن غير مأمونة على الاطلاق وذلك بسبب خطر السقوط والانقلاب.

- ⚠️ انذار: الأكسجين مادة قابلة للاشتعال فلذلك حافظوا على المنتج بعيداً عن مصادر اللهب او النار، واجتنبوا من التدخين قرب المريض او لا توفرنا اللهب المكشوف.
- ⚠️ انذار: أبعادوا الجهاز من المناطق التي في الطبيعة القابلة للاشتعال والانفجار.
- ⚠️ انذار: قد تشتعل المنتجات السيجية وغيرها من الأقمشة التي لا تشتعل بسهولة عادة، فتحرق في الحالات التي الهواء الغنية بالأكسجين موجوداً بكثافة.
- ⚠️ انذار: يمكن أن يشتعل البترول والشحوم والهيئات الزيوتية تلقائياً وبشكل شديد عند تماسها مع الأكسجين تحت الضغط. حافظوا دائماً على هذا النوع من المواد بعيداً عن جهاز مكثف الأكسجين.

يتأثر عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية من مدخل الترددات الراديوية. قد عند تتأثر شاشة الكريستال السائل (أل سي دي) شيئاً ما اذا كان الجهاز شغالاً وذلك عن وجود مدخل قوي من الكهرومغناطيسية. تنبهوا دائماً لأجهزة الاتصالات المحمولة عند وجود هذا النوع من الأجهزة.

- ⚠️ انذار: لا تضعوا الأنبوب الأنفي تحت الفراش او الوسادة. ان لم يتم تدفق الأكسجين الذي يخرج عند فتح الجهاز الى المريض فقد يؤدي الى حدوث الحريق.
- ⚠️ انذار: لا تحاولوا الوصول الى الجهاز المسقوط في الماء. أخرجوه فوراً من المقبس.
- ⚠️ انذار: لا تتركوا الجهاز بدون المراقبة على الاطلاق عندما وصلتموه بالمقبس.

⚠️ تنبيه: حافظوا على الجهاز تحت السيطرة دائماً عندما تستخدمونه في موضع يمكن للأطفال الوصول اليه او في مكان يحتاج الى الرقابة.

⚠️ تنبيه: ان تشاهد حالة غير مرغوبة عند اعطاء الأكسجين او تظهر حالة من هذا النوع فاتصلوا ببائع الجهاز او الطبيب بأسرع الصور مهما أمكن.

⚠️ تنبيه: استخدموا جهازاً آخر للعرض في المرضى الذين يعانون من وضع خطير، وان تظهر حالة غير مرغوبة فاتصلوا ببائع الجهاز او الطبيب بأسرع الصور مهما أمكن.

⚠️ تنبيه: أغلقوا الجهاز عندما لم يعط الأكسجين لأحد.

⚠️ تنبيه: لا تفتحوا الغطاء الأمامي او الخلفي عندما تستخدمون الجهاز. لا تحاولوا تفكيك الجهاز عند حدوث مشكلة. اتصلوا بالبائع او المنتج عند ظهور حالة غير عادية في الانذار او شيء آخر.

⚠️ تنبيه: تأكدوا من مدخل الهواء السفلي من أنه لم يمنع عند العمل. وإلا سوف تحصل في الجهاز درجة حرارة مرتفعة للغاية.

⚠️ تنبيه: يسمع صوت التبريد في غضون فترات قصيرة أثناء تشغيل الجهاز (خلال ١٣ ثانية)

⚠️ تنبيه: يحتاج الجهاز الى فترة للدفاة مدتها ٥ دقائق لأجل ن يصبح في حالة التشغيل العادية.

⚠️ تنبيه: ليس الجهاز إلا لأجل توفير الدعم الأكسجيني فقط، وعندما وصل مخرج الهواء الى التدفق الطبيعي فستصل كثافة الأكسجين الى مستوى فوق ٩٠٪.

- ⚠ تنبيه: يستخدم المرطب مع المقطر أو الماء البارد المغلي. يجب ألا يتجاوز الماء المضاف من خط القياس.
- ⚠ تنبيه: استخدموا المرطب (جهاز الترطيب) مع الجهاز، ولا تبدلوا موضعه حسبما ترغبون. وإلا قد يؤدي الى الحاق الازعاج بالمريض او يؤدي الى أضرار أخرى.
- ⚠ تنبيه: عندما أظهرت المؤشرة (شاشة العرض) مستوى غير عادية للأكسجين فلا بد من الاتصال بالبائع او الشركة المنتجة لأج الصيانة.
- ⚠ تنبيه: اذا قمتم بضبط زر العيار لأجل التدفق الكامل، وأظهر مقياس التدفق الصفر فأغلقوا الجهاز على الفور، وراقبوا الجهاز لتعرفوا ما هو المشكلة.
- ⚠ تنبيه: لا تفتحوا الجهاز وتغلقوا بشكل مكثف. انتظروا لمدة ٥ دقائق على الأقل لأجل فتح الجهاز ثانياً بعد اغلاقه (أفرغوا الغاز الذي في الجهاز تماماً. ان تفتح مضخة الهواء بسبب الضغط فيسيكون عمر الجهاز قصصراً).
- ⚠ تنبيه: بعدما تم فتح الجهاز فافتحوا زر مقياس التدفق على الفور.
- ⚠ تنبيه: قوموا بتبديل الماء الذي في قارورة المرطب كل يومين او ثلاثة أيام مرة واحدة خصوصاً في الأشهر الصيفية. ان لم يستخدم الجهاز لمدة عدة أيام فأفرغوا الماء تماماً وحافظوا على القارورة بشكل جاف.
- ⚠ تنبيه: استخدموا خرطوم الأكسجين والمرطب في جهاز من نفس الموديل. ان تستخدموهما في جهاز من موديل آخر فتأكدوا أنهما يكونان ملائمين لمكثف الأكسجين، وأنهما تم ربطهما بشدة. ليس خرطوم الأكسجين إلا لأجل المرضى، ولا ترموا الأنبوب في حاوية القمامة بصورة تعسفية.
- ⚠ تنبيه: لا بد من أن يكون خرطوم الأكسجين وقناع الأكسجين الذي يمس المريض نظيفاً، وتم تطهيرهما وتعقيمهما.
- ⚠ تنبيه: لا بد من تنظيف خرطوم الأكسجين الذي يمس المريض بعد كل إجراء بكحول في نسبة ٧٥٪ او بمواد مطهرة أخرى. لا تشاركوا خرطوم الأكسجين مع الآخرين بسبب خطر العدوى المتصالبة.

المواد المستخدمة في النظام ليست مواد ضارة للبيئة. والتغليفات المستخدمة هي من الطابع القابل للتدوير. لا بد من جمع هذه التغليفات وإمائها وفقاً للنظم واللوائح من البلد او المنطقة التي تم فتحها بها. تم إنتاج خرطوم الأكسجين الأنفي من مادة بوليفينيل الكلوريد الطبية؛ فلا يتفكك عندما يرمى، فقد يؤدي الى التلوث. يجب جمع كافة المواد الموجودة في النظام التي قد تؤدي الى التلوث البيئي وفقاً للقواعد والشروط المحلية.

مكثف الأكسجين بي أم-كي أن ٠١ (PM-KN٠١) يعمل بمبدأ تبديل الضغط الممتص. يمكن لهذا المبدأ فصل الأكسجين والنيتروجين والغازات الأخرى من الهواء في درجة الحرارة الثابتة. يمكن فصل الأكسجين الواصل الى المعايير الطبية من الهواء وذلك فور فتح الجهاز. يتم إنتاج الأكسجين بأسلوب فيزيائي تماماً. يمكن لمكثف الأكسجين توفير الأكسجين لمريض واحد بشكل مأمون وبتكاليف رخيصة مع التدفق الأكسجيني القابل للضبط بشكل مستمر.

تم تصميم الأجزاء المهمة من المكثف ضد الارتداء والتعب. يصل عمر الجهاز المخطط بشكل كامل (او ككل) الى ٢٠,٠٠٠ ساعة من ساعات العمل. لا يوجد هناك للمكثف تأثير على معدل الأكسجين الذي في الغرفة عندما يكون شغالاً.

١. درجة الحرارة في البيئة: ١٠ ج° - ٤٠ ج°
٢. نسبة الرطوبة: ٣٠٪ - ٨٥٪
٣. ضغط الهواء: ٧٠٠ هكتوبسكال - ١٠٦٠ هكتوبسكال
٤. لابد من عدم وجود الغازات المسببة للتآكل والمجال المغناطيسي القوي في المحيط.

١. لأجل الاستخدام الطبي:

يكون الأكسجين الذي يتم توفيره من قبل الجهاز مفيداً في علاج الأمراض التالية: أمراض القلب وجهاز الدورة الدموية، وأمراض الجهاز الرئوي المزمنة، أمراض الدماغ وجهاز الأوعية الدموية، ومرض السل الرئوي المزمن، والأمراض المرتبطة بنقص الأكسجين.

٢. لأجل الصحة:

يمكن استخدام الأكسجين الموفر من قبل الجهاز بغاية المنع من التعب، وفي الرياضيين وفي الذين يقومون بالأنشطة الذهنية. وبالإضافة الى ذلك وهو مناسب للاستخدام في المراكز التابعة للخدمات الصحية التي تحتاج الى الأكسجين، وفي المصحات والمخيمات العسكرية والفنادق وغيرها من الأماكن المشابهة.

٣. يمكن استخدام الجهاز من قبل النساء الحوامل، والنساء المرضعات، والأطفال الذين هم دون سن ١٤ .

(١) بي أم-أم كي نود ٠١ (١١) (pM-MKNod٠١)

الموديل	بي أم-أم كي أن ٠١ (١) (pM-KN٠١)
الحد الأقصى من الطاقة (VA)	٥٥٠
فولطية التشغيل (فولط/سرعة)	٢٣٠ AC ± ١٠٪ ± ٥٠
التدفق الأكسجين (L/ min)	٥.٠
كثافة الأكسجين (%)	٩٣ ± ٣٪
ضغط الخروج (ميغاباسكال)	٠,٠٧ — ٠,٠٤
الانذار	انفصال الكهرباء، والضغط المرتفع والمنخفض.
مستوى الصوت (ديسيبل)	≤ ٥٠
شاشة آل سي دي	الوقت المتراكم، الوقت الحالي، قياس الوقت؛

شاشة آل سي دي الكبيرة	الفاصل ذو الضبط التوقيتي؛ الضغط الرقمي (الحساسية: ٠,٠٠١، ميغاباسكال)؛ الوقت المراكم (خلال: ٠-١٠٠٠٠ ساعة) الوقت المحدد مسبقاً (الحساسية: دقيقة واحدة)
التصنيف الكهربائي:	صنف II نوع ب
صنف المنج	صنف II أ
الوزن الصافي (كغ)	٢٦
الفاصل	٢٥٠٧/T٦,٣AL

(٢) خرطوم الأكسجين الأنفي
 خرطوم الأكسجين الأنفي؛ يتكوّن من التنبيب، وخرطوم الأكسجين، فوهة خرطوم الأكسجين، مشبك الخرطوم المتحرك، الخرطوم الأنفي، وهو مصنوع من مادة بولي فينيل الكلوريد الطبية. هو من النوع فوق الأذن، وله طرفان. لا بد من ان يكون الخرطوم المرن شفافاً ونظيفاً. لا يبدي الأوساخ ولا يلتوي. ينتبهي ان يبقى سليماً طوال مدة ١٥ ثانية اذا تم تطبيق ٥٠ كيلوباسكال من الضغط. كما لا بد من لمكوناته ان تقاوم طوال ١٥ ثانية في حال تطبيق ٢٠ ن (N) من الضغط العمودي. يمكن الحفاظ على أنابيب الأكسجين الأنفية التي تم تعقيمها بأكسيد الإثيلين، طوال ثلاثة أعوام.

(٣) المرطب
 المرطب (جهاز الترطيب)؛ لا بد من أن يكون غير ملون وشفافاً او شبه شفاف. كما لا بد من وضع الاشارة عليه بحيث يظهر مستوى السوائل في الحد الأدنى او في الحد الأقصى. يجب ألا يفسد عندما تم تطبيق ٠,٤، ميغاباسكال من الضغط.



شكل ١ - شكل ٢

(١) أضواء المؤشرات
المؤشرات في شكل ١:

توجد في المجموع ٦ مصابيح المؤشرات، وتم ترقيمه بـ ١,٢,٣...٦ من اليمين الى اليسير، ووضحت بياناتها أدناه لكل موديل من الموديلات:

P.O.: رز الطاقة (الضوء الأخضر)

P.F.: الانفصال الكهربائي (الضوء الأحمر)

L.P.: الضغط المنخفض (الضوء الأصفر)

(H.P(T): الضغط المرتفع (الضوء الأحمر) / درجة الحرارة المرتفعة (الضوء الأحمر)

L.O₂: صفاء الأكسجين > ٨٥% (الضوء الأحمر)

H.O₂: صفاء الأكسجين ≤ ٨٥% (الضوء الأزرق)

(٢) زر الطاقة

(٣) مقياس تدفق الأكسجين

يظهر موقف المؤشرة الواقعة في مقياس تدفق الأكسجين، خروج تدفق الأكسجين (ل/دقيقة)

(٤) زر الضبط لمقياس تدفق الأكسجين

اسم زر الضبط لمقياس تدفق الأكسجين الآخر هو صمام التحكم في التدفق. يضبط هذا الصمام خروج تدفق الأكسجين، ويوفر التحكم فيه. لا تدوروا الصمام معطياً اياه المزيد من الطاقة، وإلا قد يلحق الضرر بإبرة الصمام بسهولة. قوموا بتدوير الصمام في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة للفتح، وفي اتجاه عقارب الساعة للاغلاق.

(٥) مصفاة مدخل الهواء

بدلوها بمصفاة خاصة بالجهاز عندما كانت هناك الحاجة الى التبديل.

(٦) الأتيكيت (اللاصقة)

(٧) شاشة آل سي دي (شاشة الكريستال السائل)

أ. تظهر الصورة المعروضة في شكل ٣ الذي أدناه.

ب. تضيء شاشة الكريستال السائل عندما يفتح الجهاز، ثم يعود الى وضع الادخار بعد ١٥ دقيقة، ولكن ان يتم الضغط على الزر المناسب عندما كان شغالاً فيعود الى الوضع المضئي ثانياً.

وقت التغيير	—	S.Times :0000020
ضغط التشغيل	—	O.P. MPa: 0.021
وقت التشغيل/توقيت التشغيل	—	O.Time :0000 00
وقت التراكم	—	Acc.Time:0000012

(٨) زر التوقيت

كما هو المعروض في شكل ١: "+" "-" يستخدم هذان الزران للتوقيت وضبط الزمن. اضغطوا على زر "+" لأجل الزيادة لمدة ١٠ دقائق. اضغطوا على زر "-" لأجل التخفيض لمدة ١٠ دقائق. ان تستمروا في الضغط على زر "-" الى ٠ دقيقة فسينغلق الجهاز تلقائياً. وان قتمتم أثناء ذلك بالضغط على زر "+" فسيبدأ الجهاز بالعمل ثانياً.

(٩) المرطب

يستخدم المرطب بغاية ترطيب الأكسجين، والحيلولة دون الغشاء المخاطي للأنف والحنجرة الذي يحدث من الأكسجين المجاف ويصعب تنظيفه.

(١٠) مدخل الطاقة

(١١) الفاصل


(١٢) منفذ التفنيت

(١٣) مقبض مفتاح البخاخة

١. كما هو المعروض في شكل ٤: اسحبوا الأنبوب السيليكوني المربوط بمخرج الأكسجين في الاتجاه الذي يشير به السهم الأسود؛ ثم عقب ذلك اسحبوا قارورة المرطب مدورينها في اتجاه الساعة على ما تمت الاشارة اليه بالسهم الأحمر. عبثوا القارورة بالماء المقطر او الماء البارد المغلي (تم تبريده بعد الغليان) بحيث تكون في مستوى بين الحد الأدنى والحد الأقصى ثم بعد ذلك ركبوها في موضعها. وأخيراً، وأوصلوا الأنبوب السيليكوني مع مخرج الأكسجين ثانياً.




٢. ركبوا كابل الطاقة، قوموا بربط طرف من كابل الطاقة مع مدخل الطاقة لمكثف الأكسجين، وأما الطرف الثاني فقوموا بتوصيله بجهاز الكهرباء ثم افتحوا زر الطاقة. (انظروا الى شكل ٥)




شكل ٥

٣. قوموا بضبط تدفق خروج الأكسجين حسب الحاجة. يظهر المقياس الأحمر الموجود في مقياس التدفق الحد الأقصى من تدفق الامتصاص (عكس اتجاه الساعة - مفتوح، اتجاه الساعة - مغلق). لأجل تطبيق واحد فقط: بي أم-كي أن ١ (٠١ pM-KN)، مضبوط ب٥ لترات/في دقيقة؛ لأجل الاستخدام المزدوج: بي أم-كي أن ١ (٠١ pM-KN)، مضبوط ب٣-٥ لترات/في دقيقة. (انظروا الى شكل ٦)




شكل ٦

٤. ركبوا طرف المخرج من خرطوم الأكسجين بمخرج المرطب، ثم وضعوا الأطراف الأنفية في أنف المريض عابرين اياها فوق الأذنين. أفضل مدة الاستخدام لأجل الصيانة هي ٤٠-٥٠ دقيقة. أما المدة الضرورية لأجل المعالجة فيتم تحديدها وتشبيتها من قبل الطبيب (انظروا شكل ٧).



شكل ٧


بعدما انتهت عملية تنفس الأكسجين فاغلقوا الجهاز، واخرجوا قنية الأكسجين الأنفية من قارورة المرطب. ان تقوموا باغلاق الجهاز قبل اخراج القنية؛ فقد تؤدي الى هذه الحالة الى الت ٧ واء خرطوم الأوكسجين، وبقاء الماء في جزء العودة من قارورة المرطب الى الجهاز. الأمر الذي قد يؤدي الى العطل في الجهاز في فترة لاحقة. اسحبوا قابس الطاقة في الاستخدامات المتقطعة (انظروا شكل ٨).



شكل ٨

٦. ان كان المريض بحاجة الى تناول الأوكسجين في فترات معينة من الزمن فقط فالرجاء انظروا الى التعليمات المذكورة في صفة ٧. العنصر التاسع (زر التوقيت).

١. أولاً قوموا بسحب كابل الطاقة من جهاز الكهرباء (المقبس). نظفوا هيكل الجهاز بخرقة ناعمة مع قليل من الغسيل، ثم امسحوه بخرقة مجففة. حاولوا القيام بهذه العملية كل شهرٍ مرة واحدة او مرتين (انظروا شكل ٩)




شكل ٩

٢. من المهم جداً تنظيف مصفاة الهواء الموجودة بداخل الجهاز كل شهر مرتين على الأقل. خطوات العملية: اخروا مصفاة الهواء الموجودة في كلا الجانبين من هيكل الجهاز، واغسلوها بالغسيل ثم اشطفوها بماء نظيف. وفرّوا تجفيف المصفاة بحالتها. أعيدوا وضعها في موضعها ثانياً بعدما تم تجفيفها. (انظروا شكل ١٠)




ءاول ءافصم
شكل ١٠

▲ ضرر: لا تقوموا بتشغيل الجهاز عندما لم تكن المصفيات مربوطة او تكون رطبة. قد تؤدي هذه الحالة الى الحاق ضرر دائم بالجهاز.
٣. ثانياً تبديل المصفاة (تحت المرطب)
أولاً أخرجوا الأنبوب السيليكوني المربوط بمدخل الأكسجين ثم عقب ذلك أخرجوا قارورة المرطب. قوموا بتدوير مصفاة الهواء بالاتجاه المعاكس لاتجاه الساعة كما هو المعروض في شكل ١١,١. أخرجوا خرقة المصفاة فابدلوها مع خرقة مصفاة جديدة.



شكل ١١

▲ ضرر: لا تقوموا بتشغيل الجهاز عندما لم تكن المصفيات مربوطة او تكون رطبة. قد تؤدي هذه الحالة الى الحاق ضرر دائم بالجهاز.
٤. اخراج أنبوب الفاصل الكهربائي
أخرجوا غطاء الفاصل الكهربائي الذي فوق المقبس. حاولوا تفكيك أنبوب الفاصل الكهربائي عن موضعه بمساعدة مفك صغير للبراغي. أغلقوا غطاء الفاصل الكهربائي بعدما تم تبديل أنبوب الفاصل الكهربائي. يكون أنبوب الفاصل الكهربائي الآخر موضوعاً في شبكة الطاقة الداخلية؛ وأما طريقة تبديله فهي كالطريقة المذكورة أعلاه أيضاً. (انظروا شكل ١٢)



شكل ١٢

٥. البطارية المركبة باليهكل الرئيسي المستخدم في مكثف الأكسجين من سلسلة بي أم (pM) هي بطارية (NI-MH) المشحونة (٣,٦ فولط/٤٠ مللي أمبير) كما توجد في الهيكل الرئيسي دورة الشحن أيضاً. وبالتالي يمكن استخدامها لفترة طويلة. ان لم يتم استخدام مكثف الأكسجين بشكل مستمر فسوف تبقى البطارية في وضع السكون، وتقتصر عمرها الاستخدامي. ولذلك ان لم يتم استخدام الجهاز بشكل مستمر فالرجاء اشحنوا البطارية كل شهر مرة واحدة.
٦. المستخدم؛ عندما رغبتم في الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالرسم البياني للدورة، وقائمة المكونات المهمة، والصيانة والتصليح ففي إمكانكم توفير المعطيات المرتبطة بجميع الأجزاء القابلة للتصليح.

المشاكل وحلولها

الرقم	المشكلة	الأسباب	الحل
١	لا يعمل الجهاز بعدما تم توصيله مع شبكة الكهرباء	١. لا يوجد هناك اتصال فيما بين دورة المكثف وبين الجهاز الكهربائي. ٢. دورة حماية الفاصل الكهربائي معطلة. ٣. مكثف الضاغط معطب. ٤. المكث معطل.	١. راجعوا زر الطاقة، القابس، وخط الشبكة الكهربائية هل هي مربوطة. ٢. بدلوا دورة الفاصل الكهربائي بالجديد منها، وابتحوا عن بسبب العطل. ٣. جددوا ضاغط التشغيل. ٤. بدلوا الضاغط خرقه المصفاة

٢	لا وجد خروج الأوكسجين او يوجد هناك شيء ضيل جداً منه.	١. قد إلتوى خرطوم الأوكسجين بالداخل، لا يوجد مخرج منتظم. ٢. المصفاة مسدودة، لا يوجد مدخل منتظم. ٣. قارورة المرطب فيها التسرب.	١. أعيديوا توصيل خرطوم الأوكسجين ثانياً. ٢. قوموا بتنظيف المصفاة. ٣. اخرجوا الغطاء، وركبوا الغطاء بشكل جيد بالبراغي. اغلقوا المخرج بأصبعكم بعد التشغيل. سوف يسمع صوت من المرطب بعد ٥ ثوان تقريباً. (صمام المرطب للأمن)
٣	لا يوجد صوت مخرج الهواء	١. لا يعمل مراقب الهواء. ٢. لا تعمل لوحة التحكم الكهربائية.	١. قوموا بتبديل صمام رقابة الهواء. ٢. قوموا بتبديل لوحة التحكم الكهربائية.
٤	مخرج الهواء صاخب للغاية.	١. رابط مسكت المخرج معطل. ٢. مسكت المخرج فيه عطب.	١. قوموا بتركيب الرابط بشكل سليم. ٢. قوموا بتبديل المسكت.

(EMC)


يستدعي موديل بي أم-كي أن ٠١ (pM-KN٠١) أخذ تدابير خصوصية فيما يتعلق بإي أم في (EMV)، فلا بد من التركيب بشكل مناسب لمعلومة إي أم سي (EMC) المرفقة في الملحق والتشغيل كذلك. قد تؤثر أجهزة الاتصالات ذات الترددات الراديوية المحمولة والمتحركة على عمل بي أم-كي أن ٠١ (pM-KN٠١).

جميع الكابلات، والحد الأقصى من طول الكابلات، والمحولات والاكسسوارات الأخرى موافقة للشروط. لا توجد هناك الحاجة الى إدراج قائمة الاكسسوارات التي لا تأثيرة لها على شروط الموافقة. كما يمكن تحديد الاكسسوارات والمحولات والكابلات بوجه عمومي او بشكل خصوصي.

لا توجد هناك الحاجة الى إدراج قائمة المحولات والكابلات التي يتم بيعها من قبل الشركة المصنعة لبي أم-كي أن ٠١ (pM-KN٠١) كأجزاء بديلة للمكونات الداخلية. قد يؤدي استخدام الاكسسوارات والمحولات والكابلات غير التي تم ذكرها عدا المحولات والكابلات التي يتم بيعها من قبل الشركة المصنعة لبي أم-كي أن ٠١ (pM-KN٠١) كأجزاء بديلة للمكونات الداخلية، الى الزيادة في الامتصاص او الى النقص في ميزة الحماية للجهاز.

-		
زاهجلا مدختسم وأ نوبزلا ىلع بجي .هاندأ قنيبملا ةيسيظان غمورمكلا طورشل عم قفاوتم PM-KN01 زاهج نا طورشلا هذه نمض زاهجلا مادختسا نم دكأتلا		
-		
طقف ةيلخادلا تايلمعلا لجأ نم ةيوي دارلا قاطلا زاهجلا مدختسي سيلو ادج قفيعض منع قرداصللا ةيوي دارلا تازات هال ناف لكلذلو راوجل ي ف ةدوجوملا ةينورتكلال ةزهجال عم اهلخادت لامتحا كانه	1 ةعومجمل	ةيوي دارلا تازات هال CISPR 11
نكمي .لزنملا جراخ نكامأل عيمج يف مادختسال قفاوتم زاهجلا نا ةكبش ىلع يوتحت يتلا ةينبالا عيمجو لزانملا يف مادختسا .هاندأ قنيبملا تاريذحتلا ىلا هابتنالا ىجري .ضفخنم رتوت طقف ي حصللا لمعلا ءاربخ لبق نم زاهجلا مادختسا بجي : ريذحت	أ فنصل أ فنصل	ةيوي دارلا تازات هال CISPR 11 نع ةجتانل تازات هال تايقفاوتلا IEC 61000-3-2
ةزهجال لمع ىلع رثوي وأ يوي دار لخادت ببسي نأ زاهجلا اذهل نكمي زاهجلا عقوم ريغيغت نكمي ريثأتلا اذه ضيفخت لجأ نم .قرواجملا ايمحم ملعج وأ	قفاوتم	جاتلوفلا جومت نع ةجتانل تازات هال حجراتلا IEC 61000-3-3

-			
زاهجلا مدختسم وأ نوبزلا ىلع بجي .هاندأ قنيبملا ةيسيظان غمورمكلا طورشل عم قفاوتم pM-KN01 زاهج نا طورشلا هذه نمض زاهجلا مادختسا نم دكأتلا			
-		IEC 60601	
نوتيبلا وأ بشخلا نم ةيضرالل نوكت نأ بجي ةدامب ةسبلم ةيضرالل تناك اذا .كيماريسلا وأ 30 % ةيبسنل قبوطل نوكت نأ بجي ةيعانص لقال ىلع	سامتلاب ± 6 Kv ءاولاب ± 8 kv	سامتلاب ± 6 Kv ءاولاب ± 8 kv	غ ي ر ف ت ل ا
ةدوجب ةيئابرهكلا قاطلا ةدوج نوكت نأ بجي طيحم وأ ةيجذومن قطنم يف دوجوملا يراجتلا عونلا تايفشتسمل	طخ لجأ نم ± 2 kv يئابرهكلا عبنملا طخ لجأ نم ± 1 kv جرخلا / لخدلا	طخ لجأ نم ± 2 kv يئابرهكلا عبنملا طخ لجأ نم ± 1 kv جرخلا / لخدلا	/ روبعلا راجف نأ ل ا يئابرهكلا عيرسلا 61000-4-4
ةدوجب ةيئابرهكلا قاطلا ةدوج نوكت نأ بجي طيحم وأ ةيجذومن قطنم يف دوجوملا يراجتلا عونلا تايفشتسمل	ىلا طخلا نم ± 1 kv طخلا ىلا طخلا نم ± 2 kv ضرال	ىلا طخلا نم ± 1 kv طخلا ىلا طخلا نم ± 2 kv ضرال	لقنلا IEC 61000-4-5

<p>تدوجب ةيئابرهكلا ةقاطلا ةدوج نوكت نأ بجي طيحم وأ ةيجذومن ةقطنم يف دوجومل يراجتلا عونلا تايفشستسمل</p> <p>دعب زاهجلا ليغشت مدختسمل اجاتح لاح يف مادختساب حصن يف يئابرهكلا رايثلا عاطقنا ةيراطب وأ ةعطقنم ريغ ةقاط عب نم</p>	<p>> 5% UT (95% يف طوبه < UT) 0.5 ةرود لجأ نم 40% UT (60% يف طوبه < UT) 5 ةرود لجأ نم 70% UT (30% يف طوبه < UT) < 5% UT (95% يف طوبه > UT) يناو٥ 5 لجأ نم</p>	<p>> 5% UT (95% يف طوبه < UT) 0.5 ةرود لجأ نم 40% UT (60% يف طوبه < UT) 5 ةرود لجأ نم 70% UT (30% يف طوبه < UT) < 5% UT (95% يف طوبه > UT) يناو٥ 5 لجأ نم</p>	<p>رتوتلا طوبه لخدلا طخ يف ةقاطلا عب نمل تا عاطقنالا ةريصقلا رتوتلا جومتو</p>
<p>ةقاطلا ددرتلا سيسيطان غملا لقحلا فرصتي نأ بجي يف ةيراجتلا ةكبشلا تافصاومب ةيئابرهكلا تايفشستسمل طيحم يف وأ ةيجذومن ةقطنم</p>	<p>قبطي ال ال : هيونت pM-KN01 زاهج يوتحي عطق ىلع لوقحلل ةساسح لشم ةسيسيطان غملا تالاصل رصانع لوقحل تاساسحو ةسيسيطان غملا ضرتفي كلذلو هت ي ب ل ت ب ءارجا نود طورشلل EUT رابتخا</p>	<p>3 A/m</p>	<p>ةقاطلا ددرت ةيئابرهكلا (50/60 Hz) لقحلا سيسيطان غملا IEC 61000-4-8</p>
<p>نم لقا pM-15 زاهجلا نم ةعطق يبيرقت مدع بجي اهباسح متي يتلا او اهب ىصوملا لصفلا ةفاسم اهيف امب ثبل ددرت ىلع قبطت يتلا ةلدا عملاب ةلوم حمل يوي دارلا لاصتالا تادعم</p> <p>$d = 1.1 \sqrt{P}$ زتره اغيم 800 ىلا زتره اغيم 80 نم $d = 1.1 \sqrt{P}$ اغيم 2.5 ىلا زتره اغيم 800 نم $d = 2.3 \sqrt{P}$ زتره</p> <p>لثمتو طولاب بحست ثبل زاهج بسح يه P ثيح ثبل زاهجلا ىمظعل جرخلا ةعاطتسا ةبسن اهب ىصوملا لصفلا ةفاسم يهو رتملا امتدح او d زاهج نم اهيلع لوصحل مت يتلا لقحلا فوق نأ بجي رابتخا ةيلمع يف مباسح متو تبات يوي دار ثب لك يف قفاوتلا يوتسم نم لقا سيسيطان غمورهك b ةيددرتلا تالاجملا لمحت يتلا ةزهجال ةفاك طيحم يف لخدتلا رمطي ةيلاتلا ةراشالا :</p> 	<p>3 Vrms زتره وليك 150 نم زتره اغيم 80 ىلا 3 V/m زتره اغيم 80 نم زتره اغيم 2.5 ىلا</p>	<p>3 Vrms زتره وليك 150 نم زتره اغيم 80 ىلا 3 V/m زتره اغيم 80 نم زتره اغيم 2.5 ىلا</p>	<p>ج ا و م أ ل ا ة ي و ي دارلا ةلوقنملا IEC 61000-4-6 ج ا و م أ ل ا ة ي و ي دارلا ةرشتنملا IEC 61000-4-3</p>

زتره اغيم 800 و زتره اغيم 80 نيب يل اعلا ددرتلا لاجم عم قفاوتم : 1 هيونت
تالاحو يسيطان غمورهكلا ثبل نم رثأتت نأ نكمي .تالاحلا ففاك يف هي جوتلا اذه قيبطت نكمي : 2 هيونت
ناسنالا و اماسجالا و أةينبالا اب ببستي يتلا ساكعنال او صاصتمالا

(ةيوي دارلا فتاوملا تااطحم لثم فتباثلا ثبل تااطحم ثب نع ةجتانلا لوقحلا ريثأت ديدحت نكمي ال
AM تااطحم و ةاوملا تااوي دار تااطحم و ضرالا يل ع ةلاقنلا تااوي دارلا و (ةيكلساللا فتاوملا او ةلوم حمل فتاوملا
نع جتانلا يسيطان غمورهكلا طي حمل مي يقيت لجأ نمف .ايرظن يعطق لكشب ةينوي زفلتلا تااطحملا و FM و
لقحلا فوق تنالك لاح يف .طي حمل يف يسيطان غمورهك راب تخا ءارجا بجي فتباثلا ةيوي دارلا ثبل تااطحم
لباقلا يوي دارلا قفاوتلا يوتسم نم يل ع pM-KN01 زاغ اهيف مدختسي يتلا ةقطنملا يف ساق يي ذلا
ذاختا بجيف ةيوي بطريغ ةلاح ي أةظحالم لاح يف .فشاشلل يعيبطل لم عالا عقب قارم بجيف قيبطتل
زاغلا عقوم رييغت لثم رييادت
3 v/m نم لقا زتره اغيم 80 و زتره وليك 150 نيب ام ي ددرتلا لاجملا يف لقحلا فوق نوكت نا بجي b

pM-KN01

ةيوي دارلا ج اومال اب مكحتلا اب متي ثي ح يسيطان غمورهكلا طي حمل يف مادختسال عم قفاوتم pM-KN01 زاغ نا
ةلوم حمل ةلاقنلا ةيوي دارلا لاصتالا ةزهجأ نيب ايندلا لصلالا ففاسم ني مأت لال خ نم مكنكمي .هيف ةرشتنملا
يسيطان غمورهكلا لخدتلا ثودح عنم يمظعل جرخلا ةعاطتسا بسح لفسالا يف ةنيبملا pM-KN01 زاغ نيبو (ثبل ةزهجأ)

800	2,5	80 800	150 80	
$d = 1.7 \sqrt{P}$		$d = 1.7 \sqrt{P}$	$d = 1.7 \sqrt{P}$	
0.07		0.12	0.12	0.01
0.22		0.37	0.37	0.1
0.70		1.17	1.17	1
2.21		3.69	3.69	10
7.00		11.67	11.67	100

ةطساوب رتملا ةدحاوب يل عالا يف ةلود حمل ريغ ثبل ةزهجال اب ي صوملا لصلالا ففاسم ني مخط نكمي
ثبل زاغ عناص بسح طاولا ةطساوب P ايلعلا جرخلا ةعاطتسا قبسن يل ع يوتحت يتلا ةلدا عمل

زتره اغيم 800 و زتره اغيم 80 نيب يل اعلا ددرتلا لاجم عم قفاوتم : 1 هيونت
تالاحو يسيطان غمورهكلا ثبل نم رثأتت نأ نكمي .تالاحلا ففاك يف هي جوتلا اذه قيبطت نكمي : 2 هيونت
ناسنالا و اماسجالا و أةينبالا اب ببستي يتلا ساكعنال او صاصتمالا

°ج 20-45 : ةئيبل ةرارح ةجرد قاطن
95% ≤ : ةيبسنلا قبوطرلا يدم
الكسبوتك 500-1060 : ءاوملا طغض قاطن

نانتس يه عونصلل ةدوخل نامض ةدم

نونمم ام لوصحم زا هک میراودیما، میرکشتم دیا مدادرارق هدافتسا دروم آرام لوصحم هکیئاجنا زا هار و، یس اساتالکشتم، س یورس، هدافتسا ل جارم، درب راک، لم اش امنهار هچرتفد نی. دیشاب هدن ام نئیم ی نف روط هب هاگتسد هدافتسا زا مکنی یار. دیشابیم تالشم نی اندومن فرط رب یاه لرح رد. دین اوخب تقود هب ار امنهار هچرتفد نی اتسا دنمش هاوخ هاگتسد زا هدافتسا زالبق، دیشاب دینک ده اشم دیناوتیم دیشابیم امن اش هاگتسد هب طوبرم هک یری واصلت یضعب امنهار هچرتفد

نژیسکا هب جایتحا هک یضیرم ره مکی تقو. دوشیمن مداد رارق هدافتسا دروم نداد تاجن یارب هاگتسد نی یاه مصوت هب نژیسکا ینامز دویرپ و رادقم زا هدافتسا یارب، هاگتسد زا هدافتسا زالبق، دیشاب هتشاد دینک هجوت ناترتکد

دینک هجوت هاگتسد نی اردوجوم ریز رد مدش دیق صوصخم تاحیضوت و تیمها هب تسا دنمش هاوخ یحیضوت تاعالطا: تشارادای

▲ دناسریم ررض هاگتسد هب مدش ماجنا لمع: تراسخ

⚠ دناسریم ررض صاخشا هب مدش ماجنا لمع: تقود

🏠 دوشیم راجفنا و یزوس شتاجوم مدش ماجنا لمع: رادشه

🚫 دینک هجوت یلخاد همانیئاه هب هدافتسا یارب: تقود

☐ SINIF II : هدافتسا دروم قرب فنص

🚶 B : هدافتسا دروم قرب عون

🏭 : دیلوت خیرات

📈 : مدنک دیلوت

CE 0197: دیشابیم EEC / 93/42 اب بسانتم یکشزپ هاگتسد یامنهار

🚫 دیشابیم عونمم تاینخاد لامعتسا

🚫 دوشیم یروا عمج هماغ ادج ینورتکلا و یکیرتکلا یاه هاگتسد یارب

▲ دینک هدافتسا لکشتم نودب و نئیمطم یکیرتکلا عبانم زا طقف: تراسخ
دینک رظنفرص هدافتسا زایشاب ه دما شپ یلکشتم ورین عبانم رد مکی تروص رد: تراسخ

⚠ دوش مداد یاج یمس یاه زاگ و کاخ و درگ زا یرا یاه هطوحم رد نژیسکا روتارتناسنک هاگتسد: تقود

⚠ هاگتسد، دوب دهاوخ دوجوم دود ایو فیثک یاه تسا دوجوم نژیسکا هک یطیحم رد رگا: تقود
دیده یاج دیشابیم راداه هکیئاج رد و اجنا زا جراح روتارتناسنک

⚠ دینک یروود هاگتسد یور رد یزیچ و یئش نتشاذگ زا: تقود
هب ار هاگتسد ندش نوگژاو و نداتفا رطخ لیلد هب. دیراذگ هب تفس حطس یور رد هشیمه ار هاگتسد: تقود

دیراذگن لبم ایو تخت یور عطق روط

و شتا زا رود ار هاگتسد اذل , دشابیم ازشتا داوم نژیسکا مکیئاجنا زا :رادشه
دینکن نشور شتا ای و دیشکن راگیس رامیب دزن رد , دیرادمگن رود ازشتا عبانم



دیراد مگن رود دشابیم دوجوم راجفنا لامتحا و ازشتا مکیئاه مطوحم زا ار ه اگتسد :رادشه
یاوه تظللغ مکیتروص رد اه هچراپ رگید و دنریگ یمن شتا یتحار هب مک تاجوسنم تالووصحم :رادشه



. دوش یم متفرگ شتا یتحار هب دشاب ینغ نژیسکا تهج زا دوجوم
هب و دوخ هب دوخ نژیسکا اب سامت لاح رد راشف تحت ریز رد رادن غور ماسجا و نغور , یتفن داوم :رادشه



. دوش یرادمگن روتارتناسنک هاگتسد زا رود دیاب هشیمه ماسجا عون نی. دزوسیم و دریگیم شتا تدش

! دوش سیورس مک ددرگیم مصوت راک تعاس 2.500 رد دیاب هاگتسد ره :بتقد

یگتفرگ قرب زا یریگولج یرب هاگتسد یقرب تالاصتا یور کاخو درگ ندومن کاپ زالبق :بتقد

! دیروا رد زیرپ زارشیف

و تعاس 100 ره رد (گربزب کاخ و درگ رتلیف) ینوریب رتلیف , رابکی زور مس ره مدنهد تبوطر :بتقد

! دینک ضیوعت دیاب رابکی تعاس 500 ره زا (اوه رتلیف) یلخاد رتلیف

دورو دریگیمرارق ریثات تحت یئویدار سناکرف دورو زا , یکیورتکلایاه هاگتسد گربزب تمسق
کی LCD روتینوم دنکیمراک هب عورش هاگتسد مکیتقو, دشاب ثحب دروم رگا یوق یسیطانغم ورتکلا
دیابن دشابیم دوجوم هاگتسد عون نی اه مک یه لم یکی دزن رد مکیتروص رد. دوشیم عقاو ریثات تحت رادقم
درک لمع تقود هب دیاب مه هدفستس تروص رد دومن هدفستسا مدنوش لمح یتاطبترایاه هاگتسد زا

هب نژیسکا رگا دوش نشور هاگتسد مکیتقو , دیراذگن شلاب ای و کشت ریز ار ینیب گنلش :رادشه

! دشاب ازشتا دن اوتیم دسرن رامیب

! دیرادرب ارنا مک دینک هن یعیس دشاب هداتفا بابلخاد هب ناتهاگتسد مکیتقو :رادشه

! دیراذگن هارمه نودب هجو چیه هب دینومن قرب زیرپ دراو ار هاگتسد شیف مکیتقو :رادشه

! دروم دشابیم لورتننک هب جایتحا امتح مکیئاج رد ایو ناکدوکدزن رد هاگتسد زا مکیتقو :بتقد

! دیشاب متشاد تراظن تحت اقلطم دیهد رارق هدفستسا

اب ای تیروف هب , دوش مدهاشم ای و, دیاشیپ یا هرظتنم ریغ دروم رگا نژیسکا نداد لاح رد : بتقد

! دیریگ هب سامت ناترتکد اب ایو هاگتسد شورف مدنیمان

درک هدفستسا دیاب موالع مدنهد ناشن هاگتسد زا , دشابیم نیگنس امناععیضو مک ینارامیب رد :بتقد
ناترنکد اب ایو هاگتسد شورف مدنیمان اب ای تیروف هب دشاب همداشیپ یا هبقرتیریغ هشداح مکیتقو

! دینک لصاح سامت

! دینک شوماخ ار هاگتسد دوش یمن مداد نژیسکا یسک هب مکیتقو :بتقد

زاب زا دیشیپ یلکشم رگا , دینکن زاب ارنا یبقع ایو یئولج هچیرد هاگتسد زا هدفستسا ماگنه رد :بتقد
دیلوت ایو مدنشورف اب دشاب همداشیپ یلومعم ریغ تععیضو مکیتروص رد, دینک یرادوخ هاگتسد ندومن

! دیریگ هب سامت مدننک

دودسم اوه یریزیجورخ مکنیایا دیامن راک هب عورش ه اگتسد مکیللاح رد :بتقد
دشدهاوخ مرگ یداع ریغ لکش هب هاگتسد تروص نیای ریغ رد. دیشاب نیئمطم تسین



ینامز یاه ملصاف د .) دوشیم هدی نش هیلخت ی ادص تدم هاتوک روط ماب هاگتسد ندرک راک ماگنه رد :تقد

⚠ (هیئات 13

⚠ دراد جایتحا ن دش مرگ تدم هقیقد 5 ماب دیا رد درک راک یلومعم تلاح ماب هاگتسد مکنیا یارب :تقد
دوخ یلومعم نایرج ماب هکی تقو اوه یجورخ و، دشابیم نژی سکا تیوقت یارب طقف هاگتسد : تقد

⚠ دیسر ده اوخ 90% ماب نژی سکا نوی سارتناسنک، دشاب هدیسر

هدش موالع باب، دوشیم مدام رارق هافتسا دروم هدش مدام شوچ باب ایو مزیلرتسا باب، مدنهد تبوطر :تقد

⚠ دشاب رتشیب هدش مراهشا طخ زا دیابن

رد.دیکن ضوع دوخ هاوخلد ماب ارنا یاج و، دیهد رارق هافتسا دروم هاگتسد اب هارمه ار مدنهد تبوطر :تقد

⚠ دوشیم هدشن ینیب شپیپ یاه ررض ندما دوجو ماب بجوم ایو هدش رامیب یتحاران بجوم تروص نیاریغ
اب هاگتسد سیورس تهج دیابامتح، دمد ناشن یلومعم ریغ ار نژی سکا رادقم روط ماب مدنهد ناشن رگا :تقد

⚠ دومن لصاح سامت مدننک دیلوت ایو مدنشورف

متفرگرارق رفص یور رد ریگ مزادنا و، دیشاب هومن میظنت لماب نایرج یارب رگا ار نازی م دیلک :تقد

⚠ دینک لورتنک ار ناتهاگتسد و هومن شوماخ اروف ار هاگتسد، دشاب

هقیقد 5 لقادح هاگتسد نومن شوماخ زا دعبدینکن هتسب و زاب مدرشف روط ماب ار دوخ هاگتسد :تقد
روسرپمک رگا، دینک یلاخ المابک ار هاگتسد لخاد رد دوجوم زاگ)، دینک نشور ماب بود تقونا و هومن ربص

⚠ (دوشیم هاتوک هاگتسد رمع، دوش زاب راشف تلح ماب اوه

⚠ دینک زاب مه ار نایرج رد نژی سکا نازی مریگ مزادنا همگد هاگتسد ندش نشور زا دعبد :تقد

ضیوعت رابکی زور مس ودره زا ناتسبات لصف رد اصولخم ار مدنهد تبوطر مشیش رد دوجوم باب :تقد
ار مشیش و هومن یلاخارنا بامامت داد دیهاوخن رارق هافتسا دروم زور دنچ تدم ماب ار هاگتسد رگا، دینک

⚠ دیرادهگن کشخ

⚠ دیهدرارق هافتسا دروم امن لدم مه هاگتسد رد، ار مدنهد تبوطر و نژی سکا گنلش :تقد

اب امن ندوب بسانتم زا دیهدرارق هافتسا دروم ناشدوخ لدم زا ریغ هاگتسد رگا
نژی سکا گنلش. دیوش نیئطم امن ندش هتسب مکحم نینچمه و هافتسا دروم هاگتسد
زادنا من لاغشا لطم رد هاوخلد روط ماب ار لوسپک، دشابیم ضیورم صاخشا یارب طقف
دی.

و هدش ینوفع دض، زیمت، رامیب اب متفرگ سامت نژی سکا گنلش، نژی سکا کسام دیاب :تقد

⚠ دشاب مزیلرتسا

ینژی ه داوم ایو 75% لکلا اب دربراک ره زا دعبد دیاب دریگیم سامت رامیب اب هک نژی سکا گنلش :تقد

⚠ دیهدن ثلاث صاخشا هافتسا ماب ار نژی سکا گنلش مدننک تیارس یبورکیم رطخ لیلد ماب. دوش زیمت

هتسب. دنناسریمن تسیز طیحم ماب یررض عون چیه هک دنشابیم یداوم زا هاگتسد رد هدش هافتسا دروم داوم
روشک رد ندش زاب زا دعبا ه یدنب هتسب نیای. دنشابیم تشگرب لباق داوم عون زا هدش هافتسا یاه یدنب
یو یپ زا، ینیب نژی سکا گنلش. ددرگیم مدهنم و هدش یروا عمج روشک نا رد دوجوم طب اووض قبط دصقم
ثعاب و دوریمن نیب زا یژول ویب تهج زا طیحم رد ندش هتخادنا زا دعبا اذل، تسا هدش دیلوت یکشزپ یس
دیاب، دوشیم تسیز طیحم یگدولا ثعاب و هبوب دوجوم هاگتسد رد هک یمزاول. دوشیم تسیز طیحم یگدولا
دوش هدیدرگ یروا عمج یلحم دعاوقو طیارش قبط

رد شور نیای. دنکی مبراک یگدنکم راشف ریغت لکش ماب، pm-KN01 نژی سکا روتارتناسنک هاگتسد
هک ییتقو. دنک ادج مه زا دن اوتیم ار اوه رد دوجوم یمازاگ رگید و نژورتین، نژی سکا یاه زاگ تبات تراخ
یلک روط ماب نژی سکا. دزاسیم ادج مهزا یکشزپ یامدرادناتسا قبط، دوجوم یاه نژی سکا، دوش نشور هاگتسد
نیرتمک اب، نیئطم روط ماب نژی سکا روتارتناسنک هاگتسد. دوشیم هدروا تسدب یکیزیف یامشور ماب
دیامن نیمات نژی سکا رامیب کی یارب دن اوتیم هفقو نودب و هنیزه

رمع. دنشابیم یگدوسرف و یگتسخ ربارب رد مواقم هک هدش یحارط یروط روتارتناسنک هاگتسد مهم تا عطق
روتارتناسنک هاگتسد ندوب نشور. تسا هدش یحارط یراک تعاس 20.000 یارب لماب روط ماب هاگتسد دیفم
بتشاد هاوخن قاطا نامه رد دوجوم نژی سکا نازی م رد ریثات

10°C-40°C : دياب طيحم ترارح.

85%-30% : طيحم تبو طر نازي.

700 hPa-1060 hPa : اوه راشف

دشابن دوجوم يوق يسيطان غم مطوحم نينچمه و دنوش يم يگدوسرف ثعاب هك ياه زاگ دياب طيحم رد

1. يکشزپ هدافتسا دروم يارب.

يراميب: دوش عقاو ديفم دن اوتيم ريز رد هدش ركذ ياه يهراميب نامردرد، هاگتسد فرط زا هدش نيمات نژيسكا و يوير ياه يراميب، يقورع و يزغم يهراميب، يوير نومضم ياه يراميب، نوخ شدرگ متسيس و بلاق ياه دن يام شپ نژيسكا دوبمك تهج زا هكي ياه يراميب رگيد

2. يتمالس يارب.

هك يصاخشا رگيد و ناراكش زرو رد، يگتسخ زا يري گولج يارب، هاگتسد فرط زا هدش نيمات نژيسكا نژيسكا هب هك ين امرد تامدخ ياه شخب رگيد رد نينچمه. دادرارق هدافتسا دروم ناوتيم دنراد يزغم ياهت يلاعف هدافتسا دروم ناوتيم هباشم ياه طيحم رگيد و اه لته، يماظن ياه پمك، اه هاگن امرد رد، دنشاب متشاد ج ايتح دادرارق

3. داد رارق هدافتسا دروم لاس 14 ريز ناكدوك و هدريش نانز، رادراب نانز يارب ناوتيم هاگتسد زا.

ال-مدل	(pM-KN _{0.1})
ا-حداكثر نيرو (VA)	۵۵۰
جريان اكسيژن (فولط/سرعة)	۱±۵۰ % ۱۰±AC۲۳۰
التدفق الاكسيجين L/ (mln)	۵۰۰
غلظت اكسيژن	%۳±%۹۳
فشار خروجي	۰,۰۷—۰,۰۴
اثير	انفصال الكهرباء، والضغط المرتفع والمنخفض.
ميزان صدا	≤۵۰
مونيتور LCD	زمان جمع شده؛ زمان فعلي؛ زمان سنج
مونيتور LCD بزرگ	كليد قطع و وصل زمانبندي شده، فشار سنج دينيتال، (حساسيت : ۰,۰۰۱MPa)؛ زمان جمع شده (فاصله: ۰-۱۰۰۰۰۰ ساعت)؛ زمان فعلي (حساسيت : ۱ دقيقه)؛ زمان سنج تنظيم شونده از قبل
نوع برق	صنف II نوع B
صنف محصول	صنف II a
الوزن الصافي (كغ)	۲۶
الفاصل	۲۵۰V/T۶,۳AL

۲) ینیب نژیسکا گنلش

لیکشش ینیب گنلش زا و کرحتم گنلش هریگ، ینیب گنلش، یزاس یاج؛ ینیب نژیسکا گنلش گنلش. دشابیم کون ود یاراد و هدوب شوگ تشپ عون رد. بتسا هدش دیلوت یکشش زپ یس یسو یپ زا و ددرگیم هکی تقو. دوش ینم مدی یگدروخ ات و یفیثک تروص نیاریغ رد. دشاب زیمت و فافش دیاب، ریذپ فاطعنا مه نالتا اصلتا رگی دی. دنک تمواقم دن اوتب هینا 15 ضرع رد دیاب دوش هدی درگ دراو 50 Kpa مزاننا هب یراشف دیسکا اب هک ار ینیب نژیسکا یاه گنلش. دشاب متشاد تمواقم هینا 15 دیاب 20 N ی دومع راشف لباقم رد رادراپ نازن یارب ناوتیم اگتسد زا. 3. دومن یرادهگن لاس مس تدم هب ناوتیم دنشابیم هدش هزیلرتسا نلیتا داد رارق مدافتسا دروم لاس 14 ریز ناکدوک و هدریش نازن.

۳) هندنک بو طرم

لخاد عیام ممینی و ممیس کام هکی روط هب و دشاب فافش همین ایو فافش و گنر نودب دیاب، هندنک بو طرم ددرگن بارخ دیاب دوش دراو 0.4 Mpa زا رتمک یراشف رگا و دوش هدی درگ یراذگ تمالع دهن ناشن ارنا



ریوصت 1



ریوصت 2

۱) روتینوم یاه پمال

هدش مداد ناشن 1 ریوصت رد هکی ایاهنا

یارب و بتسا هدش یراذگ مرامش 6 ات 1 زا بیترت هب پچ هب تسار زا، دشابیم دوجوم روتینوم پمال ددع 6 عومجم رد بتسا هدش مداد ریز رد مزال تاحیضوت لدم ره

P.O: (زبس پمال) ورین دیلک

P.F: (زمرق پمال) قرب عطق

L.P: (درز پمال) نیئاپ راشف

H.P(T): (زمرق پمال) الاب راشف

L.O2: (زمرق پمال) < 85% نژیسکا یفاص :

H.O2: (یبا پمال) > 85% نژیسکا یفاص :

۲) ورین دیلک

۳) نژیسکا نایرج ریگ مزاننا

(هقیقدر د رتیل) دشابیم یجورخ نژیسکا نایرج هندن همدن ناشن نژیسکا ریگ مزاننا رد هتفرگ یاج روتینوم تی عقوم

۴) نژیسکا نایرج ریگ مزاننا مدنک میظنت همگد

ار نژیسکا یجورخ نایرج هکلف نی. دشابیم نایرج لورتنک هکلف نژیسکا نایرج ریگ مزاننا دینک میظنت همگد مان رگی. دنکیم لورتنک و میظنت

و تعاس تکرح فعالخ رب ندرک زاب یارب.دید ده اوخ ررض پاپوس نزوس تروص نی ا ریغ رد،دیناخرچ هن الاب یورین اب ار مکلف دیناخرچ هب تعاس تکرح فرط هب ن تسب یارب

ی دورو ءاوه رتلیف(5)

دینک ضیوعت صوصخم رتلیف کی اب ار هاگتسد،دش اب ضیوعت هب ج ای تحا مکی تروص رد


تکی تا(6)

عیام هزی ل اتس یرک روتی نوم(LCD روتی نوم(7)

دهدیم ناشن ار مدم تسدب ری واصلت 3 ری واصلت رد ری ز رد-فلا

رد رگا یلو،دی ایم رد ییوچ مفرص تلح هب دعب هقی قد 15، دوشیم ینارون LCD روتی نوم، دوشیم نشور هاگتسد مکی تقو-ب دی ایم رد ینارون تلح هب رابود دیهد راشف بس انم همگد هب نشور لاح

زمان تعویض —
فشار در حال روشن —
مدت کار کرد/زمان بندی —
زمان جمع کننده —



S.Times : 0000020
O.P. MPa: 0.021
O.Time : 0000 00
Acc.Time: 0000012

یدنب نامز یاه همگد(8)

رارق مدافتسا دروم یدنب نامز یارب،دی لک ود نی ا-“. +“:تسا هدش هداد ناشن 1 هرامش ری واصلت رد مکی روط هب -“ همگد هب یا هقی قد 10 تدم ندر وانی ئاپ یارب.دیهد راشف ار +“ همگد یا هقی قد 10 ش یازفا یارب.دوشیم هداد ماگنه نی ا رد.دش ده اوخ شوماخ دوخ هب دوخ هاگتسد هقی قد 0 ات دیهد راشف -“ همگد هب مکی تروص رد.دیهد راشف دومن ده اوخ راک هب عورش هرابود هاگتسد +“ همگد هب نداد راشف اب

مدن هد تبوطر(9)

ینیب یکشخزا یری گولج یارب و نژی سکا دومن بوطرم یارب؛مدن هد تبوطر دوشیم هداد رارق مدافتسا دروم مدنک تشن کشخ نژی سکا زا دلوت تم ولگ و

ورین یدورو(10)

زویف(11)


ندرک هزی م تا یارب زیرپ(12)

هزی م تا چی ئوس همگد(13)


تمال ع مکی روط هب،نژی سکا یجورخ هب هدش متسب ینوکی لیس لوس پک:تسا هدش هداد ناشن 4 هرامش ری واصلت رد مکی روط هب.1 تعاس تکرح فرط هب شخرج اب هدش هداد ناشن زمرق تمال ع مکی روط هب ار مدن هد تبوطر مشیش ادعب،دیشک هب هدش هداد ناشن هایس هب دوخ یاج هب ادعب و دینک رپ هدش مدن اشوج با ایو هدش هزی ل رتسا با اب مینیم و ممیس کام یاه تمال ع ات ار مشیش.دیروا رد ارنا دیهد لاصلت نژی سکا یجورخ تمسق اب هرابود ار ینوکی لیس لوس پک راب نیرخا یارب.دیرادگ



و، دینک لښو نژیسکا روتارتنا س نک هاگتسد قرب یدورو تمسق هب ار قرب لباک رس کی، دینک زیرپ دراو ار ورین لباک. 2.
(5 هرامش ریو صت). دیزاس نشور ار قرب دیلک و، دینک لښو قرب هب ارنا رس رگی




نایرج ریگ هزادنا رد زمرق گنر هب هزادنا مدنهد ناشن. دینک میظنت دوخ چایتح هب دیناوتیم ار نژیسکا یچورخ نایرج. 3.
pM- رابکی هدفستسا یارب (هتسب - تعاس تکرح رد، نشور - تعاس تکرح سکع رب) دهنیم ناشن ار یگدنکم نایرج ممیس کام
هب. (تسا هدش میظنت هقیقرد رد رتی 3-5 یارب pM-KN01 : هدفستسا راب ود یارب؛ هدش میظنت هقیقرد رد رتی 5 یارب KN01
(دینک هاگن 6 هرامش ریو صت




6 ریو صت

هب رامیب یاهشوگ یالاب زا ار ینیب یاهکون، دینک لښو هندنک تبوطر یچورخ تمسق هب ار نژیسکا گنلش یدورو تمسق. 4.
رتکد فرط زانامرد یارب هدفستسا دروم تدم. دشابیم هقیقرد 40-50 سیورس یارب نامز نیرت هب. دینک لښو ینیب یاهخاروس
بدرگیم صخشتم



7 ریو صت

لبق رگا. دینک چراخ مدنهد تبوطر هشیش زا ار ینیب نژیسکا ملول و، دینک شوماخ ار هاگتسد، نژیسکا سفنت راک زادعب
زاب تمسق رد مدنهد تبوطر هشیش رد باندنم و گنلش یگدروخ چیپ ثعاب لمع نی، دینک شوماخ ار هاگتسد ملول ندروا رد زا
زا ار قرب شیف قرب یعطق ماگنه رد هدفستسا ماگنه رد. دینیب هب ررض نات هاگتسد مک دوشیم ثعاب ادعب مه نی. دوشیم تشگ
(دینک هاگن 8 هرامش ریو صت هب). دیروا رد زیرپ



8 ریووست

ه‌اگن 7 ه‌حفص رد مدش دیق ی‌اهلم ع روتسد هب افطل دشاب متشاد نژی‌س‌ک‌ا تفایرد هب ج‌ای‌ت‌ح‌ا ص‌خ‌ش‌م ی‌اه‌ن‌امز رد رام‌ی‌ب ر‌گ‌ا. 6
(.دش‌اب‌ی‌م نامز‌م‌ی‌ظ‌ن‌ت دی‌ل‌ک) 9 مر‌امش ری‌و‌ص‌ت.دی‌ن‌ک

لامت‌سد کی اب ادعب و مدرک ک‌اپ ب‌وط‌رم و زی‌مت لامت‌سد کی اب ار ه‌اگت‌سد ه‌ن‌دب.دی‌روا رد قرب زیرپ زا ار ورین ل‌ب‌اک‌ا‌ء‌د‌ت‌ب‌ا. 1
(دی‌ن‌ک ه‌اگن 9 مر‌امش ری‌و‌ص‌ت هب) .دی‌مد ما‌ج‌ن‌ا ر‌اب و د‌ای‌و کی ه‌ام ره ار ر‌اک نی‌ا.دی‌ن‌ک ک‌ش‌خ ر‌گی‌د



9 مر‌امش ری‌و‌ص‌ت

.دراد ی‌ئ‌ا‌ز‌س هب تی‌مه‌ا ه‌ام ره رد ر‌اب‌و‌د ه‌اگت‌سد ل‌خ‌اد رد دو‌ج‌وم ی‌اوه رت‌ل‌ی‌ف ن‌دوم‌ن زی‌مت. 2
ه‌ن‌ی‌مز.دی‌ی‌وش هب زی‌مت با اب و مت‌س‌ش ه‌ن‌ن‌ک ک‌اپ ع‌ی‌ام اب،دی‌روا رد ار ه‌اگت‌سد ه‌ن‌دب ف‌ر‌ط و د رد دو‌ج‌وم ی‌اوه رت‌ل‌ی‌ف:ی‌ر‌اک ل‌ح‌ار‌م
(دی‌ن‌ک ه‌اگن 10 مر‌امش ری‌و‌ص‌ت هب) .دی‌هدر‌ار‌ق دو‌خ ی‌ا‌ج‌رد ه‌ر‌اب‌و‌د ن‌دش ک‌ش‌خ زا د‌عب.دی‌ز‌اس مه‌ار‌ف ار دو‌خ هب دو‌خ اه رت‌ل‌ی‌ف ن‌دش ک‌ش‌خ



اوه رت‌ل‌ی‌ف

10 مر‌امش ری‌و‌ص‌ت

نیای ریغ رد. دینک یرادوخ هاگتسد ندرک نشور زا دشابیمن کشخ زونه ایو مدش متشاذگن یاج اوه رتلیف مک یتقو :تسرخ


▲ دید دهاوخ تسرخ ناتهاگتسد تروص

(مدنمد تبوطر ریز) مود رتلیف ندومن ضیوعت. 3

ریوصت رد مکیروط موب، دیروا رد ار مدنمد تبوطر مشیش نینچمه و نژیسکا یچورخ موب متسبباو ینوکیلیس لوسپک ءادتبا اب و دیروا رد ار رتلیف هچراپ. دیناخرچ موب تعاس مبرقع تکرح تمس سکع موب ار اوه رتلیف تسا مدش مداد ناشن 11.1 مرامش دینک ضیوعت دیدج رتلیف هچراپ



11.1 مرامش ریوصت



11.2 Şkil 11.2 مرامش ریوصت -

ریغ رد. دینک یرادوخ هاگتسد ندرک نشور زا دشابیمن کشخ زونه ایو مدش متشاذگن یاج اوه رتلیف مک یتقو :تسرخ

زویف لوسپک ندروراد. دید دهاوخ تسرخ ناتهاگتسد تروص نیای

ضیوعت زا دعبدیروا رد دوخ یاج زا یشوگ چپ کمک اب ار زویف لوسپک، دیروا رد ار قرب زیرپ یوررد دوجوم زویف هچیرد دیدب موب ارنا هچیرد موب دوزویف لوسپک

(دشابیمن دش دیق ال اب رد مک یوحن موب مه زویف نیای ضیوعت هار، تسا مدش مداد یاج ورین مکبش لخد زویف لوسپک رگید

▲ (دینک هاگن 12 مرامش ریوصت

NI-MH مدنوش ژراش یرطاب یلصا مندب موب مدش لصلو یرطاب pM یرس موب نژیسکا روتارتاسنک زا مدافتسا عورش ماگن مزایا. داد ررق مدافتسا دروم ینالوط تدم موب ناوتیم بیترت نیدب. دشابیمن دوجوم مه ژراش رادم یلصا مندب رد و (3.6V/40mAh) دشابیمن

رمع بیترت نیدب و دنم دهاوخ باوخ تلح رد یرطاب داد دیه اوخن رارق مدافتسا دروم میاد روط موب ار نژیسکا روتارتاسنک رگا رابکی هام ره ارنا یرطاب افطل دیهدیمن رارق مدافتسا دروم میاد روط موب ار هاگتسد رگا تهج نیدب. دش دهاوخ هاتوک نا زا مدافتسا دینک ژراش

و ریمعت و سیورس موب رد یلک تاعالطام تالاصتا تسیل، رادم مشقن لیبق زا مدنک مدافتسا جایتحا دروم تاعالطامت. 6 میزاسیم مهارف ار یعضوم تاریمعت تبسن موب یریمعت تاعالطام

مرامش	لکشیم	تلح	لح هار
1	زا سب لاصتا قرب موب یدرک لمع دشابن	1. روتارنژ نایرج نیب قرب و نژیسکا تسین یلصتا 2. زویف ظفاحم نایرج مدش عطق 3. روسرپمک نزاخ 4. متسکش روسرپمک	1. رد قرب میس، هخاشود، همکد ایآ مک دینک کچ تسایبوختیعضو 2. ار تلح و دینک نیزگی یاج ار زویف ظفاحم دینک ادیپ 3. دینک نیزگی یاج ار روسرپمک نزاخ 4. دنک ضوع ار روسرپمک

<ol style="list-style-type: none"> 1. دینک لصتتم هرابود ار نژیسکا ی هلول 2. دینک زیمت ار رتلیف 3. دیناخرچب ار شوپردبوخ، دیرادرب ار شوپرد ندرک نشور زا سپ تصش اب ار یتشادرب سپ مدنک بوپرم زا ییادص و، دیناشوپب یتینما ریش (دسر یم شوگ هب هینا 5 زا هدش نشور مدنک بوپرم) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. یلخاد ی هلول هتسکش نژیسکا درادن یجورخ چیه 2. هدش دودسم رتلیف درادن یتفایرد 3. بوپرم یرطب شوپرد دراد یتشن مدنک 	2 ی نژیسکا یمن چراخ ای دوش ن ا ی ر ج ر ا ی س ب تسافیعظ
<ol style="list-style-type: none"> 1. دینک ضوع ار اوه ریش 2. دینک ضوع ار یکی رتکلای مندب 	<ol style="list-style-type: none"> 1. اوه ی مدنک لرتنک دنک اک دن اوت یمن 2. لرتنک ی مندب راک دن اوت یمن یقرب دنک 	3 ی ا ا د ص ی گ ت س خ تسین
<ol style="list-style-type: none"> 1. دیهد ماچنا یبوخ هب ار لاصتا 2. دینک نیزیگ یاج ار نک هفخ ادص 	<ol style="list-style-type: none"> 1. هفخ ادص یگتسخ نک زا (یگدوسرف) هداتفا راک 2. نک هفخ ادص (یگتسخ (ی گ د و س ر ف) هتسکش 	4 ت ح ا ر ت س ا و ر س ر پ ادص

EMC

هئارا تاعالطا قبط ملیسو رد یهدرارق و بصرن هب زاین و EMC هب عجار یطایتح تامادقا دنمزاین pM-KN01
 ارب دنناوت یم؛ تساهارمه دانسا رد EMC ی هدش
 رب دنناوت یم ییاج هب اج لباق و لمح لباق RF یطابترا لیسو
 دنراذگ ریثات pM-KN01

و دننک یم اعدا pM-KN01 ناگدننک دیلوت اب هک مزاول رگید و اه لدبم، اه لباک لوط رثکادح و اه لباک ی همه
 مزال دراذگ یمن ریثات دنب ریز نی زا تامازل اب قباطم هک یبناج مزاول، دننسه زاین دروم هک دننک یم لوبق
 تساهدش صخش صاخ روط هب ای و ماع تروص هب تسانکم هک لباک و لدبم، یبناج مزاول. دنوش رکذ تسین
 هجوت:

مزال دسر یم شورف هب یلخاد یازجا یارب یکدی تاعطق ناو نع هب pM-KN01 مدنک دیلوت یاه لباک و اه لدبم
 ..دنا مدوبن رکذ هب

مدننک دیلوت یاه لباک و لدبم زا ریغ هب، هدش صخش نآ زا رگید یاه لباک و لدبم، یبناج مزاول زا هدافتسا
 دیلوت ش یازفا رد تسانکم، یلخاد یازجا یارب یکدی تاعطق ناو نع هب دسر یم شورف هب هک pM-KN01
 دنوش لصاح ار pM-KN01 زا ینمی شاهاک ای و دنشاب رثوم یا هناخلگ یاهزاگ

یسیطان غمورتکلای راشتنا - مدنزاس هناخراک مالعا و ییامنهار		
ربراک ای یرتشم. هدش هتفرگ رظن رد ریز طیارش اب یکی رتکلای یاه طیحم رد هدافتسا یارب pM-KN01 درک دهاوخ هدافتسا ییاه طیحم نینچ رد هک دشاب نیئمطم دیاب pM-KN01		
تست نازی راشتنا	تیاضر	ییامنهار - یسیطان غمورتکلای طیحم
راشتنا RF CISPR 11	1 مورگ	،ن یاربانب. تسانآ یلخاد عبات یارب طقف RF یژرنا زا هدافتسا اب pM-KN01 تازی هجت رد هلاخادم هنوگ ره لماع مک لامتحا هب و تسامک رایسب نآ RF راشتنا دشاب یکی رتکلای لیسو یکی دزن نیارد یکی نورتکلای


<p>تروص رد و ،یگن‌اخ فراصم هن دشاب یم تاسسوم مامت رد مدافتسا یارب pM-KN01 هیذغت عبثم ی مکبش اب مک یتاسسوم رگی و یگن‌اخ تاسسوم رد مدافتسا یاه راطخا مبدیاب ،دننک یم نیامات ار یگن‌اخ فده اب یاه نامتخاس مک یمومع مک ژاتلو دوش هجوت ریز</p> <p>دش دیلوت یا مفرح یتشادهب یاه تبقرارم فراصم یارب امنت pM-KN01 نی یا :راطخا نکمم ای و دنک ییویدار چاوم لخدت دیلوت تاسا نکمم متسیس/هل‌یسو نی یا .تسا ،یش‌هاک تامادقا تاسا نکمم .دنک لتخم ار فارطا یکی‌رتکلا لیاسو درکلمع تاسا دوش زاین لحم ظفاحم ای و pM-KN01 ناکم لقن ای و یبای تی‌عقوم هرابود دننام</p>	<p>A سالک</p>	<p>راشتنا RF CISPR 11</p>
<p>تحت و رظن قفاوم</p>	<p>A سالک</p>	<p>راشتنا</p>

یسیطان‌غمورتکلا تی‌نوصم - مدنزاس هناخراک مالع و ییام‌هار

ربراک ای یرتشم .دش متفرگ رظن رد ریز طی‌ارش اب یکی‌رتکلا یاه طی‌جم رد مدافتسا یارب PM-KN01 درک ده‌اوخ مدافتسا ییاه طی‌جم نی‌نچ رد مک دشاب نی‌مطم دیاب PM-KN01

<p>یسیطان‌غمورتکلا طی‌جم ییام‌هار</p>	<p>شریذپ حطس</p>	<p>حطس IEC نومزآ 60601</p>	<p>تست یتی‌نما</p>
<p>رگا .دشاب کی‌مارس و یشاک ای و نتب ،بوچ زا دیاب شوپ‌فک تبو‌طر ،متفرگ رارق ش‌شوپ تحت ی‌عون‌صم داوم اب مقب‌ط .دشاب 30% لقادح دیاب ی‌بس‌ن</p>	<p>سامت $\pm 6 \text{ kV}$ اوه $\pm 8 \text{ kV}$</p>	<p>$\pm 6 \text{ kV}$ سامت اوه $\pm 8 \text{ kV}$</p>	
<p>طی‌جم کی‌زا مک دشاب ای مزادن مبدیاب قرب ناوت تی‌فیک .تسا ی‌لوم‌عم ناتس‌رام‌یب ای یراجت</p>	<p>تردق هب $\pm 2 \text{ kV}$ یتاکرادت طوطخ یارب $1 \pm \text{ kV}$ ی‌جورخ / ی‌دورو طوطخ</p>	<p>هب $\pm 2 \text{ kV}$ تردق طوطخ</p>	<p>ت‌ع‌رس قرب / اردگ تش‌پ مه‌رس IEC 61000- 4-4</p>
<p>طی‌جم کی‌زا مک دشاب ای مزادن مبدیاب قرب ناوت تی‌فیک .تسا ی‌لوم‌عم ناتس‌رام‌یب ای یراجت</p>	<p>$\pm 1 \text{ kV}$ (طوطخ) طخ طخ $\pm 2 \text{ kV}$ (طوطخ) طخ نی‌مز</p>	<p>طخ ± 1 kV (طوطخ) طخ طخ ± 2 kV (طوطخ) نی‌مز</p>	

<p>طی حرم کی زا مک دشاب ای مزادن اب دیاب قرب ناوت تیفیک pM-KN01 زا ربراک رگا .تسا یلوم عم ناتسرامیب ای یراجت دش داچی ای هفقو قرب رد و دراد قرب رد موادم تایل مع هب زاین کی ای و یرارطضا قرب زا pM-KN01 مک دوش یم هیصوت دیامن مدافتسا یرتاب</p>	<p><5% UT رد بیش 95% (> UT) هخرچ 0,5 یارب 40% UT رد بیش 60% (UT) لکیس 5 یارب 70% UT رد بیش 30% (UT) هخرچ 25 یارب <5% UT رد بیش 95% (> UT) هیناٹ 5 یارب</p>	<p><5% UT (> 95% رد بیش UT) 0,5 یارب هخرچ 40% UT (60% رد بیش UT) 5 یارب لکیس 70% UT (30% رد بیش UT) 25 یارب هخرچ <5% UT (> 95% رد بیش UT) 5 یارب هیناٹ</p>	<p>تفا ژاتلو هاتوک و هفقو</p>
<p>مصخشم حوطس رد دیاب ترندق سناکرف اب یسیطان غم یاه نادیم یلوم عم ناتسرامیب ای یراجت طی حرم کی رد یلوم عم ناکم کی دشاب</p>	<p>تسین ارچا لباق pMKN01 :هجوت یازچا لماش نادیم هب ساسح دننام ،یسیطان غم و نلاس رصانع نادیم روسنس ای تسا یسیطان غم EUT ،ن یاربانب یارب ضرف هب ییوگخس اپ نودب تاج ای تح تسا یعق او تست</p>	<p>3 A/m</p>	

<p>کی‌دزن دی‌ابن RF یی‌اج هب اج و لمح لباق لی‌اسو و تازی‌ه‌جت زا لی‌اسو نی‌ا مک دنوش هدافتسا pMKN01 زا یا ملی‌سو و چی‌ه لباق هل‌داعم زا هدش هب‌س‌اجم یی‌ادج هل‌صاف ،دوش یم لباق لم‌ج دوش یم هی‌صوت مدن‌تسرف سن‌اکرف هب ارجا هدش هی‌صوت یی‌ادج هل‌صاف</p> $d = 1.7 \sqrt{P}$ $d = 1.7 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2,5 \text{ GHz}$ <p>اب (W) تاو رد مدن‌تسرف تردق هب‌تر ی‌چورخ رتکادح P ن‌آ رد هک هی‌صوت هل‌صاف هب مک D و مدن‌تسرف مدن‌زاس هن‌اخراک هب هجوت ،تبات RF مدن‌تسرف زا تسرد توق طاقن .دشاب یم (m) رتم رد دی‌اب ،هدش ص‌خشم یی‌س‌یطان غمورتکلا یا‌ه تی‌اس یسررب اب هک لخادت .دشاب سن‌اکرف b. ره رد قابطن‌ا حطس زا رتمک دهد یم خر ریز دامن اب مک یی‌اه تازی‌ه‌جت ترواجم رد تس‌ان‌کم</p>  <p>دشاب:</p>	<p>3 Vrms 80 ات 150 kHz MHz 3 V / M 2,5 ات 80 MHz GHz</p>	<p>3 Vrms 150 kHz 80 ات MHz 3 V / M 80 MHz 2,5 ات GHz</p>	<p>ما‌جن RF IEC 61000- 4-6 ش‌بات RF IEC 61000- 4-3</p>
---	---	---	--

دوش یم لام‌ع‌ا رتال‌اب یا‌ه سن‌اکرف ه‌دو‌ح‌م ،زتره‌ا‌گ‌م 800 و زتره‌ا‌گ‌م 80 رد 1: هتکن و ب‌ذ‌ج اب یی‌س‌یطان غمورتکلا راش‌تن‌ا .دن‌کن ق‌د‌ص ط‌ی‌ار‌ش ما‌مت رد تس‌ان‌کم اه لم‌ع‌ا روت‌س‌د نی‌ا :2 هتکن در‌ی‌گ یم رارق ری‌ثات تحت مدرم و ءایش‌ا ،اه ه‌زاس زا سا‌ک‌ع‌ن‌ا

(می‌س‌ی / ی‌ل‌ول‌س) و ی‌دار ی‌ارب هی‌اپ یا‌ه ها‌گ‌ت‌س‌ی‌ا دن‌نام ،تبات یا‌ه مدن‌تسرف زا تسرد توق طاقن ی‌من ی‌روئی‌ت رظن ز نوی‌زی‌ولت و و ی‌دار ش‌خ‌پ FM و AM ،روت‌ام‌آ و ی‌دار ،ه‌ارمه ن‌فلت یا‌ه نیم‌ز و ی‌دار و ن‌فلت ،تبات RF مدن‌تسرف هب هجوت اب یی‌س‌یطان غمورتکلا طی‌ح‌م ی‌ب‌ای‌زرا ی‌ارب .داد ص‌خ‌ش‌ت ی‌ت‌س‌رد هب ناوت رد مک لمح رد ی‌ری‌گ ه‌زاد‌ن‌ا نادیم تردق رگا .دوش هتفرگ رظن رد دی‌اب یی‌س‌یطان غمورتکلا یا‌ه تی‌اس یسررب رو‌ظن‌م هب دی‌اب pM-KN01 ،دشاب ال‌اب رد ارج لباق RF قابطن‌ا حطس زا ش‌یب تس‌ا هدش هدافتسا pM-KN01 ن‌آ م‌زال تس‌ان‌کم ی‌فا‌ض‌ا تام‌اد‌قا ، دوش ه‌ده‌اش‌م ی‌عی‌ب‌ط ری‌غ در‌کل‌م‌ع رگا .دوش یسررب ی‌عی‌ب‌ط در‌کل‌م‌ع یسررب pM-KN01 نا‌کم ل‌ق‌ن‌ای و ی‌ب‌ای تی‌ع‌ق‌وم ه‌راب‌ود دن‌نام ،دشاب د‌شاب رتم 3 V / زا رتمک دی‌اب نادیم توق طاقن ،زتره‌ا‌گ‌م 80 هب زتره 150 سن‌اکرف ه‌دو‌ح‌م رد b

<p>RF و pM-KN01 تا‌طاب‌ت‌را تازی‌ه‌جت ه‌ارمه ن‌فلت و لمح لباق نی‌ب هدش هی‌صوت یی‌ادج هل‌صاف</p>				
<p>RF تال‌ال‌ت‌خا ش‌بات ن‌آ رد هک تس‌ا یی‌س‌یطان غمورتکلا طی‌ح‌م رد هدافتسا ی‌ارب هک تس‌ا pM-KN01 لخادت زا ی‌ری‌گ‌ول‌ج رو‌ظن‌م هب دن‌اوت یم pM-KN01 زا ربراک ای یرتشم .هدش هتفرگ رظن رد لرتنک (مدن‌تسرف) لمح لباق و رایس RF تا‌طاب‌ت‌را تازی‌ه‌جت نی‌ب ل‌ق‌اد‌ح هل‌صاف ظ‌ف‌ح اب یی‌س‌یطان غمورتکلا تازی‌ه‌جت زا ی‌چورخ ناوت رتکادح هب هجوت اب ،دوش یم هی‌صوت ریز حرش هب هک pM-KN01 هب کمک و دن‌ک لم‌ع تا‌طاب‌ت‌را</p>				
<p>مدن‌تسرف سن‌اکرف هب هجوت اب هل‌صاف M</p>				<p>هب‌تر ی‌دن‌ب رتکادح تردق ی‌چورخ</p>
	<p>800 MHz 2,5 GHz</p> $d = 1.7 \sqrt{P}$	<p>80 MHz 800 MHz</p> $d = 1.7 \sqrt{P}$	<p>150 kHz 80 MHz</p> $d = 1.7 \sqrt{P}$	
	0.07	0.12	0.12	0.01
	0.22	0.37	0.37	0.1
	0.70	1.17	1.17	1
	2.21	3.69	3.69	10

İthalatçı/Distribütör: Trimpeks İth.İhr.Tur.ve Tic.A.Ş.

Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cad. No:1/11 Kağıthane 34415, İSTANBUL
TÜRKİYE | Tel +90 212 319 50 00 | Fax +90 212 319 50 50



Plusmed_IB_pM-KN01_verA_01

Revizyon Tarihi: 10/04/2023