



70mm

100mm


**Blood Glucose System
Blood Glucose Meter**



**Blood Glucose System
LCD Screen**



**Blood Glucose System
Test Strip**



Note:

- Store test strips at room temperature between (1°C ~ 30°C). (33.8°F ~ 86°F).
- Do not refrigerate or freeze test strip. Avoid extreme temperature or exposure to sunshine.
- Use test strips before expiry date.
- Immediately use the test strip after it removed out from vial or single-bag.
- Do not reuse test strips.

**Blood Glucose System
Meter**

Interpreting unexpected test results

The meter can accurately measure blood glucose concentrations between 2.2 to 33.3 mmol/L (40 to 600 mg/dL).

Expected Blood Glucose Level:

Time	Normal Blood Glucose Range
Before breakfast	3.9-5.8 mmol/L (70-105 mg/dL)
Before lunch or supper	3.9-6.1 mmol/L (70-110 mg/dL)
1 hour after meal	≤ 8.9 mmol/L (lower than 160 mg/dL)
2 hour after meal	≤ 6.7 mmol/L (lower than 120 mg/dL)
Between 2 am and 4 am	≥ 3.9 mmol/L (higher than 70 mg/dL)

Refer to the following cautions whenever your test results are lower or higher than what you expect.



① Low glucose results

If your test result is lower than 2.2 mmol/L (40 mg/dL), Lo will appear on the meter display screen.

• Lo Reading with Symptoms






If you have a Lo reading and have symptoms such as weakness, sweating, nervousness, headache or confusion, then follow your doctor's recommendation to treat hypoglycemia.

• Lo Reading without Symptoms

If you get a Lo reading, but have no symptoms of low blood glucose, then retest with a new test strip on your fingers. If you still get a Lo reading, follow your doctor's recommendation to treat hypoglycemia.



**Blood Glucose System
Preparing the Lancing Device**

- 1) Turn the cap anti-clockwise to remove it. Insert a new sterilized lancet into the lancet holder and push it down firmly until it stops.
- 2) Twist off the protective disk until it separates from the lancet.
- 3) Slide the cap on until it stops (Avoid contact with the lancet pin).
- 4) Adjust puncture depth by turning the depth adjusting knob. The indication marks different levels of skin penetration. The higher of the number, the deeper of penetration.
- 5) After slide the ejection spring controller back until it clicks. The lancing device is ready to use.



**Blood Glucose System
Testing your Blood Glucose**

- 1) Wash your hands and the puncture site with an alcohol swab or soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- 2) Insert a test strip, contact bar end first and facing up, into strip port, and push it in until stops. The meter will automatically turn on and shortly display symbols on screen.
- 3) When you see Apply Blood Sample Reminder symbol flashing, hold the lancing device firmly against the side of your fingertip. Press the Release Button. Gently squeeze your finger to assist the blood flow.
- 4) Touch the blood drop to the top edge of test strip. Hold until the confirmation window is full. The meter begins testing with display countdown.
- 5) At the end of the countdown, The screen will display test result.
- 6) Remove the used test strip. The meter will store the test result and automatically turn off.
- 7) Put the protective disk back on the lancet. Discard it properly.



**Blood Glucose System
Troubleshooting**

Message	Possible Cause	What to do
E-1	The system check may be failed	Remove the battery and reinsert it after 30 seconds. If it still doesn't work, please contact the vendor.
E-2	The test strip may be used or damaged.	Retest with a new strip.
E-3	The sample was applied before the meter was ready.	Repeat with a new strip. Applying blood after the symbol flashes on the screen.
E-4	The test strip may be moved during testing or sampling data is unstable.	Retest with a new strip. Make sure that the method of applying sample is correct, and test strip can not be moved during testing.
E-5	The strip check has problem.	Retest with a new strip.
	Battery power is low.	Replace the battery soon
	The meter is out of operating temperature range.	Place the system in appropriate operating environment for 30 minutes before retesting.

plusmed
health management

Model: **fastest DailyCheck**

BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE SANGUINE
SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA EN SANGRE

EN Quick Start Guide

FR Guide de Démarrage Rapide


TR Hızlı Kullanım Rehberi

www.plusmed-health.com

70mm


100mm

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE SANGUINE



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE SANGUINE
LCD Écran

Écran



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE SANGUINE
Bandelette de Test



Note:

- Conservez la bandelette de test dans un endroit sec à une température comprise entre 1°C-30°C (33,8°F-86°F).
- Ne pas congeler ou réfrigérer. N'exposez pas les bandelettes d'essai au soleil. Évitez l'humidité.
- Utilisez la bandelette de test immédiatement après l'avoir retirée de son emballage.
- Utilisez les bandelettes de test avant la date de péremption.
- Ne réutilisez pas les bandelettes de test.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE SANGUINE
Lecteur

Interprétation des résultats des tests attendus

Le lecteur peut mesurer avec précision des concentrations de glucose dans le sang comprises entre 2,2 et 33,3 mmol/L (40 à 600 mg/dL).

Niveau de Glycémie Attendu :

Temps	Plage de Glycémie Normale
Avant le petit déjeuner	3.9-5.8 mmol/L (70-105 mg/dL)
Avant le déjeuner ou le dîner	3.9-6.1 mmol/L (70-110 mg/dL)
1 heure après le repas	<8.9 mmol/L (moins de 160 mg/dL)
2 heures après le repas	<6.7mmol/L (moins de 120mg/dL)
Entre 2h et 4h du matin	<3.9mmol/L (Supérieur à 70mg/dL)

Consultez les mises en garde suivantes lorsque les résultats de vos tests sont inférieurs ou supérieurs à ce que vous attendez.



(1) Résultats à faible teneur en glucose

Si le résultat de votre test est inférieur à 2,2 mmol/L (40 mg/dL), LO s'affiche sur l'écran du lecteur. Cette lecture indique une hypoglycémie sévère (faible taux de glucose dans le sang).

• Lecture de LO avec les Symptômes


Si vous avez une lecture LO et que vous présentez des symptômes tels que faiblesse, transpiration, nervosité, maux de tête ou confusion, suivez les recommandations de votre médecin pour traiter l'hypoglycémie.

• Lecture de LO sans Symptômes


Si vous obtenez un résultat LO, mais que vous n'avez aucun symptôme d'hypoglycémie, refaites le test avec une nouvelle bandelette sur vos doigts. Si vous obtenez toujours une lecture LO, suivez les recommandations de votre médecin pour traiter l'hypoglycémie.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE SANGUINE
Préparation de l'autopiqueur


(1) Retirez le couvercle de l'autopiqueur en le tournant.




(2) Insérez fermement une nouvelle lancette dans le porte-lancette.




(3) Tenez le couvercle de l'aiguille de la lancette et tournez-le doucement jusqu'à ce qu'il se sépare de la lancette.




(4) Remettez en place l'embout de l'autopiqueur. Évitez de toucher la tige de la lancette.



(5) Ajustez le réglage de la profondeur. L'embout réglable offre 5 niveaux de pénétration de la peau. Tournez l'embout de l'autopiqueur jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.



(6) Tenez le couvercle de l'autopiqueur d'une main. De l'autre main, retirez lentement le cylindre coulissant du couvercle de l'autopiqueur. Vous entendrez un clic, indiquant que le porte-lancette est verrouillé en position. Relâchez le baril coulissant pour le remettre dans sa position initiale.



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE SANGUINE
Tester votre glycémie


1) Lavez-vous les mains et le site de ponction avec un tampon d'alcool ou de l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.



2) Insérez une bandelette de test, l'extrémité de la barre de contact en premier et vers le haut, dans le port de la bandelette, et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Le lecteur s'allumera automatiquement et affichera brièvement des symboles à l'écran.




3) Lorsque le symbole Appliquer un rappel d'échantillon de sang clignote, tenez fermement l'autopiqueur contre le bout de votre doigt. Appuyez sur le bouton de libération. Pressez doucement votre doigt pour favoriser la circulation sanguine.



4) Appuyez la goutte de sang sur le bord supérieur de la bandelette de test. Maintenez jusqu'à ce que la fenêtre de confirmation soit pleine. Le compteur commence le test avec un compte à rebours affiché.



5) À la fin du compte à rebours, l'écran affichera le résultat du test.



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE SANGUINE
Dépannage

Message	Cause Possible	Que faire
E-1	La vérification du système peut échouer	Retirez la pile et réinsérez-la après 30 secondes. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le vendeur.
E-2	La bandelette de test peut être usagée ou endommagée.	Retestez avec une nouvelle bandelette.
E-3	L'échantillon a été appliqué avant que le lecteur ne soit prêt.	Répétez avec une nouvelle bandelette. Appliquez du sang après que le symbole *** ait clignoté à l'écran.
E-4	La bandelette de test peut être déplacée pendant le test ou les données d'échantillonnage sont instables.	Retestez avec une nouvelle bandelette. Assurez-vous que la méthode d'application de l'échantillon est correcte et que la bande de test ne peut pas être déplacée pendant le test.
E-5	La vérification de la bandelette a un problème.	Retestez avec une nouvelle bandelette.
	La puissance de la pile est faible.	Remplacez bientôt la pile
	Le lecteur est hors de la plage de température de fonctionnement.	Placez le système dans un environnement de fonctionnement approprié pendant 30 minutes avant de le tester à nouveau.

plusmed
health management

Model: *fastest* DailyCheck

BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE SANGUINE
SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA EN SANGRE

EN Quick Start Guide

FR Guide de Démarrage Rapide



TR Hızlı Kullanım Rehberi

www.plusmed-health.com

70mm

100mm

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ
LCD EkranKAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ
Test Stribi

Not:

- Test stribini 1°C ~ 30°C (33,8°F ~ 86°F) arasındaki sıcaklıklarda kuru bir yerde saklayın.
- Dondurmayın veya soğutmayın. Test striblerini güneş ışığına maruz bırakmayın. Nemden kaçınınız.
- Test striblerini son kullanım tarihinden önce kullanınız.
- Stribi çıkardıktan hemen sonra şişenin kapağını kapatın.
- Test stribini tekrar kullanmayınız.

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ
Ölçüm Cihazı


Beklenmeyen sonuçları yorumlama

Ölçüm cihazı, 2,2 ila 33,3 mmol/L (40 ila 600 mg/dL) arasındaki kan şekeri konsantrasyonlarını doğru bir şekilde ölçebilir.

Beklenen Kan Şekeri Seviyesi:

Zaman	Normal Kan Şekeri Aralığı
Kahvaltıdan önce	3.9-5.8 mmol/L (70-105 mg/dL)
Öğle veya akşam yemeğinden önce	3.9-6.1 mmol/L (70-110 mg/dL)
Yemektan 1 saat sonra	≤8.9 mmol/L (160 mg/dL'den az)
Yemektan 2 saat sonra	≤6.7 mmol/L (120 mg/dL'den az)
Öğleden sonra 2 ile 4 arasında	≤3.9 mmol/L (70 mg/dL'den fazla)

Test sonuçlarınızı beklediğinizden daha düşük veya daha yüksek olduğunda aşağıdaki uyarılara bakın.



① Düşük kan şekeri sonuçları


Test sonucunuz 2,2 mmol/L (40 mg/dL)'den düşükse, ölçüm cihazının ekranında LO görünecektir. Bu sonuç şiddetli hipoglisemiye (düşük kan şekeri) gösterir.

- Semptomlarla Birlikte Lo Sonucu
Lo sonucunuz varsa ve halsizlik, terleme, sinirlilik, baş ağrısı veya kafa karışıklığı gibi semptomlarınız varsa, hipoglisemi tedavisi için doktorunuzun tavsiyesine uyun.
- Semptomuz Lo Sonucu
Lo sonucu alırsanız, ancak düşük kan şekeri semptomunuz yoksa, parmaklarınızda yeni bir test şeridi ile tekrar test edin. Hala bir Lo sonucu alıyorsanız, hipoglisemi tedavisi için doktorunuzun tavsiyesine uyun.


KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Delme Cihazının Hazırlanması


(1) Delme cihazının kapağını çevirerek çıkarın.




(2) Lanset taşıyıcısına yeni bir lanseti sıkıca yerleştirin.




(3) Lanset iğne kapağını tutun ve lansetten ayrılan kadar hafifçe çevirin.



(4) Delici cihaz kapağını değiştirin. Lanset pimine dokunmaktan kaçınınız.



(5) Derinlik ayarını yapın. Ayarlanabilir uç, 5 seviye cilt penetrasyonu sunar. İstenebilir ayar görünene kadar delme cihazı kapağını çevirin.



(6) Delme cihazı kapağını bir elinizle tutun. Diğer elinizi kullanarak sapı yavaşça delme cihazının kapağından çekin. Lanset taşıyıcısını yerine kilitlendiğini belirten bir tık sesi duyacaksınız. Orijinal konumuna döndürmek için uygulama sapını bırakın.




KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Kan Şekeri Ölçümü

1) Ellerinizi ve delinme yerini alkolü bez veya sabunlu suyla yıkayın. İyice durulayın ve kurulayın.



2) Bir test stribini, temas çubuğu ucu önce ve yukarı bakacak şekilde strip portuna sokun ve durana kadar itin. Savaş otomatik olarak açılacak ve kısa süre içinde ekranda semboller görüntülenecektir.




3) Kan Örneği Hatırlatıcısı Uygula sembolünün yanıp söndüğünü gördüğünüzde, delme cihazını parmak ucunuzun kenarına sıkıca tutun. Serbest Bırakma Düğmesine basın. Kan akışına yardımcı olmak için parmağınızı hafifçe sıkın.



4) Kan damlasını test şeridinin üst kenarına değdirin. Onay penceresi dolana kadar basılı tutun. Savaş, ekran geri sayımı ile test etmeye başlar.



5) Geri sayımın sonunda ekranda test sonucu görüntülenecektir.



KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Sorun Giderme

Mesaj	Muhtemel Sebep	Yapılması Gereken
E-1	Sistem kontrolü başarısız olabilir	Pılı çıkarın ve 30 saniye sonra tekrar takın. Hala çalışmıyorsa, lütfen satıcıyla iletişime geçin.
E-2	Test şeridi kullanılmıy veya hasar görmüştür.	Yeni bir şeritle tekrar test edin.
E-3	Numune, ölçüm cihazı hazır olmadan önce uygulanmıştır.	Yeni bir şeritle tekrarlayın. Ekranda "MEM" sembolü yanıp söndükten sonra kanı uygulayın.
E-4	Test şeridi, test sırasında hareket ettirilebilir veya numune alım verileri sabit görünmüştür.	Yeni bir şeritle tekrar test edin. Numune uygulama yönteminin doğru olduğundan ve test şeridinin test sırasında hareket ettirilemeyeceğinden emin olun.
E-5	Serit kontrolünde sorun vardır.	Yeni bir şeritle tekrar test edin.



Pıl gücü düşük.

Pili yakın zamanda değiştirin



Ölçüm cihazı çalışma sıcaklığı aralığının dışında.

Yeniden test etmeden önce sistemi 30 dakika boyunca uygun çalışma ortamında tutun.

plusmed
health management

Model: *fastTest DailyCheck*

BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE SANGUINE
SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA EN SANGRE

EN Quick Start Guide

FR Guide de Démarrage Rapide

TR Hızlı Kullanım Rehberi

www.plusmed-health.com