



**pM-100** | Bandelettes de test de glycémie

Les bandelettes de test de glycémie plusmed fastTest sont utilisées avec le glucomètre plusmed fastTest pour mesurer quantitativement le glucose (sucre) dans le sang total obtenu du bout des doigts, de la paume et de l'avant-bras. Les bandelettes de test plusmed fastTest sont conçues pour des tests hors du corps (utilisation pour diagnostic in vitro).

- 1 Pour tester le glucose dans le sang capillaire
- 2 Petit échantillon de sang (0,5 µl)



Insérer la bandelette de test



Appliquer du sang



Résultats en 5 secondes

