



pM-TE01 | Stimulateur électrique TENS + EMS

Le système de thérapie double TENS + EMS Plusmed est un stimulateur électrique TENS / NMES numérique à double canal pour une application de traitement actif. Le stimulateur nerveux électrique transcutané (TENS) peut être utilisé pour le soulagement symptomatique de la douleur chronique intractable. La stimulation électrique neuromusculaire (SMN) peut être utilisée pour détendre les spasmes musculaires, prévenir ou retarder l'atrophie de désuétude, augmenter la circulation sanguine locale, rééduquer les muscles ou maintenir / augmenter l'amplitude des mouvements.

- 1 Technologie digitale
- 2 2 canaux
- 3 8 programmes différents
- 4 Indicateur de batterie faible
- 5 Minuterie 12 pas
- 6 Intensité et durée de traitement ajustables
- 7 Arrêt automatique

